



AIRCAST®  chattanooga® DONJOY® Dr.Comfort®  *Véinar*



CATALOGUE
ORTHOPÉDIE
2021

PRISES DE MESURES


TRONC - RACHIS

CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE



Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.

CIRCONFÉRENCE DE POITRINE



Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine, (sans les bras).

CIRCONFÉRENCE DU COU



Mesurer la circonférence du cou.

HAUTEUR DU COU



Mesurer la hauteur de l'appui mentonnier à l'appui sternal.

CHEVILLE - PIED

TAILLE DU PATIENT



Mesurer la hauteur du patient.

POINTURE



Prendre la pointure du patient.

CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE



Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

LONGUEUR PIED LARGEUR PLÂTRE



Mesurer la longueur du pied jusqu'au bout des orteils et la largeur du plâtre sous le pied.

GENOU

CIRCONFÉRENCE CUISSE-GENOU-MOLLET



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule. Mesurer la circonférence du genou au milieu de la rotule. Mesurer la circonférence du mollet au plus large.

CIRCONFÉRENCE CUISSE



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

CIRCONFÉRENCE DU GENOU



Mesurer la circonférence du genou au milieu de la rotule.

CIRCONFÉRENCE SOUS LE GENOU



Mesurer la circonférence sous le genou.

LONGUEUR DE LA JAMBE



Mesurer la longueur interne de la jambe, du pli crural à la malléole et retirer 20 cm.

POIGNET - MAIN

CIRCONFÉRENCE DU POIGNET



Mesurer la circonférence 5 cm au-dessus du pli de flexion du poignet.

CIRCONFÉRENCE PLI DE FLEXION DU POIGNET



Mesurer la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet.

LONGUEUR MAIN



Mesurer la longueur, depuis le poignet jusqu'à la 3^{ème} phalange du doigt (extrémité distale).

LONGUEUR DOIGT



Mesurer de la base du doigt jusqu'à son extrémité.

CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN



Mesurer la circonférence de la main.

ÉPAULE - COUDE

LONGUEUR AVANT-BRAS



Mesurer du pli de flexion du coude au pli de flexion du poignet.

LONGUEUR CARRURE



Mesurer la longueur de la carrure d'une épaule à l'autre (dans le dos).

LONGUEUR AVANT-BRAS ET PAUME



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

CIRCONFÉRENCE DU COUDE



Mesurer la circonférence du coude, le bras plié à 90°.

LÉGENDES DES PICTOS



GAMME PÉDIATRIQUE



GAMME GRANDE TAILLE



GAMME SPORTIVE



GAMME ESSENTIELLE

PRISES DE MESURES

TAILLES & PRISES DE MESURES POUR LES ATTELLES DE GENOU DONJOY®

CIRCONFÉRENCE
CUISSÉ-GENOU-MOLLET

Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.
Mesurer la circonférence du genou au milieu de la rotule.
Mesurer la circonférence du mollet au plus large.

TAILLE	CIRCONFÉRENCE CUISSÉ 15 cm au-dessus du centre de la rotule.	CIRCONFÉRENCE GENOU au milieu de la rotule.	CIRCONFÉRENCE MOLLET au plus large.
XS	33 - 39 cm	30 - 32,5 cm	25 - 30 cm
S	39 - 47 cm	32,5 - 35 cm	30 - 35 cm
M	47 - 53 cm	35 - 37,5 cm	35 - 40 cm
L	53 - 60 cm	37,5 - 42,5 cm	40 - 45 cm
XL	60 - 67 cm	42,5 - 47,5 cm	45 - 50 cm
XXL	67 - 75 cm	47,5 - 52,5 cm	50 - 55 cm
XXXL	75 - 81 cm	52,5 - 57,5 cm	55 - 60 cm

CCMI MARK III

Chaque Defiance® est fabriquée sur mesure, expédiée dans les 14 jours ouvrés suivants.
Les mesures sont faites avec l'appareil CCMi Mark III.

Nous pouvons également procéder à la fabrication à l'aide d'un fichier AOP.

Le CCMi Mark III permet de relever certaines valeurs anatomiques de référence sur le membre du patient, tels que varus, valgus, largeur du genou, circonférence de la cuisse et du mollet.

- Option de mesure standard et courte.
- Facile d'utilisation.
- Gain de temps.
- Boîte de rangement et de transport.



▶ Découvrez la vidéo
de réglage des **plots de flexion/extension**
sur la mise en place CCMi Mark III



DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE GTIN
CCMI MARK III	11-0183	0888912161022

CES PRISES DE MESURES CORRESPONDENT À CERTAINS DE NOS PRODUITS GENOU :
ATELLES ROTULIENNES ET ÉLASTIQUES
DONJOY®
TRU-PULL®

ATELLES LIGAMENTAIRES DE GENOU
DONJOY®
PLAYMAKER® WRAP II

DONJOY®
SE 4 POINT

DONJOY®
ACL EVERYDAY

DONJOY®
ARMOR

ATELLES DE GONARTHROSE
DONJOY®
OA REACTION

DONJOY®
CLIMA-FLEX™ OA

DONJOY®
OA FULLFORCE

DONJOY®
OA NANO™


AIRCAST®

 chattanooga®

DONJOY®

Dr.Comfort®



SOMMAIRE

 PowerLax II DonJoy	TRONC - RACHIS	5
	Ceintures lombaires	10
	Ceintures abdominales	15
	Corsets d'immobilisation	16
	Colliers cervicaux	18
 Alcoa® Classique II	CHEVILLE	23
	Attelles de cheville	26
	Chevillères élastiques	29
	Bottes d'immobilisation	33
	Accessoires bottes d'immobilisation	42
 Pabilax II DonJoy	PIED	43
	Chaussures post-opératoires	45
	Releveurs de pied	49
	Gamme CHUT	51
	Chaussures de confort	61
	Accessoires Pied	64
	Podologie	65
 DonJoy GenuLax	GENOU	71
	Attelles rotuliennes / Contention élastique	73
	Attelles ligamentaires / Contention élastique	83
	Accessoires attelles ligamentaires de genou	94
	Attelles post-opératoires	95
	Attelles gonarthrose	101
 DonJoy ManuLax	POIGNET - MAIN - DOIGTS	109
	Attelles de poignet-main / Contention élastique	112
	Attelles de poignet-pouce	114
	Attelles de pouce	116
	Attelles de poignet-main-doigts	117
	Attelles de doigts	119
 Exos Rniza	GAMME THERMOFORMABLE EXOS®	121
	Attelles de pouce / poignet-pouce	126
	Attelles de poignet-main	128
	Attelles de doigts	130
	Attelles de poignet-doigts	131
 DonJoy CondiLax	ÉPAULE - COUDE	133
	Écharpes d'épaule	136
	Coussins d'abduction	138
	Sangle acromio-claviculaire	141
	Attelles de coude / Contention élastique	142
 Cherianoga CeFar® TENS	DOULEUR - RÉÉDUCATION PÉRINÉALE - ÉLECTRODES	143
	CRYOTHÉRAPIE - BIEN-ÊTRE	153
	OUTILS MARKETING	159
	INDEX	164

Tous les produits présentés dans ce document sont des dispositifs médicaux de classe I sauf si mentionné dans le catalogue selon la directive européenne 93/42/CEE. Lire attentivement les notices avant utilisation. Disponibles chez les orthopédistes, les répartiteurs pharmaceutiques et les pharmacies spécialisées.

GRILLE DE LECTURE PAR TYPOLOGIE DE PATIENTS



Ceintures

	PÉDIATRIQUE	GRANDE TAILLE	SPORT
Porostrap™			
Actistrap™			
Powerstrap		NOUVEAUTÉ	
Immostrap™			
Airstrap™			
Duostrap™			
Conforstrap™			
Lombostrap™			
MyBabystrap™		NOUVEAUTÉ	
Abdostrap™ II			
Ceinture Thoracique Deluxe			
Exos Form™ II			
TLSO II			
Ernistrap™			

Colliers

	PÉDIATRIQUE	GRANDE TAILLE	SPORT
Collier Anatomique C1			
Collier Anatomique C2			
Collier DonJoy C2+™		NOUVEAUTÉ	
Collier C3			
Collier California			

Attelles de cheville et Contention élastique

	PÉDIATRIQUE	GRANDE TAILLE	SPORT
Aircast® Classique II™			
Fusiolight®			
Aircast Light™			
Airsport+			
A60™			
Gel			
DonJoy FortiLax™ Cheville		NOUVEAUTÉ	
DonJoy MaloLax™		NOUVEAUTÉ	
DonJoy StrapiLax™ Cheville		NOUVEAUTÉ	
ArtiLax™ Cheville			
AchilloForce® Air			

Bottes d'immobilisation

	PÉDIATRIQUE	GRANDE TAILLE	SPORT
Airselect™			
Nextep™			
Maxtrax®			
Maxtrax® Air			
Maxtrax® Rom			
Minitrax™			



Chaussures post-opératoires

	PÉDIATRIQUE	GRANDE TAILLE	SPORT
Podalux™ II			
Podapro™			
Podacheel™			
Chaussure pour plâtre			

Releveurs de pieds

	PÉDIATRIQUE	GRANDE TAILLE	SPORT
Aircast® Podalib®			
Releveur de pied			

Gamme CHUT

	PÉDIATRIQUE	GRANDE TAILLE	SPORT
CHUT New Diane			
CHUT Rejilla			
CHUT Venus			
CHUT Brice			
CHUT Adonis			
CHUT Arlequin Sand			
CHUT Cotton			
CHUT Franki			
CHUT Gary			
CHUT Wallaby			
CHUT Lea			
CHUT Soa			
CHUT Pat			

Chaussures de confort

	PÉDIATRIQUE	GRANDE TAILLE	SPORT
Refresh			
Katy			
Performance			
Winner Plus			

Accessoires Pied




	PÉDIATRIQUE	GRANDE TAILLE	SPORT
Talonnettes «Heel Cups»			
Semelles de confort			

Gamme Podologie

	PÉDIATRIQUE	GRANDE TAILLE	SPORT
Aircast® ActyToe™		NOUVEAUTÉ	
Aircast® ActyToe Night™		NOUVEAUTÉ	
Aircast® ActyToe Lift™		NOUVEAUTÉ	
Aircast® SofToes™		NOUVEAUTÉ	

Attelles rotuliennes et Contention élastique

	PÉDIATRIQUE	GRANDE TAILLE	SPORT
Reaction			
Tru-Pull® Lite			
Tru-Pull®			
DonJoy FortiLax™ Genou		NOUVEAUTÉ	
DonJoy RotuLax™		NOUVEAUTÉ	

		 PÉDIATRIQUE	 GRANDE TAILLE	 SPORT
Don.Joy StrapiLax™ Genou	NOUVEAUTÉ			
Don.Joy StabiLax™	NOUVEAUTÉ			
Artilax™ Genou				
Bandeau Infra-Patellaire				

Attelles de genou ligamentaires et Contention élastique

Don.Joy GenuLax™	NOUVEAUTÉ			
Playxpert Wrap et Sleeve				
Playmaker [®] Wrap II				
Support Everest II	NOUVEAUTÉ			
SE 4 Point				
ACL Everyday				
Armor				
Defiance [®] III				

Attelles de genou post-opératoires




Perform'Ice Genou				
Support Everest Ice II	NOUVEAUTÉ			
Immo AT4				
Immo AT4 3V				
Immo Genou 3V				
X-Act Rom Lite				

Attelles de gonarthrose

OA Reaction				
Clima-Flex™ OA				
OA FullForce				
OA Nano™				
OA Defiance [®]				

Attelles de poignet-pouce-doigts

Don.Joy ConfortForm™				
Don.Joy RespiForm™				
Don.Joy DuoForm™				
Don.Joy ManuLax™	NOUVEAUTÉ			
Don.Joy CarpaForm™				
Don.Joy ConfortForm™ +				
Don.Joy RespiForm™+				
Don.Joy DuoForm™+				
Don.Joy ErgoForm™				
Don.Joy RhizoForm™				
Don.Joy DigiForm™				
Don.Joy DigiForm™+				
Don.Joy PolyForm	NOUVEAUTÉ			
Attelle Grenouille				

		 PÉDIATRIQUE	 GRANDE TAILLE	 SPORT
Attelle Baseball				
Attelle Aluminium Mousse				
Attelle Stack				

Gamme thermoformable Exos[®]

Exos [®] Pouce II				
Exos [®] Rhiza				
Exos [®] Poignet-Pouce Court				
Exos [®] Poignet-Main				
Exos [®] Poignet-Main Long				
Exos [®] Doigt Externe				
Exos [®] Doigt Interne				
Exos [®] Boxer Externe				
Exos [®] Boxer Interne				
Exos [®] 4 Doigts	NOUVEAUTÉ			

Attelles d'épaule

Gilet GCI™				
Immo™				
Écharpe de Contention				
Écharpe «Bear»				
Immoscap™ II				
PSA 2				
Ultrasling [®]				
Ultrasling [®] IV				
Ultrasling [®] IV AB				
Ultrasling [®] IV ER				
Cromax				

Attelles de coude

Ranger				
Bandage Pneumatique de Coude				
Don.Joy CondiLax™	NOUVEAUTÉ			

Cryothérapie / bien-être

Iceman [®] Clear 3™				
Bombes de froid				
Pack de chaud/froid réutilisable				
Pack de froid instantané				
Housses de protection				
Canne Anglaise				
Chatt-Tape				
Bandes Strapping				
Bandes Rezin				

CAS COMPTOIR

CEINTURE DE MATERNITE MYBABYSTRAP[™] DONJOY[®]



Pensez merchandising!

Mettre la ceinture de maternité bien en vue dans le rayon Bébé.
Mettre en avant vos produits de compression veineuse sera un plus.



Quand conseiller la ceinture ?

Abordez la femme enceinte dans le rayon Bébé. 2 fois sur 3, elle souffre de mal de dos lié à la "déformation" de la partie lombaire dont la courbe se creuse, sans compter la prise de poids et l'appui sur le nerf sciatique.



Comment ajuster en fonction de la prise de ventre ?

- MyBabyStrap[™] est ajustable à chaque étape de la grossesse : elle couvre jusqu'à 150 cm de tour de taille!
- Montrez-lui la vidéo de mise en place disponible sur la chaîne YouTube DJO France.



Quels autres produits associer ?

- Compression veineuse (collant de maternité ou mi-bas Veinax)
- Crèmes anti-vergetures
- Compléments alimentaires
- Homéopathie
- Tout autre produit lié à sa grossesse.



Et après l'accouchement, que lui conseiller ?

- La compression veineuse est également un produit de conseil car l'HAS préconise le port de bas de compression pendant toute la grossesse et 6 semaines en post-partum.
- Les sondes de rééducation périnéales sont enfin le moyen de préparer le post-partum de la patiente et de la sensibiliser à cette rééducation.

Contactez votre délégué(e).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.DJOglobal.fr




TRONC | RACHIS

CEINTURES LOMBAIRES
CEINTURES ABDOMINALES
CORSETS D'IMMOBILISATION
COLLIERS CERVICAUX



LE TRONC-RACHIS



LES PATHOLOGIES FRÉQUENTES :

- **LE LUMBAGO**, ou « tour de reins », résulte en une contracture musculaire consécutive à un effort important ou inhabituel. La douleur est intense et brutale, et se situe au niveau des vertèbres lombaires. Le lumbago se soigne en quelques jours mais à une forte tendance à la récurrence.
- **LA SCIATIQUE** est le résultat d'une irritation ou d'une inflammation du nerf sciatique. La douleur irradie du bas du dos vers les fesses, voire jusqu'au pied.
- **L' HERNIE DISCALE** est une dégénérescence du disque intervertébral avec migration du noyau au travers du ligament annulaire. Elle peut entraîner une compression d'un nerf passant à proximité et des douleurs dans toute la zone innervée par ce nerf.

ARBRE DÉCISIONNEL CEINTURES LOMBAIRES - CORSETS D'IMMOBILISATION



● 1^{ère} intention○ 2^{ème} intention**LOMBOSTRAP™**
Page 14**POROSTRAP™**
Page 10**ACTISTRAP™**
Page 10**IMMOSTRAP™**
Page 12**POWERSTRAP™**
Page 11**CEINTURES LOMBAIRES**

Lombalgie (sub)aiguë ou Lumbago	●	●	○	○	○
Lombalgie chronique		○	●	○	○
Hernie discale symptomatique				○	○
Lombosciatalgie / cruralgie			○	●	○
Reprise d'activité / Prévention		○	○	○	●

**AIRSTRAP™**
Page 12**DUOSTRAP™**
Page 13**CONFORSTRAP™**
Page 13**MYBABYSTRAP™**
Page 14**CEINTURES LOMBAIRES**

Lombalgie (sub)aiguë ou Lumbago		○		
Lombalgie chronique			●	
Hernie discale symptomatique				
Lombosciatalgie / cruralgie		○		
Déficience abdominale temporaire ou définitive (obésité)			●	
Laparotomie ou Stomie			○	
Post-opératoire viscérale (prévention de l'éventration)			○	
Grossesse et Post-partum				●
Reprise d'activité / Prévention		●		


**ABDOSTRAP™ II**
Page 15**CEINTURE THORACIQUE DELUXE**
Page 15**EXOS FORM™ II**
Page 16**TLSO II**
Page 17**CEINTURES ABDOMINALES ET CORSETS D'IMMOBILISATION**

Déficience abdominale temporaire ou définitive (obésité)	●			
Laparotomie ou Stomie	○			
Post-opératoire viscérale (prévention de l'éventration)	○			
Fracture costale		●		
Hernie discale symptomatique aiguë			●	
Fracture tassement rachis lombaire inférieur			○	○
Fracture tassement rachis lombaire supérieur				○
Fracture tassement rachis dorsal				●


**ERNISTRAP™**
Page 17**BANDAGE HERNIAIRE**

Hernie inguinale unilatérale réductible	●
Usage pré-opératoire	○

LISTE DE NOS PRODUITS EN FONCTION DE LA ZONE ANATOMIQUE CONCERNÉE



SOLUTIONS ÉLÉGANTES ET EFFICACES



TECHNOLOGIE DONJOY[®]



Textile respirant



PLB (Physiological Location Boning*)

*Emplacement Physiologique des Baleines



Contention forte




Élasticité multidirectionnelle




Adaptation anatomique optimale



Cellules d'air gonflables



Textile ventral indémaillable



Coque de protection X-Shell



Double compression antérieure et postérieure



DONJOY[®] POROSTRAP[™]



INDICATIONS :

- Lumbalgie aiguë, subaiguë ou lumbago.
- Lumbalgie chronique.
- Reprise d'activité.
- Prévention de la récurrence chez les personnes et/ou les activités à risque.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ceinture profilée et légère, effet « seconde peau ».
- Textile ajouré respirant pour un confort d'utilisation optimal.
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire et corriger la lordose.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le plastron abdominal.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Sangles de rappel posturales pour ajuster le niveau de contention avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats »).
- Modèle mixte.
- Hauteurs dorsales : 21 cm et 26 cm.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).

USAGE / PROFIL PATIENT

- Sédentaire à Actif.
- Idéale pour : reprise d'activité, travaux légers, port sous un vêtement.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.



Élaborée avec PBO Design

TAILLE	HAUT. CEINTURE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
XS	21 cm	56 - 68 cm	82-0227-1	3401597133169
S	21 cm	68 - 82 cm	82-0227-2	3401597133220
M	21 cm	82 - 98 cm	82-0227-3	3401597133398
L	21 cm	98 - 116 cm	82-0227-4	3401597133459
XL	21 cm	116 - 136 cm	82-0227-5	3401597133510
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0228-1	3401597133749
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0228-2	3401597133800
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0228-3	3401597133978
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0228-4	3401597134289
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0228-5	3401597134401

Prescrire : Porostrap[™] DonJoy[®]



DONJOY[®] ACTISTRAP[™]



INDICATIONS :

- Lumbalgie aiguë ou chronique.
- Lumbago.
- Lombosciatalgie ou lombocruralgie aiguë.
- Prévention de la récurrence lors de travaux de force.

CARACTÉRISTIQUES :

- Contention élastique forte en partie dorsale pour favoriser le contrôle postural.
- 4 baleines postérieures rigides pour stabiliser la zone lombaire et corriger la lordose.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le plastron abdominal.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Sangles dédoublées en partie dorsale pour une contention accrue.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Sangles avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats »).
- Modèle mixte.
- Hauteurs dorsales : 21 cm et 26 cm.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).

USAGE / PROFIL PATIENT

- Actif.
- Lors de travaux de force, activités de loisirs.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.



Élaborée avec PBO Design

TAILLE	HAUT. CEINTURE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
XS	21 cm	56 - 68 cm	82-0230-1	3401597360855
S	21 cm	68 - 82 cm	82-0230-2	3401597361746
M	21 cm	82 - 98 cm	82-0230-3	3401597362927
L	21 cm	98 - 116 cm	82-0230-4	3401597363467
XL	21 cm	116 - 136 cm	82-0230-5	3401597363696
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0231-1	3401597364068
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0231-2	3401597364419
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0231-3	3401596922870
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0231-4	3401596922931
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0231-5	3401596923471

Prescrire : Actistrap[™] DonJoy[®]




Découvrez la vidéo de mise en place d'une ceinture lombaire DonJoy[®]

DONJOY[®] POWERSTRAP



NOUVEAU



INDICATIONS :

- Prévention de la récurrence chez les personnes et/ou les activités à risque.
- Lumbalgie aiguë ou chronique pour patient actif.
- Hernie discale symptomatique.
- Lombosciatalgie/cruralgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Design innovant : peu de textile, améliorant la respirabilité et le confort du produit.
- La Powerstrap rassemble le meilleur des ceintures DonJoy[®]: confort, maintien et respirabilité.
- Quadruple sangle de rappel pour ajuster le niveau de contention.
- Structure dorsale croisée X-Shell offrant un effet de protection et d'amortissement des chocs.
- Idéale pour des conditions extrêmes, résistance aux chocs.
- Immobilisation modérée à forte.
- Matière interne « On Steam » antimicrobienne, anti-odeur, thermorégulatrice et hypoallergénique.
- 4 baleines postérieures rigides conformées pour un maintien accru.
- Textile Artico[™] avec visuel nid d'abeille.
- Sans bordures pour un meilleur confort.
- Modèle mixte.
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- Ne contient pas de latex.
- Disponible en 5 tailles de XS à XL

USAGE / PROFIL PATIENT

- Actif.
- Lors de travaux de force, activités avec vibrations.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.



Élaborée avec PBO Design

TAILLE	HAUT. CEINTURE	TOUR DE TAILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0239-1	0190446646167
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0239-2	0190446646174
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0239-3	0190446646181
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0239-4	0190446646198
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0239-5	0190446646204

Prescrire : **Powerstrap DonJoy[®]**



Structure dorsale X-Shell



Sangles de rappel renforcées

Idéale pour des conditions extrêmes, résistance aux chocs

Immobilisation modérée à forte



4 sangles de rappel



Structure dorsale croisée X-Shell protectrice

Matière interne « On-Steem » : antimicrobien et anti-odeur (doubleur interne)

4 baleines postérieures rigides et conformables

DONJOY[®] IMMOSTRAP[™]



Découvrez la vidéo
de mise en place d'une
ceinture lombaire DonJoy[®]

INDICATIONS :

- Lombosciatalgie ou lombocruralgie.
- Lumbago.
- Hernie discale symptomatique.
- Lomalgie aiguë ou chronique.
- Reprise d'activité.

CARACTÉRISTIQUES :

- Quadruples sangles de rappel postural permettant d'ajuster le niveau de compression.
- Contention élastique forte pour favoriser le contrôle postural.
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Serrage supérieur et inférieur indépendant pour une adaptation parfaite à la morphologie.
- Serrage sans effort grâce aux boucles coulissantes.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats »).
- Modèle mixte.
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).

USAGE / PROFIL PATIENT

- Actif.
- Idéale pour : activités de loisirs, assistance lors de travaux de force, femme avec des hanches prononcées.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.



Élaborée avec PBO Design

TAILLE	HAUT. CEINTURE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0229-1	3401597364297
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0229-2	3401597359736
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0229-3	3401597359965
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0229-4	3401597360107
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0229-5	3401597360336

Prescrire : **Immostrap[®] DonJoy[®]**

DONJOY[®] AIRSTRAP[™]



USAGE / PROFIL PATIENT

- Conduite prolongée (Conducteurs, routiers).
- Idéale pour : pratique d'activité avec des vibrations.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.



Élaborée avec PBO Design

INDICATIONS :

- Reprise d'activité après lombosciatalgie ou lombocruralgie.
- Reprise d'activité après hernie discale symptomatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ceinture pneumatique composée de plusieurs cellules d'air verticales.
- Effets de décharge, d'isolation thermique et de massage générés par les cellules d'air.
- Aucune baleine rigide, ce qui procure un soutien lombaire avec un confort optimal dans toutes les positions.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Double sangle de rappel avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats »).
- Modèle mixte.
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).

TAILLE	HAUT. CEINTURE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0236-1	3401596939441
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0236-2	3401596940270
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0236-3	3401596939502
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0236-4	3401596939960
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0236-5	3401596940041

Prescrire : **Airstrap[®] DonJoy[®]**

DONJOY® DUOSTRAP™



INDICATIONS :

- Lumbalgie associée à une insuffisance musculaire de la sangle abdominale temporaire ou acquise (obésité morbide).
- Eventration.
- Chirurgie viscérale avec laparotomie.
- Tétraplégie ou paraplégie haute.

CARACTÉRISTIQUES :

- Contention élastique forte pour un maintien lombaire et abdominal accru.
- Dimensions adaptées pour favoriser le maintien abdominal dans son ensemble.
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines antérieures flexibles pour renforcer le plastron abdominal.
- Double sangle de rappel postural pour ajuster le niveau de contention.
- Passe-doigts pour faciliter la mise en place.
- Possibilité d'équiper un tour de taille extrême jusqu'à 156 cm.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats »).
- Modèle mixte.
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- Disponible en 5 tailles (de S à XXL).

USAGE / PROFIL PATIENT

- Sédentaire.
- Idéale pour : patient obèse, post-opératoire, reprise d'activité et patient tétraplégique.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.



Élaborée avec PBO Design

TAILLE	HAUT. CEINTURE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0243-2	3401596938789
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0243-3	3401596938840
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0243-4	3401596938901
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0243-5	3401596939090
XXL	26 cm	136 - 156 cm	82-0243-6	3401596939151

Prescrire : DuoStrap® DonJoy®

DONJOY® CONFORSTRAP™



Livré avec un AXP1



INDICATIONS :

- Lumbalgie chronique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage 3D & élasticité multidirectionnelle assurant un ajustement anatomique et un confort optimal.
- 4 baleines postérieures rigides préformées pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le plastron abdominal.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Livré avec un pack de chaud/froid AXP1 amovible pour soulager la douleur par cryo/thermothérapie.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats »).
- Ne contient pas de latex.
- Modèle mixte.
- Hauteurs dorsales : 21 et 26 cm.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).

USAGE / PROFIL PATIENT

- Sédentaire.
- Adaptée pour les activités du quotidien.
- Convient aux patients allergiques au latex.
- Posologie : port durant les phases algiques et usage préventif selon les besoins.



Élaborée avec PBO Design

TAILLE	HAUT. CEINTURE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
XS	21 cm	56 - 68 cm	82-0233-1	3401597135989
S	21 cm	68 - 82 cm	82-0233-2	3401597136290
M	21 cm	82 - 98 cm	82-0233-3	3401597367779
L	21 cm	98 - 116 cm	82-0233-4	3401597367830
XL	21 cm	116 - 136 cm	82-0233-5	3401597368080
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0234-1	3401597370212
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0234-2	3401597370380
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0234-3	3401597370441
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0234-4	3401597370502
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0234-5	3401597370670

Prescrire : Conforstrap® DonJoy®

DONJOY® Lombostrap™



INDICATIONS :

- Lumbalgie aiguë.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissu élastique aéré pour plus de confort.
- 4 baleines postérieures flexibles et 2 baleines antérieures souples.
- Passe-doigts pour faciliter la mise en place.
- Sangles de rappel postural pour ajuster le niveau de contention.
- Modèle mixte.
- Hauteurs dorsales : 21 et 26 cm.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).

USAGE / PROFIL PATIENT



- Sédentaire.
- Idéale pour : phase algique aiguë.
- Posologie : port durant les phases algiques. 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.

Élaborée avec PBO Design

TAILLE	HAUT. CEINTURE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
S	21 cm	70 - 89 cm	82-0038-1	0190446308188
M	21 cm	90 - 112 cm	82-0038-2	0190446308201
L	21 cm	113 - 135 cm	82-0038-3	0190446308218
S	26 cm	70 - 89 cm	82-0037-1	0190446299561
M	26 cm	90 - 112 cm	82-0037-2	0190446299578
L	26 cm	113 - 135 cm	82-0037-3	0190446299585

Prescrire : **Lombostrap™ DonJoy®**

DONJOY® MyBabystrap™



Sangle élastique amovible :

pour un confort accru en épousant l'évolution du ventre à chaque étape de la grossesse. Application facile.



Découvrez la vidéo de mise en place d'une ceinture **MyBabystrap™ DonJoy®**

INDICATIONS :

- Douleur et inconfort associés à la grossesse.
- Douleurs lombaires, pelviennes et/ou sacro-iliaques.
- Instabilités posturales.
- Inconfort dû aux étirements et à l'expansion de l'abdomen.
- Soutien du dos en post-partum.

CARACTÉRISTIQUES :

- Taille évolutive : s'adapte à toutes les étapes de la grossesse.
- Double sangle de rappel pour un meilleur maintien, disque lombaire réglable en hauteur.
- Bande élastique amovible de soutien abdominal pour un confort supplémentaire.
- Soutien du bas-ventre grâce aux bandes abdominales ajustables.
- Design féminin sobre et élégant incluant une bordure festonnée avec fil argenté.
- Produit de haute qualité et technicité.
- Matière aérée, légère et respirante.
- Élasticité permettant d'épouser la silhouette tout au long de la grossesse.
- 4 baleines dorsales rigides pour soutenir la zone lombaire.
- Immobilisation adaptée à la grossesse.
- Lavable en machine à 40°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats »).
- 1 hauteur spéciale femme : 22 cm.
- Taille réglable (jusqu'à 150 cm).

USAGE / PROFIL PATIENT



- Maternité.
- Adaptée pour une utilisation pendant et après la grossesse.
- Posologie : port durant les phases algiques et usage préventif selon les besoins.

TAILLE	HAUT. CEINTURE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
ÉVOLUTIVE	H. DORSALE : 22 cm H. VENTRALE : 8 cm	80 - 150 cm	82-0276	0190446657224

Prescrire : **MyBabystrap™ DonJoy®**

DONJOY® ABDOSTRAP™ II




INDICATIONS :

- Insuffisance musculaire de la sangle abdominale temporaire (post-partum) ou définitive (obésité morbide).
- Prévention de l'éventration.
- Chirurgie viscérale avec laparotomie ou stomie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Textile ventral indémaillable, découpable sans risque d'effilement pour réaliser des soins sans retirer la ceinture.
- Contention élastique modérée pour favoriser le plastron abdominal.
- 2 baleines postérieures souples pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines antérieures flexibles pour renforcer le soutien abdominal.
- Ne contient pas de latex.
- Livrée avec une patte hypogastrique.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats »).
- Modèle mixte.
- Hauteurs : 18, 25 et 32 cm.
- Disponible en 5 tailles (S à XXL).

USAGE / PROFIL PATIENT



- Sédentaire.
- Idéale pour : patient obèse, post-opérateur, reprise d'activité et patient tétraplégique.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.

Élaborée avec PBO Design



Livrée avec sa patte hypogastrique

TAILLE	HAUT. CEINTURE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
S	18 cm	68 - 82 cm	82-0256-1	3401582797406
M	18 cm	82 - 98 cm	82-0256-2	3401582797635
L	18 cm	98 - 116 cm	82-0256-3	3401582797864
XL	18 cm	116 - 136 cm	82-0256-4	3401582797925
XXL	18 cm	136 - 156 cm	82-0256-5	3401582798007
S	25 cm	68 - 82 cm	82-0257-1	3401582798236
M	25 cm	82 - 98 cm	82-0257-2	3401582798465
L	25 cm	98 - 116 cm	82-0257-3	3401582798526
XL	25 cm	116 - 136 cm	82-0257-4	3401582798694
XXL	25 cm	136 - 156 cm	82-0257-5	3401582798816
S	32 cm	68 - 82 cm	82-0258-1	3401582799066
M	32 cm	82 - 98 cm	82-0258-2	3401582799127
L	32 cm	98 - 116 cm	82-0258-3	3401582799295
XL	32 cm	116 - 136 cm	82-0258-4	3401582799356
XXL	32 cm	136 - 156 cm	82-0258-5	3401582799585
ACCESSOIRE INCLUS	TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL	
PATTE HYPOGASTRIQUE	UNIQUE	82-0246	3401521372466	

Prescrire : **Abdostrap® II DonJoy®**

PRO CARE® CEINTURE THORACIQUE DELUXE



INDICATIONS :

- Fracture de côtes.
- Limitation des mouvements de la cage thoracique.
- Traumatisme de la cage thoracique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure à 2 panneaux élastiques.
- Doublure coton et fermeture auto-agrippante.
- Sans baleine.
- Ne contient pas de latex.
- Disponible en modèle masculin ou féminin.
- Hauteur : 15 cm.
- Disponible en 3 tailles.

USAGE / PROFIL PATIENT



- Sédentaire.
- Ne comprime pas l'abdomen.
- Convient aux patients allergiques au latex.
- Posologie : 2 à 4 semaines durant la phase algique (toux, étournements, mouvements...).

Élaborée avec PBO Design

TAILLE	HAUT. CEINTURE	TOUR CAGE THORACIQUE	CODE ARTICLE	CODE ACL
HOMME - STANDARD	15 cm	71-127 cm	79-89150	3401099573203
HOMME - XL	15 cm	71-165 cm	79-89151	3401099573432
FEMME - STANDARD	15 cm	71-127 cm	79-89160	3401099573661

Prescrire : **Ceinture Thoracique Deluxe Procure®**



EXOS FORM™ II



INDICATIONS :

- Hernie discale.
- Fracture vertébrale stable.
- Fracture par tassements des corps vertébraux.
- Spondylodiscite.
- Chirurgie de la région lombaire.
- Hypertordose symptomatique.

CARACTÉRISTIQUES :


- Constitué d'un panneau avant et arrière pré-formés et thermoformables (four Exos® : 5 minutes ou pistolet thermique à 77°) permettant au patient de la porter immédiatement.
- Panneaux latéraux ajustables : permet de s'adapter à différents tours de taille pour une mise en place optimale.
- Matériau thermoformable breveté V-STX™ utilisé pour la coque dorsale ainsi que la coque ventrale afin d'ajuster le dispositif à la lordose et à la morphologie du patient.
- Mousse ComfortCORE™, épouse parfaitement la morphologie du patient et s'ajuste instantanément à ses mouvements : amélioration du confort patient.
- Possibilité d'ajuster la ceinture tout au long de la rééducation et en post-rétablissement.
- Technologie BOA®. Le double système de fermeture permet de régler indépendamment le serrage de la partie supérieure et de la partie inférieure de la ceinture.
- Maintien du sacrum à T9.
- Modèle mixte.
- Disponible en 2 tailles (S/M et L/XL).




▶ Découvrez la vidéo de mise en place du corset Exos Form™ II

TAILLE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
S/M	63 - 125 cm	300637-40	0888912588065
L/XL	125 - 152 cm	300637-60	0888912588072

Prescrire : Exos Form™ II



FRACTURES VERTÉBRALES STABLES



HERNIE DISCALE ET DISCOPATHIES



Déplacement du disque intervertébral

SPONDYLODISCITE



Inflammation conjointe d'une vertèbre et des disques

SPONDYLOLISTHÉSIS



Déplacement vertébral

DONJOY® TLSO II



Avec bretelles




Découvrez la vidéo de mise en place du corset TLSO II DonJoy®

INDICATIONS :

- Fracture par tassement des vertèbres thoraciques.
- Douleur aiguë.
- Ostéoporose : stades débutant à avancé.
- Douleur thoraco-lombaire de nature mécanique.
- Hypercyphose.
- Pré ou post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Assure le niveau de restriction de mobilité nécessaire au processus de cicatrisation.
- Dispositif extrêmement léger composé d'un système innovant breveté assurant un bon maintien, d'attaches ergonomiques pour le harnais et d'une barre ajustable facilitant le réglage de la hauteur.
- Livré avec des bretelles matelassées qui améliorent le confort du patient et sont amovibles.
- Les panneaux latéraux rigides se chevauchent afin d'assurer une meilleure stabilité latérale.
- Le plastron rigide contribue à éviter la flexion antérieure du tronc.
- La zone d'évidement dorsale permet d'éviter tout contact avec la cicatrice chirurgicale.
- Maintien du sacrum à T2.
- Modèle mixte.
- Disponible en 5 tailles (S à XXL).



TAILLE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
S	76 - 89 cm	11-1585-2	0888912217873
M	89 - 101 cm	11-1585-3	0888912217880
L	101 - 114 cm	11-1585-4	0888912217897
XL	114 - 127 cm	11-1585-5	0888912217903
XXL	127 - 140 cm	11-1585-6	0888912217910

Prescrire : **TLSO II DonJoy®**

DONJOY® ERNISTRAP™



INDICATIONS :

- Hernie inguinale unilatérale réductible.
- Usage pré-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Bandage herniaire réversible servant à soulager les hernies unilatérales simples.
- Boucle de fermeture fine.
- Sangles abdominale et périnéale souples et élastiques pour plus de confort.
- Coloris discret (blanc et gris).
- Design léger et confortable.
- Livré avec une pelote inguinale ou crurale amovible (également disponible en accessoire) pour une compression légère et graduelle.
- Mise en place simple.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).

USAGE / PROFIL PATIENT

- Sédentaire.
- Idéale pour : prévention pré-opératoire.
- Posologie : usage préventif.

TAILLE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
S	70-90 cm	82-0026-1	0190446297901
M	90-113 cm	82-0026-2	0190446297918
L	113-135 cm	82-0026-3	0190446297925
ACCESSOIRE INCLUS	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PELOTE	TAILLE UNIQUE	25-0026	0190446315209

Prescrire : **Emistrap™ DonJoy®**



COLLIER DONJOY C2+

● 1^{ère} intention○ 2^{ème} intention**COLLIERS CERVICAUX****COLLIER ANATOMIQUE C1**
Page 19**COLLIER ANATOMIQUE C2**
Page 20**COLLIER DONJOY C2+™**
Page 21**COLLIER C3**
Page 22**COLLIER CALIFORNIA**
Page 22

Torticolis	●	○			
Entorse cervicale légère		●	○		
Entorse cervicale modérée			○	●	
Cervicarthrose	○	○	○		
Néuralgie cervico-brachiale		○	●	○	
Traumatisme cervical Immobilisation				○	●

DONJOY® COLLIER ANATOMIQUE C1

**INDICATIONS :**

- Torticolis.
- Poussée douloureuse lors de la cervicarthrose.
- Sevrage d'une immobilisation stricte (collier rigide ou minerve).

CARACTÉRISTIQUES :

- Collier souple pour un soutien léger des vertèbres cervicales évitant les mouvements de grande amplitude associé à un effet thermique décontractant.
- Mousse habillée de jersey pur coton.
- Fermeture auto-agrippante.
- Disponible en 3 hauteurs : 6 cm, 7,5 cm et 9,5 cm.
- Disponible en 7 tailles (de Pédiatrique à T5).

TAILLE	HAUT. COLLIER	CIRC. COU	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE	6 cm	21 - 25 cm	CC10PPAB	3401098382882
T0	7,5 cm	25 - 28 cm	CC10P0AB	3401098382943
T1	7,5 cm	29 - 32 cm	CC10P1AB	3401098383025
T2	7,5 cm	33 - 37 cm	CC10P2AB	3401098383193
T3	7,5 cm	38 - 42 cm	CC10P3AB	3401098383254
T4	7,5 cm	43 - 47 cm	CC10P4AB	3401098383315
T5	7,5 cm	48 - 51 cm	CC10P5AB	3401098383483
T0	9,5 cm	25 - 28 cm	CC10G0AB	3401098383544
T1	9,5 cm	29 - 32 cm	CC10G1AB	3401098383605
T2	9,5 cm	33 - 37 cm	CC10G2AB	3401098383773
T3	9,5 cm	38 - 42 cm	CC10G3AB	3401098383834
T4	9,5 cm	43 - 47 cm	CC10G4AB	3401098384084
T5	9,5 cm	48 - 51 cm	CC10G5AB	3401098384145

Prescrire : Collier Anatomique C1 DonJoy®

DONJOY[®] COLLIER ANATOMIQUE C2



INDICATIONS :

- Torticolis.
- Pousée douloureuse lors de la cervicarthrose.
- Entorse cervicale bénigne.
- Névralgie cervico-brachiale.

CARACTÉRISTIQUES :

- Soutien semi-rigide du rachis cervical limitant les mouvements de rotations et de flexion-extension du cou.
- Mousse habillée de jersey pur coton, renforcée par une plaque rigide non amovible, intégrée dans le collier.
- Fermeture auto-agrippante.
- Disponible en 4 hauteurs : 6 cm, 7,5 cm, 9,5 cm et 10,5 cm.
- Disponible en 7 tailles (de Pédiatrique à T5).


TAILLE	HAUT. COLLIER	CIRC. COU	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE	6 cm	21 - 25 cm	CC20PPAG	3401098384206
T0	7,5 cm	25 - 28 cm	CC20P0AG	3401098384374
T1	7,5 cm	29 - 32 cm	CC20P1AG	3401098384435
T2	7,5 cm	33 - 37 cm	CC20P2AG	3401098384664
T3	7,5 cm	38 - 42 cm	CC20P3AG	3401098384725
T4	7,5 cm	43 - 47 cm	CC20P4AG	3401098384893
T5	7,5 cm	48 - 51 cm	CC20P5AG	3401098384954
T0	9,5 cm	25 - 28 cm	CC20G0AG	3401098385036
T1	9,5 cm	29 - 32 cm	CC20G1AG	3401098385265
T2	9,5 cm	33 - 37 cm	CC20G2AG	3401098385326
T3	9,5 cm	38 - 42 cm	CC20G3AG	3401098385494
T4	9,5 cm	43 - 47 cm	CC20G4AG	3401098385555
T5	9,5 cm	48 - 51 cm	CC20G5AG	3401098385616
T0	10,5 cm	25 - 28 cm	CC20T0AG	3401041366761
T1	10,5 cm	29 - 32 cm	CC20T1AG	3401041366822
T2	10,5 cm	33 - 37 cm	CC20T2AG	3401041366990
T3	10,5 cm	38 - 42 cm	CC20T3AG	3401041367072
T4	10,5 cm	43 - 47 cm	CC20T4AG	3401041367133
T5	10,5 cm	48 - 51 cm	CC20T5AG	3401041367423

Prescrire : Collier Anatomique C2 DonJoy[®]



DONJOY[®] COLLIER DONJOY C2+[™]

NOUVEAU



INDICATIONS :

- Soulagement et stabilisation de la colonne cervicale.
- Douleur dans la colonne cervicale.
- Entorse cervicale.
- Cervicarthrose.
- Névralgie cervico-brachiale.
- Coup du lapin.

CARACTÉRISTIQUES :

- Housse en tissu naturel bambou, doux et élégant.
- Mousse respirante de densité moyenne (>30 Kg/m³), préformée pour un confort optimal.
- Jersey 100% coton.
- Collier évolutif avec insert semi-rigide pour un sevrage progressif.
- Livré avec deux housses de protection pour une meilleure hygiène.
- Facile à nettoyer.
- Disponible en 3 hauteurs : 6 cm, 7,5 cm et 9,5 cm.
- Disponible en 7 tailles (de Pédiatrique à T5).

TAILLE	HAUT. COLLIER	CIRC. COU	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE	6 cm	21 - 25 cm	82-0277-P	0190446667612
T0	7,5 cm	25 - 28 cm	82-0277-0	0190446667537
T1	7,5 cm	29 - 32 cm	82-0277-1	0190446682141
T2	7,5 cm	33 - 37 cm	82-0277-2	0190446682158
T3	7,5 cm	38 - 42 cm	82-0277-3	0190446682165
T4	7,5 cm	43 - 47 cm	82-0277-4	0190446682172
T5	7,5 cm	48 - 51 cm	82-0277-5	0190446682189
T0	9,5 cm	25 - 28 cm	82-0278-0	0190446667605
T1	9,5 cm	29 - 32 cm	82-0278-1	0190446682196
T2	9,5 cm	33 - 37 cm	82-0278-2	0190446682202
T3	9,5 cm	38 - 42 cm	82-0278-3	0190446682219
T4	9,5 cm	43 - 47 cm	82-0278-4	0190446682257
T5	9,5 cm	48 - 51 cm	82-0278-5	0190446682332

Prescrire: Collier DonJoy C2+[™]

Housses de protection en fibre de bambou

Tissu naturel ultra doux, respirant.

Forme anatomique avec bords arrondis

Confort maximal en épousant les contours de la nuque et du cou.

Sangle auto-agrippante ajustable

Simplicité d'utilisation et application précise.

Mousse respirante de densité moyenne

Pour fournir un soutien constant.

Jersey 100% coton.



Livré avec 2 housses noires en bambou
Pour favoriser l'hygiène et le lavage.



Naturellement hypoallergénique
Les fibres bambou sont écologiques et n'irritent pas la peau. Elles réduisent l'humidité et les mauvaises odeurs.



Insert rigide amovible pour un niveau de maintien ajustable.
Ce renfort additionnel est intégré dans la mousse.

DONJOY® COLLIER C3



Collier C3 - Sans mentonnière



Collier C3 - Avec mentonnière

INDICATIONS :

- Traumatisme cervical (coup du lapin, etc.).
- Névralgie cervico-brachiale.
- Entorse cervicale de gravité modérée.

CARACTÉRISTIQUES :

- Semi-rigide : assure une immobilisation plus stricte des vertèbres cervicales.
- Réglable en hauteur (10 cm minimum, 12 cm maximum), avec ou sans mentonnière.
- Ce collier est constitué de deux plaques de polyéthylène perforées pour une meilleure ventilation.
- Ses bords sont recouverts d'un bourrelet de protection assurant un bon confort.
- Fermeture auto-agrippante.
- Disponible en 3 tailles (de T1 à T3).

TAILLE	CIRC. COU	CODE ARTICLE	CODE ACL
COLLIER C3 - SANS MENTONNIÈRE			
T1	27 - 38 cm	CC301	3401073151618
T2	38 - 47 cm	CC302	3401073151786
T3	47 - 56 cm	CC303	3401073151847
COLLIER C3 - AVEC MENTONNIÈRE			
T1	27 - 38 cm	CC311	3401073152158
T2	38 - 47 cm	CC312	3401073152219
T3	47 - 56 cm	CC313	3401073152387

Prescrire : **Collier C3 avec mentonnière DonJoy® - Collier C3 sans mentonnière DonJoy®**

Fabricant : SIMP

DONJOY® COLLIER CALIFORNIA



INDICATIONS :

- Immobilisation pour traumatismes cervicaux.

CARACTÉRISTIQUES :

- Constitué de deux parties anatomiques en plastazote, cette mini minerve permet un appui mentonnier, occipital, dorsal et sternal.
- Hypoallergénique.
- Radiotransparent.
- Rigide
- Fermeture par bandes auto-agrippantes.
- Collier munie d'une ouverture trachéale.
- Disponible en 4 hauteurs : 5,7 cm, 8,3 cm, 10,8 cm et 13,3 cm.
- Disponible en 4 tailles pour la hauteur de 5,7 cm (de Pédiatrique-XS à L) 3 tailles (de S à L) pour les autres hauteurs de colliers.

TAILLE	HAUT. COLLIER	CIRC. COU	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-XS	5,7 cm	17,5 - 25,5 cm	79-83122	3401043893197
S	5,7 cm	25,5 - 33 cm	79-83123	3401073152509
M	5,7 cm	33 - 40,5 cm	79-83125	3401043893548
L	5,7 cm	40,5 - 48 cm	79-83127	3401043893777
S	8,3 cm	25,5 - 33 cm	79-83133	3401043893258
M	8,3 cm	33 - 40,5 cm	79-83135	3401073152677
L	8,3 cm	40,5 - 48 cm	79-83137	3401043893838
S	10,8 cm	25,5 - 33 cm	79-83143	3401043893319
M	10,8 cm	33 - 40,5 cm	79-83145	3401073152738
L	10,8 cm	40,5 - 48 cm	79-83147	3401043894088
S	13,3 cm	25,5 - 33 cm	79-83153	3401043893487
M	13,3 cm	33 - 40,5 cm	79-83155	3401043893609
L	13,3 cm	40,5 - 48 cm	79-83157	3401073152967

Prescrire : **Collier California - Ouverture Trachéale DonJoy®**


CHEVILLE

ATTELLES DE CHEVILLE
CHEVILLÈRES ÉLASTIQUES
BOTTES D'IMMOBILISATION

CHEVILLE



LA CHEVILLE



L'ENTORSE DE LA CHEVILLE EST L'UN DES ACCIDENTS LES PLUS FRÉQUENTS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR.

Une torsion forcée de la cheville vers l'intérieur se produit lors de la marche ou de la course sur terrain instable, ainsi que dans de nombreux sports de contact. La conséquence est une lésion du ligament latéral externe qui peut être plus ou moins grave selon qu'il s'agit d'un simple étirement ou de la rupture d'un nombre variable de fibres ligamentaires.



● 1^{ère} intention○ 2^{ème} intention
AIRCAST® LIGHT™
Page 27

GEL
Page 29

FUSIOLIGHT™
Page 27

AIRCAST® CLASSIQUE II™
Page 26

ORTHÈSES STABILISATRICES DE CHEVILLE

Entorse - Stade I (élongation ligamentaire)	●	●	●	
Entorse - Stade II (lésion partielle ligamentaire)	○	○	○	○
Entorse - Stade III (arrachement ligamentaire)				○
Résorption de l'œdème				●


A60™
Page 28

AIRSPORT*
Page 28

ORTHÈSES STABILISATRICES POUR LA REPRISSE D'ACTIVITÉS SPORTIVES

Instabilité chronique et reprise d'activité sportive	●	○
Entorse du médio-pied	○	○
Prévention de la récurrence	○	●


ARTILAX™
CHEVILLE
Page 32

DONJOY FORTILAX™
CHEVILLE
Page 29

DONJOY MALOLAX™
Page 31

DONJOY STRAPILAX™
CHEVILLE
Page 31

CHEVILLÈRES ÉLASTIQUES

Entorse - Stade I (élongation ligamentaire)				●
Instabilité légère (reprise d'activité)			●	○
Stimulation proprioceptive (contention)	●	●	○	○


ACHILLOFORCE® AIR
Page 32

CHEVILLÈRE DE PROTECTION DU TENDON D'ACHILLE

Tendinopathie du tendon d'Achille	●
Fasciite plantaire	○
Épine Calcanéenne	○
Talalgie	○

AIRCAST® AIRCAST® CLASSIQUE II™



INDICATIONS :

- Résorption des œdèmes et rétablissement accéléré.
- Phase aiguë de l'entorse de gravité modérée (stade II) à grave (stade III).
- Instabilité chronique de la cheville.
- Amélioration de la circulation grâce à la compression thérapeutique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Reprise d'appui précoce et contrôlée grâce au design profilé de l'attelle, adapté au port de tout type de chaussures.
- Design optimisé et configuration des sangles simplifiant l'application.
- Doublure aérée et respirante pour le confort du patient.
- Coques anatomiques semi-rigides pour maintenir la cheville et éviter tout mouvement de rotation.
- Cellules pneumatiques Duplex™ pré-gonflées, cliniquement prouvées* pour accélérer le rétablissement.
- Les cellules d'air génèrent une compression intermittente, favorisant la circulation sanguine et la réduction de l'œdème.
- Livrée avec un certificat d'authenticité.
- Ne contient pas de latex.
- Hauteur de coques : 15 cm (Pédiatrique-XS), 22 cm (S), 23 cm (M) et 27 cm (L).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 4 tailles (de Pédiatrique-XS à L).



Application simplifiée et configuration des sangles optimale.



Doublure textile respirante.



Icône de pied.



Coques anatomiques semi-rigides.



Système de cellules pneumatiques Duplex™.

TECHNOLOGIE DUPLEX™

Les flèches bleues représentent la pression de l'air stimulant la circulation sanguine



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Aircast® Classique II™

*RÉFÉRENCES DES ÉTUDES AIRCAST® CLASSIQUE II™

Effects of Aircast brace and elastic bandage on physical performance of athletes after ankle injuries. Günay S, Karaduman A, Oztürk BB. Acta Orthop Traumatol Turc 2014.

Conservative Therapy for Acute Lateral Ligament Lesions - Single Chamber vs. Two-Chamber Orthosis Systems Schmidt R, Mainers S, Reintges H, Lipke K, Benesch S, Gerngross H. 1999

Management of Ankle Sprains : A Randomised Controlled Trial of the Treatment of Inversion Injuries Using an Elastic Support Bandage or an Aircast Ankle Brace Boyce, Quigley, Campbell British Journal of Sports Medicine 2005

TAILLE	HAUTEUR PATIENT	CODE ARTICLE	CODE GTIN
DROITE - PÉDIATRIQUE-XS	JEUNES ENFANTS	82-02JR	0190446335290
DROITE - S	< 1,57 m	82-02VSR	0190446335306
DROITE TRAINING - M	1,57 - 1,67 m	82-02VMR	0190446335313
DROITE STANDARD - L	> 1,67 m	82-02VLR	0190446335320
GAUCHE - PÉDIATRIQUE-XS	JEUNES ENFANTS	82-02JL	0190446335337
GAUCHE - S	< 1,57 m	82-02VSL	0190446335344
GAUCHE TRAINING - M	1,57 - 1,67 m	82-02VML	0190446335351
GAUCHE STANDARD - L	> 1,67 m	82-02VLL	0190446335368
ACCESSOIRE		CODE ARTICLE	CODE GTIN
ÉTRIER DE TALON		0213	-

Prescrire : Aircast® Classique II™

DONJOY® FUSIOLIGHT®



Elaborée avec PBO Design

INDICATIONS :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité légère (stade I) à modérée (stade II).

CARACTÉRISTIQUES :

- Les coussinets en mousse et silicone réduisent la pression sur les points douloureux (malléoles).
- Les coques rigides stabilisent et empêchent l'inversion/éversion.
- Le traitement anti-bactérien Thermo-Tex™ évacue l'humidité et aide à prévenir les odeurs.
- Poids inférieur à 230 g.
- Hauteur de coques : 17 cm (Pédiatrique-S), 23 cm (M), 25,5 cm (L).
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (de Pédiatrique-S à L).



Modèle pédiatrique

TAILLE	HAUTEUR PATIENT	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-S	ENFANTS	82-0011-1	3401060109523
M	< 1,65 m	82-0011-2	3401060109547
L	> 1,65 m	82-0011-3	3401060118358

Prescrire : **FusioLight® DonJoy®**


 Découvrez la vidéo de mise en place de la FusioLight® DonJoy®

AIRCAST® AIRCAST® LIGHT™



INDICATIONS :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité légère (stade I) à modérée (stade II).

CARACTÉRISTIQUES :

- Combinaison de mousse et de cellules pneumatiques pour une protection renforcée.
- Cellules pneumatiques pour le confort malléolaire.
- Revêtement tissu pour le confort du patient.
- Points de fixation des bandes auto-agrippantes moulés dans les coques.
- Poids : 150 g.
- Hauteur de coques : 17 cm (Pédiatrique-S), 25 cm (Standard).
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Taille standard.

TAILLE ENFANT

Se référer au modèle FusioLight® DonJoy®.

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
FUSIOLIGHT® - S*	-	82-0011-1	3401060109523
TAILLE STANDARD	> 36	02F	3401079027405

Prescrire : **Aircast® Light®**

*Ne fait pas partie de la gamme Essentielle.

AIRCAS[®] AIRSPORT⁺



INDICATIONS :

- Prévention de la récurrence lors d'activités de loisirs ou sportives.
- Entorse du médio-pied.
- Instabilités chroniques de la cheville.

CARACTÉRISTIQUES :

- Le système BOA[®] permet au patient d'adapter le niveau de compression selon ses besoins.
- Système nouvelle génération : ne se desserre pas si le système n'est pas en position ouvert, garantissant un serrage constant dans le temps.
- Les coques bilatérales de forme anatomique minimisent les risques d'inversion/éversion fournissant un excellent support médial et latéral pour les chevilles instables.
- La sangle ATF (talo-fibulaire antérieure) limite tout mouvement d'inversion hors limite physiologique tout en permettant un mouvement de marche libre.
- L'entrecroisement des lacets génère une compression uniforme sans créer de pics de pression.
- La conception « Step-In » simplifie la mise en place en s'enfilant par l'arrière sans mouvement du cou-de-pied nécessaire.
- Procure une stabilité supplémentaire au niveau de la pince bimalléolaire.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - PÉDIATRIQUE-XS	30 - 34	82-0265-1	3401060118280
DROITE - S	34 - 37	82-0265-2	3401060118297
DROITE - M	37 - 42	82-0265-3	3401060118303
DROITE - L	42 - 46	82-0265-4	3401060118310
DROITE - XL	46 - 48	82-0265-5	3401060118334
GAUCHE - PÉDIATRIQUE-XS	30 - 34	82-0266-1	3401060118204
GAUCHE - S	34 - 37	82-0266-2	3401060118211
GAUCHE - M	37 - 42	82-0266-3	3401060118228
GAUCHE - L	42 - 46	82-0266-4	3401060118242
GAUCHE - XL	46 - 48	82-0266-5	3401060118259

Prescrire : **Aircas[®] AirSport⁺**



▶ Découvrez la vidéo de mise en place de l'**Aircas[®] Airsport⁺**

AIRCAS[®] A60[™]



INDICATIONS :

- Instabilité chronique de la cheville.
- Prévention de la récurrence lors des activités de loisirs ou sportives modérées.
- Entorse du médio-pied.
- Phase de réathlétisation après entorse.

CARACTÉRISTIQUES :

- Design breveté avec deux coques latérales moulées, inclinées à un angle de 60°, permettant d'éviter tout risque de rotation et d'inversion de la cheville.
- Des tests biomécaniques ont prouvé qu'un angle de 60° offre une meilleure protection contre le dérobolement de la cheville.
- Fabriquée en Breath-O-Prene[®], microfibre légère, confortable et respirante.
- Le design anatomique permet le port d'une chaussure de sport sans volume additionnel.
- La sangle unique sert à la fois pour la pose et l'ajustement, aucun laçage n'est requis.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 100 g.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - S	36 - 39	81-02TSR	3401044626831
DROITE - M	39 - 42	81-02TMR	3401044627142
DROITE - L	42 - 45	81-02TLR	3401044627371
GAUCHE - S	36 - 39	81-02TSL	3401044626770
GAUCHE - M	39 - 42	81-02TML	3401044627081
GAUCHE - L	42 - 45	81-02TLL	3401044627203

Prescrire : **Aircas[®] A60[™]**



▶ Découvrez la vidéo de mise en place de l'**Aircas[®] A60[™]**

DONJOY® GEL



INDICATIONS :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité légère (stade I) à modérée (stade II).

CARACTÉRISTIQUES :

- Les coques rigides permettent d'éviter les inversions/éversions.
- Les coussins en gel peuvent être placés au congélateur, afin d'utiliser l'attelle en cryothérapie.
- Ne contient pas de latex.
- Poids inférieur à 250 g.
- Hauteur de coques : 21,6 cm (Pédiatrique-Small), 22,9 cm (Trainer) et 24,1 cm (Regular).
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (de Pédiatrique-Small à Regular).


TAILLE	HAUTEUR PATIENT	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-SMALL	ENFANTS	81-97873	3401079203823
TRAINER	< 1,60 m	81-97875	3401079203991
REGULAR	> 1,60 m	81-97877	3401079204073

Prescrire : **Gel DonJoy®**

CHEVILLE

DONJOY® DONJOY FORTILAX™ CHEVILLE

NOUVEAU



Modèle pédiatrique

INDICATIONS :

- Proprioception et prévention des blessures lors d'activités sportives.
- Contention et maintien pour lésions aiguës ou instabilités chroniques de la cheville.
- Arthrose légère de la cheville.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage anatomique 3D souple de haute qualité.
- Élasticité multidirectionnelle.
- Compression graduelle de classe III
- Contexture douce et tissu respirant.
- Se porte facilement dans une chaussure.
- Léger : 50 g.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 7 tailles (de Pédiatrique/TO à T6).



Tricotage anatomique 3D



Compression graduelle avec zone de décompression



Maillage textile respirant, élastique et doux

TAILLE	CIRC. CHEVILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE/TO	17 - 18 cm	82-0714-0	0190446664680
T1	19 - 20 cm	82-0714-1	0190446664697
T2	21 - 22 cm	82-0714-2	0190446664703
T3	23 - 24 cm	82-0714-3	0190446664710
T4	25 - 26 cm	82-0714-4	0190446664727
T5	27 - 28 cm	82-0714-5	0190446664734
T6	29 - 30 cm	82-0714-6	0190446664741

Prescrire : **DonJoy FortiLax® Cheville**



DONJOY® DONJOY MALOLAX™

NOUVEAU



Renfort de protection des malléoles

INDICATIONS :

- Contention et maintien pour lésions aiguës ou instabilités chroniques de la cheville.
- Proprioception et prévention des blessures lors d'activités sportives.
- Arthrose légère de la cheville.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage anatomique 3D souple de haute qualité.
- Élasticité multidirectionnelle.
- Compression graduelle de classe III
- Renfort de protection des malléoles (inserts mousse SBR).
- Contexture douce et tissu respirant.
- Se porte facilement dans une chaussure.
- Léger : 50 g.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).



Tricotage anatomique 3D



Compression graduelle avec zone de décompression



Maillage textile respirant, élastique et doux



Deux inserts malléolaires intégrés

TAILLE	CIRC. CHEVILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
T1	19 - 20 cm	82-0715-1	0190446664758
T2	21 - 22 cm	82-0715-2	0190446664765
T3	23 - 24 cm	82-0715-3	0190446664772
T4	25 - 26 cm	82-0715-4	0190446664789
T5	27 - 28 cm	82-0715-5	0190446664796
T6	29 - 30 cm	82-0715-6	0190446664802

Prescrire : DonJoy MaloLax®

DONJOY® DONJOY STRAPILAX™ CHEVILLE

NOUVEAU



Renfort de protection des malléoles

Modèle pédiatrique

INDICATIONS :

- Phase aiguë de l'entorse légère de la cheville (LLI/LLE - stade 1)
- Instabilité chronique de la cheville.
- Contention et maintien pour lésions aiguës et chroniques de la cheville.
- Proprioception et prévention des blessures lors d'activités sportives.
- Arthrose légère de la cheville.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage anatomique 3D souple de haute qualité.
- Élasticité multidirectionnelle.
- Compression graduelle de classe III
- Renfort de protection des malléoles (inserts mousse SBR).
- Sangle de renfort amovible et intuitif de 80 x 5 cm avec velours d'accroche permettant de renforcer le maintien (LLI ou LLE) tout en protégeant la partie tricotée.
- Contexture douce et tissu respirant.
- Se porte facilement dans une chaussure.
- Léger : 50 g.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 7 tailles (de Pédiatrique/T0 à T6).



Tricotage anatomique 3D



Compression graduelle avec zone de décompression



Maillage textile respirant, élastique et doux



Deux inserts malléolaires intégrés



Strapping amovible

TAILLE	CIRC. CHEVILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE/T0	17 - 18 cm	82-0716-0	0190446664819
T1	19 - 20 cm	82-0716-1	0190446664932
T2	21 - 22 cm	82-0716-2	0190446664826
T3	23 - 24 cm	82-0716-3	0190446664833
T4	25 - 26 cm	82-0716-4	0190446664840
T5	27 - 28 cm	82-0716-5	0190446664857
T6	29 - 30 cm	82-0716-6	0190446664864

Prescrire : DonJoy StrapiLax® Cheville

Découvrez la vidéo de mise en place de la DonJoy StrapiLax® Cheville

DONJOY® ARTILAX™ CHEVILLE



INDICATIONS :

- Contention légère pour traitement de l'œdème.
- Rappel proprioceptif en phase de réathlétisation et/ou de reprise d'activités.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage anatomique.
- Contention à visée proprioceptive.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de T1 à T5).

TAILLE	CIRC. CHEVILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
T1	18 - 20 cm	82-0035-1	0190446274414
T2	20 - 22 cm	82-0035-2	0190446274421
T3	22 - 24 cm	82-0035-3	0190446274438
T4	24 - 27 cm	82-0035-4	0190446274445
T5	27 - 30 cm	82-0035-5	0190446274452

Prescrire : **Artilax® Cheville DonJoy®**

DONJOY® ACHILLOFORCE® AIR



INDICATIONS :

- Tendinopathie du tendon d'Achille.
- Fasciite plantaire (aponévrosite).
- Syndrome inflammatoire de l'épine calcanéenne.
- Talalgie (douleur du talon).


CARACTÉRISTIQUES :

- Deux cellules pneumatiques interconnectées, situées sous la voûte plantaire et à l'arrière du talon, font circuler l'air à chaque pas, créant ainsi une compression intermittente.
- Effet compressif afin de réduire un œdème et d'améliorer la circulation sanguine.
- Mise en place facilitée grâce à une ouverture à l'avant de l'orthèse, s'enfile comme une chaussette.
- Sangle large pour une meilleure régulation de la compression et une adaptation personnalisée de la compression.
- Système de rabat élastique du crochet de la sangle de maintien, permet une protection supplémentaire de la partie tricotée et de vos vêtements.
- Fabriquée en matière tricotée élastique.
- Contient du latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (T1 à T6).



Système d'aération intelligent.

Les cellules pneumatiques jouent un rôle d'amortisseurs et massent la région autour du tendon d'Achille à chaque pas.



TAILLE	CIRC. CHEVILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
T1	17 - 19 cm	82-0252-1	4250886809747
T2	19 - 21 cm	82-0252-2	4250886809754
T3	21 - 23 cm	82-0252-3	4250886809761
T4	23 - 25 cm	82-0252-4	4250886809778
T5	25 - 27 cm	82-0252-5	4250886809785
T6	27 - 29 cm	82-0252-6	4250886809792

Prescrire : **AchilloForce® Air DonJoy®**

CHEVILLE


BOTTES D'IMMOBILISATION

CHEVILLE



AIRCÂST AIRSELECT

LE PIED



IL EXISTE 3 TYPES DE BOTTES D'IMMOBILISATION

• Bottes classiques

Les montants latéraux de la coque rigide sont déformables par simple pression externe, ce qui permet d'adapter la botte à la morphologie du patient et d'accompagner les variations de volume résultant de l'œdème.

• Bottes pneumatiques

Des cellules pneumatiques garnissent la coque rigide et permettent un ajustement parfait de la botte aux reliefs de la région immobilisée.


Les versions disposant de plusieurs compartiments d'air induisent une compression pneumatique intermittente qui favorise la résorption de l'œdème et accélère la guérison.

• Bottes avec pied en équin

La coque rigide garantit une immobilisation stricte de la cheville dans l'amplitude articulaire prescrite. Cette botte est surtout indiquée pour le traitement fonctionnel ou chirurgical des ruptures du tendon d'Achille, ainsi que pour les allongements du tendon d'Achille. L'angulation de la cheville est réglable et autorise les immobilisations avec pied en équin ou en talus.

TECHNOLOGIE « SOFTSTRIKE » POUR GAMME AIRSELECT[®]

Le design breveté de la semelle quadrillée intègre un matériau compensé sous le talon qui permet d'absorber les chocs, de réduire la charge au niveau du talon et d'atténuer les forces d'impact.



L'appui du talon est absorbé et diffusé grâce à la technologie brevetée « SoftStrike ».

La section d'appui intermédiaire réduit le différentiel de la hanche et le mouvement de flexion du genou.

La section antérieure poursuit le mouvement d'oscillation, améliorant ainsi la mobilité au quotidien.



La semelle en caoutchouc antidérapante et non-marquante permet une meilleure adhérence et une meilleure durabilité.

La semelle à bascule, légèrement profilée, permet une démarche normale avec une moindre angulation de l'avant-pied, évitant ainsi une hyper-extension du genou.

● 1^{ère} intention○ 2^{ème} intention**AIRSELECT[™]
ELITE**
Page 36**AIRSELECT[™]
STANDARD**
Page 36**AIRSELECT[™]
COURTE**
Page 37**NEXTEP[™]
LONGUE ET COURTE**
Page 37**BOTTES À COQUE RIGIDE PNEUMATIQUES**

Entorse - Stade III (Arrachement ligamentaire)	○	○		○
Entorse du médio-pied				○
Fracture uni ou bimalléolaire	○	○		○
Ostéosynthèse des fractures 1/3 inférieur de la jambe	○	○		○
Fracture stable 1/3 inférieur de la jambe	●	●		●
Fracture du tarse antérieur			●	● (version courte)
Fracture du métatarse			○	○ (version courte)
Entorse sévère de l'avant-pied			○	○ (version courte)

**MAXTRAX[™]
LONGUE ET COURTE**
Page 38**MAXTRAX[™] AIR
LONGUE ET COURTE**
Page 39**MINITRAX[™]**
Page 40**BOTTES CLASSIQUES**

Entorse - Stade III (Arrachement ligamentaire)	●	●	○
Fracture uni ou bimalléolaire	○	○	○
Fracture stable 1/3 inférieur de la jambe			●
Fracture du métatarse	○ (version courte)	○ (version courte)	○
Luxation des fibulaires	○	○	
Rupture du tendon d'Achille	○	○	

**MAXTRAX[™] ROM
LONGUE ET COURTE**
Page 40**BOTTES ARTICULÉES**

Fracture uni ou bimalléolaire	○
Rupture du tendon d'Achille	●

AIRCAST® AIRSELECT™ ELITE



INDICATIONS :

- Fracture stable du 1/3 inférieur de jambe.
- Fracture uni ou bimalléolaire.
- Entorse grave de la cheville.
- Ostéosynthèse des fractures du 1/3 inférieur de la jambe.

CARACTÉRISTIQUES :

- Les 3 cellules d'air Duplex™ postérieures et distales superposées génèrent une compression intermittente qui permet une réduction trois fois plus rapide de l'œdème.
- La semelle « Softstrike » permet d'absorber les chocs, de réduire la charge au niveau du talon et d'atténuer les forces d'impact.
- La botte d'immobilisation la plus évoluée, conçue pour optimiser la protection, le confort et la résorption des œdèmes.
- Le système de gonflage individualisé et la cellule d'air antérieure pré-gonflée permettent un ajustement anatomique.
- Prise en compte de l'équilibre controlatéral.
- Le chausson protège-orteil apporte une protection supplémentaire.
- Livré avec une chaussette extensible et une housse de protection (voir liste accessoires page 42).
- Ne contient pas de latex.
- Poids inférieur à 2 kg.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).

Accessoire
semelle compensée
voir p42



TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-XS	30 - 35,5	01EP-XS	3401040685788
S	35,5 - 39,5	01EP-S	3401040685849
M	39,5 - 43	01EP-M	3401040685900
L	43 - 47	01EP-L	3401040686099
XL	> 47	01EP-XL	3401040686150

Prescrire : **Aircast® AirSelect™ Elite**



▶ Découvrez la vidéo
de mise en place de
la botte Aircast® Airselect™ Elite

AIRCAST® AIRSELECT™ STANDARD



INDICATIONS :

- Fracture stable du 1/3 inférieur de jambe.
- Fracture uni ou bimalléolaire.
- Entorse grave de la cheville.
- Ostéosynthèse des fractures du 1/3 inférieur de la jambe.

CARACTÉRISTIQUES :

- Avec ses 2 cellules pneumatiques distales, AirSelect™ Standard offre un niveau de maintien modéré.
- Protection par coque intégrale.
- La semelle « Softstrike » permet d'absorber les chocs, de réduire la charge au niveau du talon et d'atténuer les forces d'impact.
- Une cellule antérieure pré-gonflée et deux cellules d'air distales ajustables individuellement.
- Prise en compte de l'équilibre controlatéral.
- Application simple et réglages pratiques qui permettent d'accompagner les évolutions du traumatisme et de l'œdème.
- Livré avec une housse de protection (voir liste accessoires page 42).
- Ne contient pas de latex.
- Poids inférieur à 1,6 kg.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).

Accessoire
semelle compensée
voir p42



TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-XS	30 - 35,5	01EF-XS	3401040686211
S	35,5 - 39,5	01EF-S	3401040686389
M	39,5 - 43	01EF-M	3401040686440
L	43 - 47	01EF-L	3401040686501
XL	> 47	01EF-XL	3401040686679

Prescrire : **Aircast® AirSelect™ Standard**

AIRCAST® AIRSELECT™ COURTE



INDICATIONS :

- Fracture du tarse antérieur et du métatarse.
- Entorse sévère de l'articulation médio-tarsienne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Une cellule antérieure pré-gonflée et deux cellules d'air distales ajustables individuellement.
- Protection par coque intégrale.
- La semelle « Softstrike » permet d'absorber les chocs, de réduire la charge au niveau du talon et d'atténuer les forces d'impact.
- Application simple et réglages pratiques qui permettent d'accompagner les évolutions du traumatisme et de l'œdème.
- Hauteur sans chausson : 28 cm.
- Livré avec une housse de protection (voir liste accessoires page 42).
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 1,4 kg.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-XS	30 -35,5	01ES-XS	3401040686730
S	35,5 - 39,5	01ES-S	3401040686969
M	39,5 - 43	01ES-M	3401040687041
L	43 - 47	01ES-L	3401040687102
XL	> 47	01ES-XL	3401040687270

Prescrire : **Aircast® AirSelect® Courte**

DONJOY® NEXTEP™ LONGUE ET COURTE



INDICATIONS :

Version Longue :

- Fracture stable du 1/3 inférieur de jambe.
- Fracture uni ou bimalléolaire.
- Entorse grave de la cheville.
- Entorse du médio-pied.
- Ostéosynthèse des fractures du 1/3 inférieur de la jambe.

Version courte :

- Fracture du tarse antérieur.
- Fracture du métatarse.
- Entorse sévère de l'articulation médio-tarsienne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Pompe de gonflage de la cellule d'air intégrée.
- Coque fermée pour un meilleur maintien.
- Facilite le soin des plaies et l'hygiène.
- Semelle amortissante et antidérapante.
- Chausson d'orteils lavable. (voir liste accessoires page 42).
- Ne contient pas de latex.
- Poids version longue inférieur à 1,5 kg.
- Poids version courte inférieur à 1,2 kg.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).

Accessoire
semelle compensée
voir p42.



TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
S	36 - 39	79-95273	3401043326961
M	39 - 44	79-95275	3401043327043
L	44 - 48	79-95277	3401043327104
SHORTIE - S	36 - 39	79-95443	3401044095941
SHORTIE - M	39 - 44	79-95445	3401044096023
SHORTIE - L	44 - 48	79-95447	3401044096191

Prescrire : **Nextep® DonJoy® - Nextep® Courte DonJoy®**

DONJOY[®] MAXTRAX[®] LONGUE ET COURTE



INDICATIONS :

- Entorse grave de la cheville.
- Luxation des fibulaires.
- Fracture uni ou bimalléolaire.
- Fracture du métatarse (version courte).
- Rupture du tendon d'Achille (traitement fonctionnel ou chirurgical).

CARACTÉRISTIQUES :

- Habillage sans couture au talon, n'occasionnant aucune gêne en post-opératoire.
- Semelle large pour plus de confort, de stabilité et d'absorption de choc.
- Réduction de la pression plantaire.
- Design favorisant la marche et sangles ajustables.
- Talonnettes à hauteur dégressive pour mise en équin, disponibles sur commande (3 x 2 cm + 1 x 1 cm = 7 cm) (voir liste accessoires page 42).
- Montants conformables et séquables (en version longue env. 5 cm) pour un meilleur ajustement et une adaptabilité à la taille du patient.
- Ne contient pas de latex.
- Poids version longue inférieur à 1,6 kg.
- Poids version courte inférieur à 1,4 kg.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-S	34 - 37,5	11-1382-2-00000	3401043321300
M	38 - 43,5	11-1382-3-00000	3401043321478
L	44 - 46,5	11-1382-4-00000	3401043321539
XL	≥ 47	11-1382-5-00000	3401043321768
COURTE - PÉDIATRIQUE-XS	30 - 34	11-1384-1-00000	3401043322420
COURTE - S	34 - 37,5	11-1384-2-00000	3401043322598
COURTE - M	38 - 43,5	11-1384-3-00000	3401043322659
COURTE - L	44 - 46,5	11-1384-4-00000	3401043322710
COURTE - XL	≥ 47	11-1384-5-00000	3401043322888

Prescrire : **Maxtrax[®] DonJoy[®] - Maxtrax[®] Courte DonJoy[®]**



DONJOY® MAXTRAX® AIR LONGUE ET COURTE



INDICATIONS :

- Entorse grave de la cheville.
- Luxation des fibulaires.
- Fracture uni ou bimalléolaire.
- Fracture du métatarse (version courte).
- Rupture du tendon d'Achille (traitement fonctionnel ou chirurgical).

CARACTÉRISTIQUES :

- Pompe de gonflage de la cellule d'air intégrée.
- Habillage sans couture au talon.
- Semelle large pour plus de confort, de stabilité et d'absorption de choc.
- Réduction de la pression plantaire.
- Design favorisant la marche et sangles ajustables.
- Talonnettes à hauteur dégressive pour mise en équin, disponibles sur commande (3 x 2 cm + 1 x 1 cm = 7 cm) (voir liste accessoires page 42).
- Montants conformables et séquables (en version longue env. 5 cm) pour un meilleur ajustement et une adaptabilité à la taille du patient.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-XS	30 - 34	11-1371-1	3401043323489
S	34 - 37,5	11-1371-2	3401043323540
M	38 - 43,5	11-1371-3	3401043323601
L	44 - 46,5	11-1371-4	3401043323779
XL	≥ 47	11-1371-5	3401043323830
COURTE - PÉDIATRIQUE-XS	30 - 34	11-1380-1	3401043324080
COURTE - S	34 - 37,5	11-1380-2	3401043324141
COURTE - M	38 - 43,5	11-1380-3	3401043324202
COURTE - L	44 - 46,5	11-1380-4	3401043324370
COURTE - XL	≥ 47	11-1380-5	3401043324431

Prescrire : **Maxtrax® Air DonJoy® - Maxtrax® Air Courte DonJoy®**



DONJOY® MAXTRAX® ROM LONGUE ET COURTE



INDICATIONS :

- Rupture du tendon d'Achille (traitement fonctionnel ou chirurgical).
- Fracture uni ou bimalléolaire.
- Immobilisation de la cheville avec le pied en équin ou en talus (avec étalonnage précis).

CARACTÉRISTIQUES :

- Possibilité de régler l'amplitude de 45° de flexion plantaire à 30° de flexion dorsale par incréments de 7,5°.
- Blocage possible à 0°, 7,5°, 15°, 22,5° et 30° de flexion plantaire ou dorsale.
- Semelle large pour plus de confort, de stabilité et d'absorption de choc.
- Réduction de la pression plantaire.
- Habillage sans couture au talon et design favorisant la marche.
- Talonnettes à hauteur dégressive pour mise en équin, disponibles sur commande (3 x 2 cm + 1 x 1 cm = 7 cm) (voir liste accessoires page 42).
- Montants conformables et séquables (en version longue env. 5 cm) pour un meilleur ajustement et une adaptabilité à la taille du patient.
- Sangles ajustables.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL/GTIN
PÉDIATRIQUE-XS	30-34	11-1383-1-00000	3401043321829
S	34 - 37,5	11-1383-2-00000	3401043321997
M	38 - 43,5	11-1383-3-00000	3401043322079
L	44 - 46,5	11-1383-4-00000	3401043322130
XL	≥ 47	11-1383-5-00000	3401043322369
COURTE - PÉDIATRIQUE-XS	30-34	79-95352	0888912156165
COURTE - S	34 - 37,5	79-95353	0888912040495
COURTE - M	38 - 43,5	79-95355	0888912040501
COURTE - L	44 - 46,5	79-95357	0888912040518
COURTE - XL	≥ 47	79-95358	0888912156158

Prescrire : **Maxtrax® Rom DonJoy® - Maxtrax® Rom Courte DonJoy®**

PRO CARE® MINITRAX™



INDICATIONS :

- Fracture stable du 1/3 inférieur de la jambe.
- Fracture uni ou bimalléolaire.
- Fracture du métatarse.
- Entorse de gravité sévère de la cheville (stade III).
- Lésion traumatique de la cheville et du pied de l'enfant.

CARACTÉRISTIQUES :

- MiniTrax™ est la seule botte pédiatrique qui intègre des éléments au design ludique afin de rendre son port moins intimidant. Plus qu'un design enfantin, MiniTrax™ offre de sérieux atouts thérapeutiques.
- Facilité d'application et d'ajustement grâce au système de sangle simple.
- Structure légère avec montants latéraux anatomiques permettant un meilleur ajustement et une protection accrue.
- La semelle à profil bas de la MiniTrax™ dispose d'un revêtement durable et antidérapant, résistante aux épreuves du temps et de l'enfance !
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).










TAILLE	ÂGE	COLORIS	LONG. PIED	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
S	1 à 2,5 ans	ORANGE	≤ 15,2 cm	< 25	79-95510	3401521371575
M	2,5 à 5 ans	BLEU	15,2 - 17,8 cm	25 - 29	79-95520	3401521371636
L	5 à 8 ans	JAUNE	17,8 - 20,3 cm	29 - 33	79-95530	3401521371865

Prescrire : **Minitrax® ProCare®**



ACCESSOIRES BOTTES D'IMMOBILISATION

		AIRSELECT™ ELITE	AIRSELECT™ STANDARD	AIRSELECT™ COURTE	NEXTEP™	MAXTRAX™	MAXTRAX™ AIR	MAXTRAX™ ROM
HOUSSE DE PROTECTION HYGIÉNIQUE 0130A-PED/S 0130A-M/L 0130A-XL		●	●	●				
SEMELLES COMPENSÉES spécifier droite ou gauche 01K-R 01K-L		●	●		●			
ANNEAU DE VERROUILLAGE AIRCAST™ 01P414		●	●	●				
CHAUSSETTE EXTENSIBLE UNIVERSELLE 0129A		●	●	●				
KIT DIABÉTIQUE SEMELLE IMPAX GRID 01PI-S 01PI-M 01PI-L 01PI-XL		●	●	●		●	●	●
TALONNETTE UNIVERSELLE 79-95130						●	●	●
CHAUSSON DE RECHANGE 79-95363-LONG S 79-95365-LONG M 79-95367-LONG L 79-95373-COURT S 79-95375-COURT M 79-95377-COURT L					●			

PIED

CHAUSSURES POST-OPÉRATOIRES

RELEVEURS DE PIED


GAMME CHUT

CHAUSSURES DE CONFORT

PODOLOGIE



LE PIED



Les 26 os du pied reliés par 16 articulations constituent une mécanique complexe capable de supporter et d'amortir le poids du corps, de servir de levier de propulsion lors de la marche ou de la course, et d'adapter le contact du corps au sol, notamment en terrain accidenté.

Volontiers volumineux après un traumatisme ou une intervention chirurgicale, l'œdème du pied est long à se résorber et peut ralentir la convalescence.

CHAUSSURES POST-OPÉRATOIRES

Les chaussures post-opératoires permettent le chaussage des pieds volumineux et/ou douloureux. Elles sont indiquées après les interventions chirurgicales du pied (hallux valgus...) et les traumatismes de l'avant-pied (métatarsiens, orteils...) en réduisant ou en supprimant les contraintes mécaniques sur la partie antérieure du pied et des orteils. Des pansements même volumineux peuvent prendre place dans le chaussant, ce qui permet de préserver une marche satisfaisante, nécessaire pour améliorer la circulation sanguine.

● 1^{ère} intention○ 2^{ème} intention

PODALUX™ II
Page 46



PODAPRO™
Page 46



PODAHEEL™
Page 47



CHAUSSURE POUR PLÂTRE
Page 47

CHAUSSURES POST-OPÉRATOIRES

Chirurgie de l'hallux valgus	●	●		
Œdème et plaie de l'avant-pied	○	○		
Chirurgie du syndrome de Morton	○	○		
Maux perforants plantaires		○		
Fracture stable du métatarse et des orteils		○		
Fracture et fissure calcanéenne			●	
Plaie et ulcère talonnier			○	
Bursite			○	



**AIRCAST
PODALIB®**
Page 50



**RELEVEUR
DE PIED**
Page 50

RELEVEURS DE PIED

Paralysie périphérique des releveurs de pied	●	●
Hémiplégie et autres atteintes neurologiques	○	○



DONJOY[®] PODALUX[™] II



Un cambrian amovible pour moduler la rigidité de la semelle une fois la première phase post-opératoire passée.

Des coutures résistantes et atraumatiques évitent les zones de contact et frottements.



Un revêtement souple, confortable et lavable.

INDICATIONS :

- Phase post-opératoire après chirurgie de l'hallux valgus (protocole mini-invasif).
- Protection des structures articulaires et périarticulaires de l'avant-pied.
- Phase post-opératoire du syndrome de Morton.
- Œdème et plaies de l'avant-pied rendant le chaussage impossible.
- Protection et maintien du pied, des orteils et de l'avant-pied en position adéquate durant la rééducation.

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle à rigidité modulable (2 niveaux distincts) : le cambrian amovible permet de moduler la rigidité de la semelle, pour s'adapter aux différentes phases de rééducation et favoriser la reprise d'une foulée naturelle.
- L'utilisation du cambrian rigide autorise un déroulement progressif du pas, évite toute flexion des articulations métatarsiennes et permet une augmentation de la stabilité.
- Semelle de forme ergonomique, légère.
- Gestion aisée d'un pansement volumineux.
- Chaussure large, ouverte, adaptable au volume du pied et pouvant accommoder tout type de pansements.
- Facilité de mise en place et d'ajustement grâce aux 2 lanières de fermeture auto-agrippantes et à la chaussette d'orteils.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de S à XXXL).

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
S	35 - 36	82-0042-1	0190446329701
M	37 - 38	82-0042-2	0190446329718
L	39 - 40	82-0042-3	0190446329725
XL	41 - 42	82-0042-4	0190446329732
XXL	43 - 45	82-0042-5	0190446329749
XXXL	46 - 48	82-0042-6	0190446329756

Prescrire : Podalux[®] II DonJoy[®]



DONJOY[®] PODAPRO[™]



S'ouvre entièrement

INDICATIONS :

- Phase post-opératoire après chirurgie de l'hallux valgus (protocoles Scarf, Chevron).
- Protection des structures articulaires et périarticulaires de l'avant-pied.
- Phase post-opératoire du syndrome de Morton.
- Œdème et plaie de l'avant-pied rendant le chaussage impossible.
- Fracture stable du métatarse et des orteils.
- Maux perforants plantaires.

CARACTÉRISTIQUES :

- Le design de la semelle permet de réduire la pression à l'avant du pied et de maintenir le poids en arrière des articulations métatarsiennes.
- Semelle à bout carré et antidérapante.
- Structure en caoutchouc et mousse avec semelle compensée au niveau du talon.
- Angle au talon facilitant le déroulement du pas.
- Stabilité accrue grâce à la large surface de la semelle en contact avec le sol.
- Gestion aisée d'un pansement volumineux.
- La semelle interne amovible est composée de deux couches successives : mousse compacte et mousse souple.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-XS	35 - 37	82-0247-1	3401563531715
S	37 - 39	82-0247-2	3401563531883
M	39 - 42	82-0247-3	3401563531944
L	42 - 44	82-0247-4	3401563532026
XL	> 44	82-0247-5	3401563532255

Prescrire : PodaPro[®] DonJoy[®]



DONJOY[®] PODAHEEL™



S'ouvre entièrement

INDICATIONS :

Chaussure à décharge talonnière pour :

- Fracture et fissure calcanéenne.
- Escarre perforant.
- Plaie et ulcère talonniers.
- Bursite.

CARACTÉRISTIQUES :

- Le design de la semelle à angle de plus ou moins 10° réduit la pression sur le talon.
- La semelle antérieure carrée protège les orteils des chocs.
- La mousse interne apporte un excellent confort du patient.
- La semelle très résistante permet un support et une sécurité accrus.
- Gestion aisée d'un pansement volumineux.
- Large sangle de fermeture, amovible et facile à ajuster.
- Doublure compensée pour un meilleur confort.
- S'ouvre entièrement.
- Légère, environ 350 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (de S à XL).

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
S	36-39	82-0031-1	0190446264040
M	39-42	82-0031-2	0190446264057
L	42-45	82-0031-3	0190446264064
XL	45-48	82-0031-4	0190446264071

Prescrire : **PodaHeel™ DonJoy®**

DONJOY[®] CHAUSSURE POUR PLÂTRE



*XXXS et XXS : uniquement coloris bleu avec motifs

INDICATIONS :

- Autorise un appui sécurisé (réduction de la glissade) malgré une immobilisation réalisée avec un plâtre traditionnel.

CARACTÉRISTIQUES :

- Protection des plâtres lors des déplacements.
- Semelle antidérapante.
- Fermeture par sangles auto-agrippantes sur le talon et le dessus du pied.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 9 tailles (de XXXS à XL).

TAILLE	LONG. PIED	LARG. PLÂTRE	CODE ARTICLE	CODE ACL
XXXS*	11,5 cm	6,35 cm	79-81110	3401048404879
XXS*	14 cm	7,6 cm	79-81111	3401048426123
XS	18,5 cm	8,9 cm	79-81112	3401079295842
S	23,5 cm	10,8 cm	79-81113	3401079295903
S/M	26,5 cm	11,4 cm	79-81114	3401079296092
M	27,25 cm	12 cm	79-81115	3401079296153
M/L	30,5 cm	12,7 cm	79-81116	3401079296214
L	31,75 cm	13,3 cm	79-81117	3401079296382
XL	34,3 cm	15,25 cm	79-81118	3401079296443

Prescrire : **Chaussure pour plâtre DonJoy®**



PIED

RELEVEUR DE PIED



PIED

AIRCAS^T PODALIB[®]



INDICATIONS :

- Déficience ou paralysie des muscles releveurs de pied, dues à des lésions neurologiques.
- Compensation des déficits des muscles releveurs de pied, ou, dans certains cas, des muscles fibulaires.
- Maintien du pied à angle droit, prévention du déséquilibre latéral, sans contraindre les mouvements.
- Amélioration de la capacité de marche.

CARACTÉRISTIQUES :

- Releveur de pied dynamique.
- La guêtre et la sangle élastique ajustable aident à maintenir le pied à angle droit.
- Design léger et discret favorisant une démarche naturelle.
- Peut être porté avec tout type de chaussures ou pied nu.
- Facilité d'application et possibilité de mise en place d'une seule main (pour les patients hémiplegiques).
- Livré avec ses accessoires rivets/plaques (82-0019) et sangle/crochet (82-0021).
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (de Pédiatrique-XS à L).

TAILLE	CIRC. CHEVILLE	HAUT. GUÊTRE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-XS - NOIR	13 - 19 cm	10 cm	82-0013-1	3401081517734
S - NOIR	13 - 20 cm	13 cm	82-0013-2	3401060113537
M - NOIR	20 - 27 cm	13 cm	82-0013-3	3401060113544
L - NOIR	27 - 34 cm	13 cm	82-0013-4	3401060113551
ACCESSOIRES INCLUS			CODE ARTICLE	CODE GTIN
3 RIVETS ET 3 PLAQUES			82-0019	0190446269564
1 SANGLE ET 1 CROCHET			82-0021	0190446274551

Prescrire : **Aircast[®] Podalib[®]**



Découvrez les vidéos de mise en place de l'Aircast[®] Podalib[®].

DONJOY[®] RELEVEUR DE PIED



INDICATIONS :

- Évite la chute du pied (drop foot) lors de la marche de patients présentant une paralysie des muscles releveurs du pied.
- Paralysie périphérique post-traumatique ou métabolique (diabète...).
- Hémiplegie et autre atteinte neurologique centrale.

CARACTÉRISTIQUES :

- Adaptable par découpe.
- Peut être chauffé pour un ajustement au mollet.
- Maintient le pied à angle droit.
- Préviend tout déséquilibre latéral.
- Excellente tenue du calcaneum.
- Semelle en PVC allégé.
- Coque plastique en polypropylène.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle latéralisé.
- Taille universelle
- Spécifier modèle Homme ou Femme.

DÉSIGNATION	PRISE DE MESURE	HAUT. ATTELLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROIT - HOMME	TAILLE UNIVERSELLE	29 cm	79-81150	3401075627418
GAUCHE - HOMME	TAILLE UNIVERSELLE	29 cm	79-81151	3401075627586
DROIT - FEMME	TAILLE UNIVERSELLE	26,3 cm	79-81160	3401075627647
GAUCHE - FEMME	TAILLE UNIVERSELLE	26,3 cm	79-81161	3401075627708

Prescrire : **Releveur de pied DonJoy[®]**

PIED

GAMME CHUT

CHAUSSURES DE CONFORT



PIED

Dr.Comfort

L'utilisation combinée du Bambou et du fil d'argent a été cliniquement prouvée dans la réduction de la prolifération bactérienne responsable des infections vs un textile coton*.

*Test comparatif réalisé par un laboratoire accrédité (AITEC Textile Research Institute) selon la norme ISO 20743:2013-PTO.8.1 relative à l'activité antibactérienne des produits textiles.

BACTÉRIES	QUANTITÉ INOCULÉE AU DÉPART	RÉSULTAT COTON SANITIZED APRÈS 4 JOURS	RÉSULTAT BAMBOU ARGENT DR. COMFORT APRÈS 4 JOURS
Staphylococcus aureus	180 000	2 100 000	3 000
Klebsiella pneumoniae	150 000	2 400 000	<20



CHAUSSURES A USAGE TEMPORAIRE (CHUT)

Chaussures légères à volume variable autorisant la marche lorsque le chaussage avec des chaussures de ville n'est pas possible. Certaines pathologies vasculaires, neurologiques, traumatiques ou métaboliques comme le diabète peuvent nécessiter le recours à des CHUT qui permettent de conserver l'autonomie de marche chez des personnes souvent fragilisées.

CHAUSSURES DE CONFORT

Favorisent le maintien ou le recouvrement de la mobilité chez les personnes souffrant de pathologies du pied ou ayant subi un traumatisme, tels que douleur au talon, arthrose et polyarthrite rhumatoïde, tendinopathie du tendon d'Achille, fasciite plantaire, diabète, syndrome de Morton...

Elles assurent soutien et légèreté, notamment pour une activité physique.

GUIDE DES TAILLES

MODÈLES	CAS NORMAUX	CAS PARTICULIERS (pansements volumineux, pieds enflés)
New Diane, Rejilla, Venus, Lea, Soa et Pat	Taillage NORMAL Prendre la pointure habituelle du patient	Prendre 1 pointure au-dessus
Brice, Adonis, Arlequin Sand, Cotton, Franki, Gary, Wallaby, Refresh, Katy, Performance et Winner Plus	Taillage GRAND Prendre la pointure en dessous de la taille habituelle du patient	Prendre la pointure habituelle

LES + DES MODÈLES CHUT Dr.Comfort



Tous les + ne s'appliquent pas sur tous les modèles

● 1^{ère} intention○ 2^{ème} intention**NEW DIANE**
Page 54**REJILLA**
Page 54**VENUS**
Page 55**BRICE**
Page 55**ADONIS**
Page 56**ARLEQUIN SAND**
Page 56**COTTON**
Page 57**GAMME CHUT**

Hallux valgus	●	●	●	○			●
Pied bandé	○						
Pied œdémateux	○			○			○
Pied diabétique					●	●	
Arthrose			○		○	○	
Orteils en griffe	○			●			
Orteils en marteau				○			

**FRANKI**
Page 57**GARY**
Page 58**WALLABY**
Page 58**LEA**
Page 59**SOA**
Page 60**PAT**
Page 60**GAMME CHUT**

Hallux valgus		○		●	○	○
Pied bandé	●		○	○		
Pied œdémateux	○		○	○	○	○
Pied diabétique			●		●	●
Arthrose		●			○	○
Orteils en marteau	○					
Cou-de-pied fort	○		○			

**REFRESH**
Page 61**KATY**
Page 61**PERFORMANCE**
Page 63**WINNER PLUS**
Page 63**CHAUSSURES DE CONFORT**

Épine calcanéenne	●	○	●	○
Tendinopathie du tendon d'Achille	○	●	○	●
Fasciite plantaire	○	○	○	○
Pied diabétique et neuropathie	○	○	○	○
Syndrome de Morton	○	○	○	○
Arthrose et Arthrite rhumatoïde	○	○	○	○



Dr.Comfort CHUT NEW DIANE



INDICATIONS :

- Post-opératoire.
- Orteils en griffe.
- Insuffisance veineuse sévère.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure grand confort ouverte avec deux bandes auto-agrippantes.
- Textile nid d'abeille.
- Doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Semelle amovible et antidérapante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Coloris beige ou bleu marine.
- Modèle Femme.
- Pointures disponibles : 35 au 42.

COLORIS	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
BEIGE	35	213F-35	3401040131469
BEIGE	36	213F-36	3401040131520
BEIGE	37	213F-37	3401040131698
BEIGE	38	213F-38	3401040131759
BEIGE	39	213F-39	3401040131810
BEIGE	40	213F-40	3401040131988
BEIGE	41	213F-41	3401040132060
BEIGE	42	213F-42	3401040132121
<hr/>			
BLEU MARINE	35	213M-35	3401081473467
BLEU MARINE	36	213M-36	3401081473528
BLEU MARINE	37	213M-37	3401081473696
BLEU MARINE	38	213M-38	3401081473757
BLEU MARINE	39	213M-39	3401081473818
BLEU MARINE	40	213M-40	3401081473986
BLEU MARINE	41	213M-41	3401081474068
BLEU MARINE	42	213M-42	3401081474129

Prescrire : **CHUT New Diane Dr. Comfort**



Dr.Comfort CHUT REJILLA



INDICATIONS :

- Hallux valgus.
- Pied déformé.
- Séquelle post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure très confortable, munie d'une seule bande auto-agrippante et d'une semelle dimensionnée pour accueillir les pieds larges.
- Matière nid d'abeille.
- Doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Semelle amortissante et antidérapante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Femme.
- Pointures disponibles : 35 au 42.

COLORIS	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
NOIR	35	203F-35	3401040134941
NOIR	36	203F-36	3401040135023
NOIR	37	203F-37	3401040135191
NOIR	38	203F-38	3401040135252
NOIR	39	203F-39	3401040135313
NOIR	40	203F-40	3401040135481
NOIR	41	203F-41	3401040135542
NOIR	42	203F-42	3401040135603

Prescrire : **CHUT Rejilla Dr. Comfort**

Dr.Comfort CHUT VENUS



INDICATIONS :

- Hallux valgus.
- Séquelle post-traumatique.
- Arthrose.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure grand confort composée d'une bande auto-agrippante de réglage avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Tissu souple.
- Semelle amortissante et antidérapante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Femme.
- Pointures disponibles : 35 au 42.



COLORIS	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
BORDEAUX	35	303F-35	3401040129169
BORDEAUX	36	303F-36	3401040129220
BORDEAUX	37	303F-37	3401040129398
BORDEAUX	38	303F-38	3401040129459
BORDEAUX	39	303F-39	3401040129510
BORDEAUX	40	303F-40	3401040129688
BORDEAUX	41	303F-41	3401040129749
BORDEAUX	42	303F-42	3401040129800

Prescrire : **CHUT Venus Dr. Comfort**

PIED

Dr.Comfort CHUT BRICE



EXTENSIBLE

INDICATIONS :

- Orteils en griffe.
- Orteils en marteau.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure en matière mémoire de forme sur l'avant du pied afin de soulager les pieds déformés ou douloureux.
- Fermeture auto-agrippante réglable.
- Talon renforcé et semelle large antidérapante pour une meilleure stabilité.
- Semelle antidérapante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Homme.
- Pointures disponibles : 39 au 46.



COLORIS	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
NOIR	39	5189-39	3401040122245
NOIR	40	5189-40	3401040122306
NOIR	41	5189-41	3401040122474
NOIR	42	5189-42	3401040122535
NOIR	43	5189-43	3401040122764
NOIR	44	5189-44	3401040122825
NOIR	45	5189-45	3401040122993
NOIR	46	5189-46	3401040123075

Prescrire : **CHUT Brice Dr. Comfort**

Dr.Comfort CHUT ADONIS



INDICATIONS :

- Pied diabétique.
- Pied déformé.
- Neuropathie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure grand confort composée d'une bande auto-agrippante de réglage avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Sans couture.
- Semelle amortissante et antidérapante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Mixte.
- Pointures disponibles : 36 au 48.



COLORIS	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
NOIR	36	210U-36	3401040129978
NOIR	37	210U-37	3401040130059
NOIR	38	210U-38	3401040130110
NOIR	39	210U-39	3401040130288
NOIR	40	210U-40	3401040130349
NOIR	41	210U-41	3401040130400
NOIR	42	210U-42	3401040130578
NOIR	43	210U-43	3401040130639
NOIR	44	210U-44	3401040130868
NOIR	45	210U-45	3401040130929
NOIR	46	210U-46	3401040131001
NOIR	47	210U-47	3401040131179
NOIR	48	210U-48	3401040131230

Prescrire : **CHUT Adonis Dr. Comfort**

Dr.Comfort CHUT ARLEQUIN SAND



INDICATIONS :

- Pied diabétique.
- Trouble métabolique.
- Trouble inflammatoire.
- Arthrose.

CARACTÉRISTIQUES :

- Idéal pour les pieds larges.
- Chaussure grand confort avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Sans couture.
- Semelle amortissante et antidérapante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Mixte.
- Pointures disponibles : 36 au 43.



COLORIS	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
BLEU	36	305F-36	3401040128100
BLEU	37	305F-37	3401040128278
BLEU	38	305F-38	3401040128339
BLEU	39	305F-39	3401040128568
BLEU	40	305F-40	3401040128629
BLEU	41	305F-41	3401040128797
BLEU	42	305F-42	3401040128858
BLEU	43	305F-43	3401040128919

Prescrire : **CHUT Arlequin Sand Dr. Comfort**

Dr.Comfort CHUT COTTON



INDICATIONS :

- Hallux valgus.
- Pied déformé, volumineux.
- Œdème.
- Cou-de-pied fort.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure très confortable, munie de deux bandes auto-agrippantes de réglage avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Semelle souple, amortissante et antidérapante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Mixte.
- Pointures disponibles : 36 au 46.



COLORIS	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
NOIR	36	306U-36	3401574099334
NOIR	37	306U-37	3401574156617
NOIR	38	306U-38	3401574156785
NOIR	39	306U-39	3401574156846
NOIR	40	306U-40	3401574189783
NOIR	41	306U-41	3401574220462
NOIR	42	306U-42	3401574236722
NOIR	43	306U-43	3401081525258
NOIR	44	306U-44	3401081525319
NOIR	45	306U-45	3401081525487
NOIR	46	306U-46	3401081525548

Prescrire : **CHUT Cotton Dr. Comfort**

PIED

Dr.Comfort CHUT FRANKI



INDICATIONS :

- Utilisation en post-opératoire.
- Orteils en marteau.

CARACTÉRISTIQUES :

- Idéal pour les gros pansements.
- Chaussure basse composée de deux bandes auto-agrippantes, l'une sur le cou-de-pied et l'autre au talon pour un enfilage très aisé.
- Doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Semelle amortissante et antidérapante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Mixte.
- Pointures disponibles : 36 au 48.



COLORIS	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
BLEU	36	310U-36	3401040132640
BLEU	37	310U-37	3401040132701
BLEU	38	310U-38	3401040132879
BLEU	39	310U-39	3401040133821
BLEU	40	310U-40	3401040133999
BLEU	41	310U-41	3401040134071
BLEU	42	310U-42	3401040134132
BLEU	43	310U-43	3401040134361
BLEU	44	310U-44	3401040134422
BLEU	45	310U-45	3401040134590
BLEU	46	310U-46	3401040134651
BLEU	47	310U-47	3401040134712
BLEU	48	310U-48	3401040134880

Prescrire : **CHUT Franki Dr. Comfort**

Dr.Comfort CHUT GARY



INDICATIONS :

- Arthrose.
- Maladie métabolique.
- Trouble de la statique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure très confortable, munie de bandes auto-agrippantes avant et arrière.
- Tissu souple.
- Doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Semelle souple, amortissante et antidérapante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Mixte.
- Pointures disponibles : 36 au 48.



COLORIS	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
NOIR	36	308U-36	3401574239273
NOIR	37	308U-37	3401574239334
NOIR	38	308U-38	3401574239563
NOIR	39	308U-39	3401574239624
NOIR	40	308U-40	3401574239792
NOIR	41	308U-41	3401574239914
NOIR	42	308U-42	3401574240163
NOIR	43	308U-43	3401574240224
NOIR	44	308U-44	3401574240392
NOIR	45	308U-45	3401574240453
NOIR	46	308U-46	3401574257772
NOIR	47	308U-47	3401574258083
NOIR	48	308U-48	3401574270269

Prescrire : **CHUT Gary Dr. Comfort**

Dr.Comfort CHUT WALLABY



INDICATIONS :

- Pied diabétique.
- Sequelle post-opératoire.
- Cou-de-pied fort.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure grand confort avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Sans couture.
- Semelle amortissante et antidérapante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Mixte.
- Pointures disponibles : 36 au 48.



COLORIS	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
NOIR	36	307U-36	3401040126786
NOIR	37	307U-37	3401040126847
NOIR	38	307U-38	3401040126908
NOIR	39	307U-39	3401040127097
NOIR	40	307U-40	3401040127158
NOIR	41	307U-41	3401040127219
NOIR	42	307U-42	3401040127387
NOIR	43	307U-43	3401040127448
NOIR	44	307U-44	3401040127509
NOIR	45	307U-45	3401040127677
NOIR	46	307U-46	3401040127738
NOIR	47	307U-47	3401040127967
NOIR	48	307U-48	3401040128049

Prescrire : **CHUT Wallaby Dr. Comfort**

Dr.Comfort
CHUT LEA

**INDICATIONS :**

- Hallux valgus
- Cou-de-pied fort.
- Pied déformé, volumineux.
- Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Parfaite pour un port de tous les jours.
- Chaussure confort avec 2 ouvertures sur le dessus et 1 ouverture à l'arrière par bandes auto-agrippantes pour un chaussage facile et rapide.
- Revêtement en cuir et en Lycra[®], matière extensible pour un confort accru notamment au niveau de l'hallux valgus.
- Poids plume : environ 425 g.
- Semelle intérieure amovible.
- Semelle antidérapante.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle Femme.
- Pointures disponibles : 36 au 42.



Semelle
amortissante

Ouverture arrière auto-agrippante

Chaussure très confortable,
ouvertures par bandes
auto-agrippantes

Revêtement
en cuir noir



Lycra[®] : matière extensible

**S'OUVRE COMPLÈTEMENT
POUR FACILITER LE
CHAUSSAGE**

COLORIS	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
NOIR	36	82-0026-36	0190446355342
NOIR	37	82-0026-37	0190446355366
NOIR	38	82-0026-38	0190446355373
NOIR	39	82-0026-39	0190446355380
NOIR	40	82-0026-40	0190446355397
NOIR	41	82-0026-41	0190446355403
NOIR	42	82-0026-42	0190446355410

Prescrire : **CHUT Lea Dr. Comfort**



Dr.Comfort CHUT SOA



INDICATIONS :

- Pied diabétique.
- Cou-de-pied fort.
- Pied déformé, volumineux.
- Arthrose.

CARACTÉRISTIQUES :

- Parfaite pour un port de tous les jours.
- Chaussure confort d'extérieur avec ouverture par bande auto-agrippante.
- Revêtement en cuir.
- Intérieur textile doux composé d'un fil d'argent pur.
- Semelle amovible et antidérapante.
- Modèle Femme.
- Pointures disponibles : 36 au 42.



COLORIS	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
NOIR	36	82-0024-36	0190446280323
NOIR	37	82-0024-37	0190446278412
NOIR	38	82-0024-38	0190446278429
NOIR	39	82-0024-39	0190446278436
NOIR	40	82-0024-40	0190446278443
NOIR	41	82-0024-41	0190446278450
NOIR	42	82-0024-42	0190446278467

Prescrire : **CHUT Soa Dr. Comfort**

Dr.Comfort CHUT PAT



INDICATIONS :

- Pied diabétique.
- Cou-de-pied fort.
- Pied déformé, volumineux.
- Arthrose.

CARACTÉRISTIQUES :

- Parfaite pour un port de tous les jours.
- Chaussure confort d'extérieur avec ouverture par bande auto-agrippante.
- Tige 100% cuir.
- Intérieur textile doux composé d'un fil d'argent pur.
- Semelle amovible et antidérapante.
- Modèle Homme.
- Pointures disponibles : 39 au 48.



COLORIS	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
NOIR	39	82-0025-39	0190446278481
NOIR	40	82-0025-40	0190446278498
NOIR	41	82-0025-41	0190446278504
NOIR	42	82-0025-42	0190446278511
NOIR	43	82-0025-43	0190446278528
NOIR	44	82-0025-44	0190446278535
NOIR	45	82-0025-45	0190446278559
NOIR	46	82-0025-46	0190446278566
NOIR	47	82-0025-47	0190446278573
NOIR	48	82-0025-48	0190446278580

Prescrire : **CHUT Pat Dr. Comfort**

Dr.Comfort

CHAUSSURE DE CONFORT REFRESH**INDICATIONS :**

- Épine calcanéenne.
- Tendinopathie du tendon d'Achille.
- Fasciite plantaire.
- Pieds diabétiques et neuropathie.
- Syndrome de Morton.
- Arthrose et polyarthrite rhumatoïde.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure de confort offrant soutien et légèreté pour la pratique sportive.
- Patient actif.
- Haute stabilisation de la voûte plantaire.
- Maillage supérieur unique avec lacet élastique et son système auto-bloquant.
- Livré avec un chausse-pied, une semelle de propreté et une semelle de confort Dr. Comfort.
- Semelle rigide et antidérapante.
- Modèle Femme.
- Pointures disponibles : 36 au 42.



COLORIS	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
BLEU	36	3950-M-06.0	0888912602372
BLEU	37	3950-M-07.0	0888912602396
BLEU	38	3950-M-08.0	0888912602419
BLEU	39	3950-M-09.0	0888912602433
BLEU	40	3950-M-10.0	0888912602457
BLEU	41	3950-M-11.0	0888912602471
BLEU	42	3950-M-12.0	0888912602488

Prescrire : **Refresh Dr. Comfort**

Dr.Comfort

CHAUSSURE DE CONFORT KATY**INDICATIONS :**

- Tendinopathie du tendon d'Achille.
- Fasciite plantaire.
- Pieds diabétiques et neuropathie.
- Syndrome de Morton.
- Arthrose et polyarthrite rhumatoïde.
- Pied gonflé.
- Oignon.
- Orteils de Marteau.


CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure de confort offrant soutien et légèreté pour la pratique sportive ou un port quotidien.
- Patient actif.
- Haute stabilisation de la voûte plantaire.
- Maillage supérieur unique avec lacet élastique et son système auto-bloquant.
- Revêtement en mailles : Matériaux respirants pour réguler la chaleur et garder les pieds frais et secs.
- Livré avec un chausse-pied, un set de lacets additionnel, une semelle de propreté et une semelle de confort DonJoy[®].
- Chaussure de longue durée grâce aux choix de matériaux de haute qualité.
- Semelle rigide et antidérapante.
- Semelles intérieures amovibles.
- Modèle Femme.
- Pointures disponibles : 36 au 41.



COLORIS	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
VIOLET	36	37755-M-06.0	0888912598583
VIOLET	37	37755-M-07.0	0888912598606
VIOLET	38	37755-M-08.0	0888912598620
VIOLET	39	37755-M-09.0	0888912598644
VIOLET	40	37755-M-10.0	0888912598668
VIOLET	41	37755-M-11.0	0888912598675

Prescrire : **Katy Dr. Comfort - Non Remboursé S.S.**



CHAUSSURE DE CONFORT KATY DR. COMFORT

Dr.Comfort

CHAUSSURE DE CONFORT **PERFORMANCE****INDICATIONS :**

- Épine calcanéenne.
- Tendinopathie du tendon d'Achille.
- Fasciite plantaire.
- Pieds diabétiques et neuropathie.
- Syndrome de Morton.
- Arthrose et polyarthrite rhumatoïde.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure de confort offrant soutien et légèreté pour la pratique sportive.
- Patient actif.
- Haute stabilisation de la voûte plantaire.
- Maillage supérieur unique avec lacet élastique et son système auto-bloquant.
- Semelle rigide et antidérapante.
- Livré avec un chausse-pied, une semelle de propreté et une semelle de confort Dr. Comfort.
- Modèle Homme.
- Pointures disponibles : 39 au 48.



COLORIS	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
GRIS/NOIR	39	7610-M-06.0	0888912372879
GRIS/NOIR	40	7610-M-07.0	0888912372893
GRIS/NOIR	41	7610-M-08.0	0888912372916
GRIS/NOIR	42	7610-M-09.0	0888912372930
GRIS/NOIR	43	7610-M-10.0	0888912372954
GRIS/NOIR	44	7610-M-10.5	0888912372961
GRIS/NOIR	45	7610-M-11.5	0888912372985
GRIS/NOIR	46	7610-M-12.0	0888912372992
GRIS/NOIR	47	7610-M-13.0	0888912373005
GRIS/NOIR	48	7610-M-14.0	0888912373012

Prescrire : **Performance Dr. Comfort**

Dr.Comfort

CHAUSSURE DE CONFORT **WINNER PLUS****INDICATIONS :**

- Épine calcanéenne.
- Tendinopathie du tendon d'Achille.
- Fasciite plantaire.
- Pieds diabétiques et neuropathie.
- Syndrome de Morton.
- Arthrose et polyarthrite rhumatoïde.
- Pied gonflé.
- Oignon.
- Orteils de Marteau.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure de confort offrant soutien et légèreté pour la pratique sportive ou un port quotidien.
- Patient actif.
- Haute stabilisation de la voûte plantaire.
- Revêtement en cuir.
- Chaussure de longue durée grâce aux choix de matériaux de haute qualité.
- Livré avec un chausse-pied, un set de lacets additionnel, une semelle de propreté et une semelle de confort DonJoy[®].
- Semelle rigide et antidérapante.
- Semelles intérieures amovibles.
- Modèle Homme.
- Pointures disponibles : 39 au 46.



COLORIS	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
NOIR	39	7210-M-06.0	0888912371216
NOIR	40	7210-M-07.0	0888912371230
NOIR	41	7210-M-08.0	0888912371254
NOIR	42	7210-M-09.0	0888912371278
NOIR	43	7210-M-10.0	0888912371292
NOIR	44	7210-M-10.5	0888912371308
NOIR	45	7210-M-11.5	0888912371322
NOIR	46	7210-M-12.0	0888912371339

Prescrire : **Winner Plus Dr. Comfort**

DONJOY[®] TALONNETTES « HEEL CUPS »



INDICATIONS :

- Talonnettes silicone conçues pour l'absorption des chocs et l'amortissement de l'impact talon/sol.
- Soulagement de la douleur, réduction de la sensation d'inconfort en cas d'épine calcanéenne, de fasciite plantaire et de tendinites achilléennes.
- Permettent également d'amortir les vibrations exercées sur les articulations.

CARACTÉRISTIQUES :

- Silicone de qualité médicale qui ne se déforme pas, assurant ainsi un support et un confort à long terme.
- Partie centrale du talon plus souple pour atténuer la pression au niveau de la zone sensible.
- Vendues par paire.
- Talonnettes bilatérales.
- Disponible en 3 tailles (XS, S/M et L/XL).

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
XS	< 37	81-81102	3401095087407
S/M	37 - 43	81-81103	3401095087575
L/XL	> 43	81-81107	3401095087636

Prescrire : **Talonnettes « Heel Cups » DonJoy[®]**

DONJOY[®] SEMELLES DE CONFORT



INDICATIONS :

- Semelle plantaire pour support amortissant, confort et fraîcheur.
- Allègement de la pression et absorption des chocs au talon.
- Aide à la prévention des ampoules et des odeurs.

CARACTÉRISTIQUES :

- Revêtement CoolMax[™] : évacue la transpiration et maintient au sec.
- Revêtement résistant à l'usure, anti-glisse et amortissant.
- Design anatomique pour un excellent soutien de la voûte plantaire.
- Renfort talonnier pour un support accru.
- Possibilité de découper la semelle pour un ajustement optimal.
- Ne contient pas de latex.
- Disponible en 5 tailles (de T1 à T5).

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
T1	36 - 37	82-0225-1	3401053653736
T2	38 - 39	82-0225-2	3401053653965
T3	40 - 41	82-0225-3	3401053654047
T4	42 - 43	82-0225-4	3401053654108
T5	44 - 46	82-0225-5	3401053654276

Prescrire : **Semelles de Confort DonJoy[®]**

PIED

PODOLOGIE



PIED

PODOLOGIE

NOUVEAU



MARCHER SANS DOULEUR

Les attelles Aircast® ActyToe™ ont été mises au point pour le soulagement de la douleur et la correction de la déviation du gros orteil (Hallux Valgus).

En cas de déviation du gros orteil légère à modérée, l'attelle peut être appliquée à titre préventif. Ainsi, l'avancement de la déviation peut être retardé ou même arrêté, comme démontrent de nombreuses études. Dans le traitement post-opératoire, l'attelle contribue à préserver le résultat chirurgical et raccourcit le temps de rééducation.

Bilatérales, les attelles sont faciles à appliquer et permettent un port nocturne ou diurne, au repos ou pour des activités quotidiennes.

AIRCAST®

ACTYTOE™



INDICATIONS :

- Soulagement de la douleur chez les patients présentant un Hallux Valgus symptomatique (oignon).
- Déformation légère ou modérée du gros orteil.
- Traitement post-opératoire pour maintenir l'alignement correct du gros orteil.
- Pour une utilisation pendant les activités quotidiennes, en période de repos et durant la nuit.

CARACTÉRISTIQUES :

- Clip de verrouillage pour verrouiller l'articulation de l'attelle en flexion dorsale et plantaire à 0° ou 30°.
- Angle de correction ajustable (0° et 10°) du gros orteil pour un ajustement personnalisé selon le degré de déformation.
- Coussin en mousse à mémoire de forme pour protéger la zone tout en soulageant l'articulation métatarso-phalangienne.
- Sangles réglables, fines et souples pour soutenir l'arche transversale et stabiliser le médio-pied.
- Sangle ajustable au niveau du gros orteils pour corriger en douceur le mauvais alignement.
- Attelle anatomiquement profilée et articulée.
- Matériaux respirants et légers.
- Port diurne et nocturne.
- Convient à la marche.
- Peut être portée avec des chaussures larges.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (S, M, L).

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
S	< 36	82-04S	0190446708292
M	35 - 42	82-04M	0190446708308
L	41 - 46	82-04L	0190446708322

Prescrire : Aircast® ActyToe



AIRCAST® ACTYTOE™ NIGHT



INDICATIONS :

- Soulagement de la douleur chez les patients présentant un Hallux Valgus symptomatique (oignon).
- Déformation légère ou modérée du gros orteil.
- Traitement post-opératoire pour maintenir l'alignement correct du gros orteil.
- Pour une utilisation en phase de repos et pendant la nuit.

CARACTÉRISTIQUES :

- Attelle anatomiquement profilée pour une immobilisation et un soutien nocturne et en période de repos.
- Coussin en mousse à mémoire de forme pour protéger la zone tout en soulageant l'articulation métatarso-phalangienne.
- Sangles réglables, fines et souples pour soutenir l'arche transversale et stabiliser le médio-pied.
- Sangle ajustable au niveau du gros orteils pour corriger en douceur le mauvais alignement.
- Matériaux respirants et légers.
- Port nocturne.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (S, M, L).



TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
S	< 36	82-05S	0190446708339
M	35 - 42	82-05M	0190446708346
L	41 - 46	82-05L	0190446708353

Prescrire : **Aircast® ActyToe Night**

AIRCAST® ACTYTOE™ LIFT



INDICATIONS :

L'attelle du milieu du pied avec pelote est conçue pour soulever l'os du milieu du pied et soutenir l'arche transversale afin de soulager la douleur pour des conditions telles que :

- Hallux Valgus.
- Pied étalé, pied plat (arche effondrée).
- Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Conception ergonomique.
- Sangle réglable avec fermeture à crochet et boucle pour faciliter l'ajustement.
- Pelote de soutien de l'arche transversale (coussin).
- Port diurne.
- Peut être porté dans une chaussure.
- Modèle bilatéral .
- Taille universelle.



TAILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
UNIQUE	82-06	0190446708360

Prescrire : **Aircast® ActyToe Lift**

PODOLOGIE

PROTECTION DES ORTEILS

La gamme innovante Aircast[®] SofToes[™] offre une solution parfaitement adaptée à tous les besoins en podologie. Ces éléments ergonomiques offrent protection, soutien et confort, tandis qu'un subtil parfum mentholé aide à maintenir une odeur fraîche et aérée.

Caractéristiques communes :

- Ergonomique, doux et confortable.
- Durable, facile à nettoyer et réutilisable.
- Matériaux légers, respectueux de la peau, hypoallergéniques, sans PVC ni latex.
- Parfum mentholé léger pour une odeur fraîche.
- Recouvert de poudre de talc.
- Taille unique.

AIRCAS^T

PROTECTION TUBULAIRE D'ORTEIL



INDICATIONS :

Aide à soulager la douleur provenant de points de pression :

- Aide à se protéger contre les pressions et les frottements.
- Aide à prévenir les formations de cors.

TAILLE	CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE	CODE GTIN
UNIQUE	2 PIÈCES	82-10-08	0190446708513

Prescrire : Protection tubulaire d'orteil

AIRCAS^T

CAPUCHON D'ORTEIL



INDICATIONS :

- Aide à prévenir les douleurs provenant de points de pression.
- Aide à réduire la pression et la friction.
- Aide à prévenir les formations de cors pulpaire.

TAILLE	CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE	CODE GTIN
UNIQUE	2 PIÈCES	82-10-05	0190446708483

Prescrire : Capuchon d'orteil



AIRCAST®

PROTECTION SÉPARATRICE D'ORTEILS POUR HALLUX VALGUS



INDICATIONS :

- Sépare le gros orteil du deuxième en cas de déformation ou de chevauchement.
- Aide à protéger et soulager la zone douloureuse au niveau de l'oignon.
- Permet de limiter la déviation du gros orteil (Hallux Valgus) en améliorant son alignement.
- Aide à prévenir la douleur causée par la pression ou le frottement, l'irritation de la peau et les cors entre le premier et le deuxième orteil.

TAILLE	CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE	CODE GTIN
UNIQUE	1 PIÈCE	82-10-09	0190446708520

Prescrire : **Protection séparatrice d'orteils pour Hallux Valgus**

PIED

AIRCAST®

ÉCARTEUR D'ORTEIL



INDICATIONS :

- Sépare le gros orteil du deuxième en cas de déformation ou de chevauchement.
- Aide à prévenir la douleur causée par la pression ou le frottement, l'irritation de la peau et les cors entre le premier et le deuxième orteil.
- Aide à soulager la douleur et l'inconfort causés par une déformation (oignon).
- Permet de limiter la déviation du gros orteil (Hallux Valgus) en améliorant son alignement.

TAILLE	CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE	CODE GTIN
UNIQUE	2 PIÈCES	82-10-06	0190446708490

Prescrire : **Écarteur d'orteil**



AIRCAST®

PROTECTION DU PETIT ORTEIL



INDICATIONS :

- Aide à soulager la douleur en cas de problèmes au petit orteil (oignon du petit orteil/ bunionette).
- Aide à se protéger contre les pressions, les frottements et les irritations.
- Aide à prévenir les cors et les callosités, les lésions cutanées.

TAILLE	CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE	CODE GTIN
UNIQUE	1 PIÈCE	82-10-07	0190446708506

Prescrire : **Protection du petit orteil**



AIRCAST®

SÉPARATEUR D'ORTEIL



INDICATIONS :

- Réduit la friction et la pression entre les orteils et aide à prévenir les cors et cloques.
- Aide à séparer les orteils déformés et à bien les positionner.
- Aide à prévenir et soulager la douleur causée par la pression ou le frottement, l'irritation de la peau et les cors interdigitaux (œil-de-perdrix).

TAILLE	CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE	CODE GTIN
UNIQUE	2 PIÈCES	82-10-04	0190446708476

Prescrire : **Séparateur d'orteil**





AIRCAST®

BARRETTE DE SOUTIEN POUR ORTEILS



INDICATIONS :

- Aide à soulager la douleur au niveau de l'avant pied.
- Aide à réduire la pression sur les orteils et les têtes des métatarses.
- Aide à maintenir les orteils en bonne position (orteils en griffe, marteau).

TAILLE	CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE	CODE GTIN
UNIQUE	1 PAIRE (GAUCHE ET DROITE)	82-10-01	0190446708445

Prescrire : **Barrette de soutien pour orteils**



AIRCAST®

COUSSINET D'AVANT-PIED



INDICATIONS :

- Aide à protéger, amortir et à soulager la pression sur l'avant-pied.
- Soutien de l'arche transversale du pied.
- Peut aussi servir de coussins antidérapants.

TAILLE	CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE	CODE GTIN
UNIQUE	1 PAIRE (GAUCHE ET DROITE)	82-10-02	0190446708452

Prescrire : **Coussinet d'avant-pied**



AIRCAST®

COUSSINET D'AVANT-PIED AVEC ANNEAU



INDICATIONS :

- Aide à protéger, amortir et à soulager la pression sur l'avant-pied.
- Soutien de l'arche transversale du pied.
- Peut aussi servir de coussins antidérapants.

TAILLE	CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE	CODE GTIN
UNIQUE	1 PAIRE (GAUCHE ET DROITE)	82-10-03	0190446708469

Prescrire : **Coussinet d'avant-pied avec anneau**

GENOU


ATTELLES ROTULIENNES
CONTENTION ÉLASTIQUE



GENOU
ATTELLES ROTULIENNES
CONTENTION ÉLASTIQUE

LE GENOU

Attelles Rotuliennes et Contention Élastique



Lors des mouvements de flexion-extension de l'articulation, la rotule (ou patella) coulisse dans une gorge étroite formée par le relief antérieur du fémur (trochlée fémorale).

Les pressions qui s'exercent entre la rotule et le fémur peuvent atteindre plusieurs centaines de kilos lors de certains mouvements comme s'accroupir par exemple.

De nombreux facteurs comme une légère déviation de l'axe de l'articulation, une insuffisance musculaire, une anomalie osseuse... peuvent compromettre la stabilité de la rotule ce qui accroît encore les contraintes s'exerçant sur le compartiment fémoro-patellaire entraînant des douleurs de la partie antérieure du genou.

ARBRE DÉCISIONNEL ATTELLES ROTULIENNES ET CONTENTION ÉLASTIQUE



● 1^{ère} intention ○ 2^{ème} intention



REACTION
Page 75



TRU-PULL® LITE
Page 76



TRU-PULL®
Page 77



**BANDEAU
INFRA-PATELLAIRE**
Page 82

ATTELLES ROTULIENNES

Subluxation externe de la rotule		●	●	
Douleur antérieure du genou	●	○	○	
Instabilité rotulienne	○	○	○	
Post-opératoire de la translation de la tubérosité tibiale antérieure			○	
Tendinopathie rotulienne	○	○	○	●
Maladie d'Osgood-Schlatter	○	○		○
Syndrome de l'essuie-glace		○		



**ARTILAX™
GENOU**
Page 82



**FORTILAX™
GENOU**
Page 78



ROTULAX™
Page 79



**STRAPILAX™
GENOU**
Page 80



STABILAX™
Page 81

ATTELLES DE CONTENTION ÉLASTIQUES

Instabilité légère de la rotule			●	○	○
Douleurs rotuliennes/méniscales			●	○	○
Entorse légère		○	○	●	○
Stimulation proprioceptive (contention)	○	●	○	○	○
Contention légère pour traitement de l'œdème	●	○			
Hyperlaxité du genou				●	○
Instabilité légère du genou					●



GENOU
ATTELLES ROTULIENNES
CONTENTION ÉLASTIQUE

**DESIGN EN CROISILLONS :****ABSORPTION DES CHOCS ET DISPERSION DE L'ÉNERGIE.**

- La structure favorise la réduction de la douleur par dispersion de l'énergie sur l'ensemble du genou.
- Les trames extensibles s'allongent avec les mouvements de l'articulation, absorbent les chocs et diffusent les impacts au-delà de la zone douloureuse (Voir « Design » - Fig. 1).
- L'ajustement anatomique, la compression et les propriétés élastiques des trames apportent une action proprioceptive sur toute l'amplitude de mouvement.

STRUCTURE OUVERTE : CONFORT OPTIMAL.

- Conception en forme de trame pour épouser parfaitement l'anatomie de la rotule.
- Le tissu ajouré en creux poplité assure respirabilité et confort.
- Attelle non contraignante, légère et aérée.
- Possibilité d'utiliser l'attelle dans l'eau.

**TRAMES EXTENSIBLES : STABILISATION PATELLAIRE.**

- Le design en « croisillons » assure une stabilisation dynamique et complète de la rotule, ainsi qu'une compression au niveau des tendons quadriceps et rotulien pour atténuer la douleur.

ARTICULATIONS BIAxiaLES.


- Les articulations flexibles sont un soutien additionnel pour le genou en position neutre.

**SANGLES AJUSTABLES.**

- Les sangles ajustables permettent un ancrage stable de l'attelle durant les activités quotidiennes ou sportives.
- Les sangles peuvent être ajustées en fonction des besoins du patient : confort, souplesse, retour proprioceptif...

HABILLAGE DE PROTECTION : AISANCE ACCRUE.

- Permet d'éviter les risques d'irritation.
- L'attelle peut être portée sans le manchon.

DESIGN TRAMES EXTENSIBLES - RÔLE & FONCTION

Les **trames verticales** fournissent la majorité du retour énergétique.

Les **trames diagonales** reproduisent les lignes de force du quadriceps.

Les **trames horizontales** s'entrecroisent sur les tendons du quadriceps et rotulien.



Les **trames parapatellaires** (médiales et latérales) assurent l'alignement de la rotule.

Fig 1 - Chaque jeu de trames assure une fonction particulière et indépendante.

Fig 2 - Les trames flexibles s'allongent et se rétractent avec le mouvement de l'articulation.

DONJOY® REACTION



INDICATIONS :

Syndrome fémoro-patellaire, douleurs antérieures du genou ayant pour origine :

- Arthrose fémoro-patellaire légère, associée ou non à une gonarthrose bi-compartmentale débutante.
- Chondromalacie.
- Chondropathie rotulienne.
- Maladie d'Osgood-Schlatter.
- Tendinopathie du tendon quadricipital et du tendon rotulien.
- Idéal pour la pratique sportive ou usages au quotidien par son faible encombrement.

CARACTÉRISTIQUES :

- La structure en élastomère favorise la réduction de la douleur par dispersion de l'énergie sur l'ensemble du genou.
- Les composants extensibles s'allongent avec les mouvements de l'articulation, absorbent les chocs et diffusent les impacts au-delà de la zone douloureuse.
- Les membranes extensibles apportent un contact proprioceptif sur toute l'amplitude de mouvement.
- La structure ouverte épouse parfaitement la forme de la rotule.
- Le design et les membranes entrecroisées assurent une stabilisation dynamique et complète de la rotule.
- Les articulations flexibles procurent un soutien additionnel pour le genou en position neutre.
- Facilité d'enfillement, finesse.
- Habillage de rechange livré avec l'attelle.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (de XS/S à XXXL).

TAILLE	COLORIS	PRISE DE MESURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
XS/S	GRISE	33 - 46 cm	82-0215-2	3401051282716
M/L	GRISE	47 - 59 cm	82-0215-3	3401051282365
XL/XXL	GRISE	60 - 75 cm	82-0215-4	3401051284208
XXXL	GRISE	76 - 79 cm	82-0215-5	3401051284437
XS/S	ROUGE	33 - 46 cm	82-0215-2-01000	3401040386951
M/L	ROUGE	47 - 59 cm	82-0215-3-01000	3401040387262
XL/XXL	ROUGE	60 - 75 cm	82-0215-4-01000	3401040387491
XXXL	ROUGE	76 - 79 cm	82-0215-5-01000	3401040388214
XS/S	BLEUE	33 - 46 cm	82-0215-2-02000	3401040388443
M/L	BLEUE	47 - 59 cm	82-0215-3-02000	3401040388672
XL/XXL	BLEUE	60 - 75 cm	82-0215-4-02000	3401040388962
XXXL	BLEUE	76 - 79 cm	82-0215-5-02000	3401040389105
ACCESSOIRES INCLUS		CODE ARTICLE	CODE ACL	
HABILLAGE DE RECHANGE - XS/S		11-0541-2	3401053687335	
HABILLAGE DE RECHANGE - M		11-0541-3	3401053687564	
HABILLAGE DE RECHANGE - L		11-0541-4	3401053687625	
HABILLAGE DE RECHANGE - XL		11-0541-5	3401053687793	
HABILLAGE DE RECHANGE - XXL		11-0541-6	3401020690719	
HABILLAGE DE RECHANGE - XXXL		11-0541-7	3401020690887	

Prescrire : **Reaction DonJoy®**



Découvrez la vidéo
de la genouillère fémoro-patellaire
Reaction DonJoy®

DONJOY[®] TRU-PULL[®] LITE



INDICATIONS :

- Subluxation externe ou interne de la rotule, instabilités rotuliennes.
- Dysplasie fémoro-patellaire.
- Conçue pour soulager les douleurs aiguës de la partie antérieure du genou ou les douleurs chroniques légères à modérées.
- Tendinopathie rotulienne.
- Maladie d'Osgood-Schlatter.
- Syndrome de l'essuie-glace.

CARACTÉRISTIQUES :


- Système breveté d'insert rotulien en silicone « Dual durometer » : se positionne à même la peau et applique une pression correctrice constante sur la rotule.
- Assure le centrage correct de la rotule lors des mouvements du genou et dans toute l'amplitude articulaire.
- Insert rotulien amovible, pour faciliter l'entretien de l'attelle.
- Sangles dédoublées en « Y », pour appliquer une traction dynamique au-dessus et en dessous de la rotule.
- Fixation indépendante des sangles au niveau du mollet et de la cuisse, pour prévenir la rotation de l'orthèse.
- Fabriquée en Drytex[®], textile fait de nylon et de Lycra[®] qui permet la circulation de l'air.
- Doublure en Lycra[®] au niveau du creux poplité permettant la flexion/extension sans gêne.
- Articulations monocentriques semi-flexibles intégrées amovibles, pour un contrôle médial/latéral (interne/externe).
- Attelle peu volumineuse (longueur : 21,6 cm - épaisseur : 0,127 cm) et légère.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de Pédiatrique-XS à XXXL).

TAILLE	CIRC. GENOU	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - PÉDIATRIQUE-XS	30 - 32,5 cm	81-0260-1	3401047838613
DROITE - S	32,5 - 35 cm	81-0260-2	3401047838781
DROITE - M	35 - 37,5 cm	81-0260-3	3401047838842
DROITE - L	37,5 - 42,5 cm	81-0260-4	3401047838903
DROITE - XL	42,5 - 47,5 cm	81-0260-5	3401047839092
DROITE - XXL	47,5 - 52,5 cm	81-0260-6	3401047839153
DROITE - XXXL	52,5 - 57,5 cm	81-0260-7	3401047839214
GAUCHE - PÉDIATRIQUE-XS	30 - 32,5 cm	81-0261-1	3401047839382
GAUCHE - S	32,5 - 35 cm	81-0261-2	3401047839443
GAUCHE - M	35 - 37,5 cm	81-0261-3	3401047839504
GAUCHE - L	37,5 - 42,5 cm	81-0261-4	3401047839672
GAUCHE - XL	42,5 - 47,5 cm	81-0261-5	3401047839733
GAUCHE - XXL	47,5 - 52,5 cm	81-0261-6	3401047839962
GAUCHE - XXXL	52,5 - 57,5 cm	81-0261-7	3401047840043

Prescrire : **Tru-Pull[®] Lite DonJoy[®]**



Découvrez la vidéo de mise en place d'une Tru-Pull[®] Lite DonJoy[®]



DONJOY[®] TRU-PULL[®]



INDICATIONS :

- Post-luxation ou subluxation sévère de la rotule.
- Suites opératoires de la translation de la tubérosité tibiale antérieure.
- Chondropathie rotulienne sur rotule instable.
- Tendinopathie sévère du tendon rotulien.
- Maintien de la rotule en position physiologique dans toute l'amplitude articulaire du genou.

CARACTÉRISTIQUES :

- Système de traction comprenant une sangle au-dessus et en dessous de la rotule, permettant une forte traction dynamique durant l'extension du genou.
- Réalisée dans un matériau respirant pour le confort et en néoprène (partie haute).
- Position du coussin rotulien au choix du praticien.
- Dégagement du creux poplité pour un plus grand confort lors de la pratique sportive, ou en flexion maximum.
- Articulations amovibles.
- Livrée avec 2 coussins rotuliens auto-agrippants (0.5 cm et 1 cm d'épaisseur).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - POP - XS	81-22922	3401044083993
DROITE - POP - S	81-22923	3401044124269
DROITE - POP - M	81-22925	3401044084136
DROITE - POP - L	81-22927	3401044084365
DROITE - POP - XL	81-22928	3401044084426
DROITE - POP - XXL	81-22929	3401044084594
DROITE - POP - XXXL	81-22929-10	3401044306771
GAUCHE - POP - XS	81-22932	3401044084655
GAUCHE - POP - S	81-22933	3401044084716
GAUCHE - POP - M	81-22935	3401044084884
GAUCHE - POP - L	81-22937	3401044084945
GAUCHE - POP - XL	81-22938	3401044085027
GAUCHE - POP - XXL	81-22939	3401044085195
GAUCHE - POP - XXXL	81-22939-10	3401044306832

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau sur le rabat : x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL

Prescrire : **Tru-Pull[®] DonJoy[®]**


 Découvrez la vidéo
de mise en place
d'une **Tru-Pull[®] DonJoy[®]**



DONJOY[®] DONJOY FORTILAX[™] GENOU

NOUVEAU



Modèle pédiatrique

INDICATIONS :

- Proprioception et prévention des blessures lors d'activités sportives.
- Contention et maintien pour lésions aiguës ou chroniques du genou.
- Arthrose légère du genou.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage anatomique 3D souple de haute qualité.
- Compression graduelle avec zones de décompression.
- Élasticité multidirectionnelle.
- Maillage textile élastique.
- Zone de décharge de la rotule.
- Contenance douce et tissu respirant.
- Léger : 100 g.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 8 tailles (de Pédiatrique/T0 à T7).



Tricotage anatomique 3D



Compression graduelle avec zone de décompression



Zone de confort avec maillage relâché



Maillage textile respirant, élastique et doux

TAILLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE/T0	30 - 34 cm	82-0709-0	0190446664239
T1	35 - 38 cm	82-0709-1	0190446664246
T2	39 - 42 cm	82-0709-2	0190446664253
T3	43 - 46 cm	82-0709-3	0190446664260
T4	47 - 49 cm	82-0709-4	0190446664277
T5	50 - 53 cm	82-0709-5	0190446664291
T6	54 - 57 cm	82-0709-6	0190446664307
T7	58 - 61 cm	82-0709-7	0190446664314

Prescrire : DonJoy FortiLax[®] Genou



DONJOY® DONJOY ROTULAX™




INDICATIONS :

- Prévention des épisodes d'instabilité légère de la rotule.
- Douleur fémoro-patellaire.
- Arthrose légère fémoro-patellaire.
- Soutien et compression après une lésion aiguë ou chronique du genou.
- Proprioception et prévention des blessures lors des activités sportives.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage anatomique 3D souple de haute qualité.
- Élasticité multidirectionnelle.
- Maillage textile élastique.
- Zones de confort avec maillage relâché au niveau du creux poplité.
- Évidement et stabilisateur rotulien en mousse SBR permettant de maintenir la rotule en position correcte.
- Bande de silicone anti-glissement.
- Baleines souples bilatérales.
- Contexture douce.
- Tissu respirant.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 7 tailles (de T1 à T7).



TAILLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
T1	35 - 38 cm	82-0710-1	0190446664321
T2	39 - 42 cm	82-0710-2	0190446664338
T3	43 - 46 cm	82-0710-3	0190446664345
T4	47 - 49 cm	82-0710-4	0190446664352
T5	50 - 53 cm	82-0710-5	0190446664369
T6	54 - 57 cm	82-0710-6	0190446664376
T7	58 - 61 cm	82-0710-7	0190446664383

Prescrire : **DonJoy Rotulax™**



GENOU
ÂTTILES ROTULIERNES
CONTENTION ELASTIQUE

DONJOY[®] DONJOY STRAPILAX[™] GENOU

NOUVEAU



Modèle pédiatrique

INDICATIONS :

- Prévention en cas d'hyperlaxité du genou.
- Soutien et compression après une lésion légère des ligaments latéraux du genou (LLI/LLE).
- Proprioception et prévention des blessures lors d'activités sportives.
- Arthrose légère du genou.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage anatomique 3D souple de haute qualité.
- Compression graduelle avec zones de décompression.
- Élasticité multidirectionnelle.
- Maillage textile élastique.
- Sangle de renfort amovible et intuitif de 140 x 5 cm avec velours d'accroche permettant de renforcer le maintien (LLI ou LLE) tout en protégeant la partie tricotée.
- Zones de confort avec maillage relâché au niveau du creux poplité.
- Évidement et stabilisateur rotulien en mousse SBR permettant de maintenir la rotule en position correcte.
- Bande de silicone anti-glissement.
- Baleines souples bilatérales.
- Contexture douce et tissu respirant.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 8 tailles (de Pédiatrique/T0 à T7).



Tricotage anatomique 3D



Compression graduelle avec zone de décompression



Zone de confort avec maillage relâché



Maillage textile respirant, élastique et doux



Baleines souples bilatérales



Stabilisateur rotulien



Strapping amovible



Bande de silicone anti-glissement

TAILLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE/T0	30 - 34 cm	82-0711-0	0190446664390
T1	35 - 38 cm	82-0711-1	0190446664475
T2	39 - 42 cm	82-0711-2	0190446664482
T3	43 - 46 cm	82-0711-3	0190446664499
T4	47 - 49 cm	82-0711-4	0190446664505
T5	50 - 53 cm	82-0711-5	0190446664512
T6	54 - 57 cm	82-0711-6	0190446664529
T7	58 - 61 cm	82-0711-7	0190446664536

Prescrire : **DonJoy StrapiLax[®] Genou**



Découvrez la vidéo de mise en place d'une DonJoy StrapiLax[®] Genou

DONJOY® DONJOY STABILAX™



INDICATIONS :

- Contention et maintien en cas d'instabilité légère du genou.
- Prévention en cas d'hyperlaxité du genou.
- Soutien et compression après une lésion légère des ligaments latéraux du genou (LLI/LLE).
- Proprioception et prévention des blessures lors d'activités sportives.
- Arthrose légère du genou.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage anatomique 3D souple de haute qualité.
- Compression graduelle avec zones de décompression.
- Élasticité multidirectionnelle.
- Maillage textile élastique.
- Les sangles de cuisse et de mollet (5 cm) amovibles et ajustables procurent une compression et un maintien supplémentaires.
- Stabilisateur rotulien en mousse SBR permettant de maintenir la rotule en position correcte.
- Bande de silicone anti-glissement.
- Baleines plastiques bilatérales semi-rigides avec articulations polycentriques.
- Contexture douce et tissu respirant.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 7 tailles (de T1 à T7).



Tricotage anatomique 3D



Compression graduelle avec zone de décompression



Zone de confort avec maillage relâché



Stabilisateur rotulien



Maillage textile respirant, élastique et doux



Baleines semi-rigides avec articulations polycentriques



Bande de silicone anti-glissement

TAILLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
T1	35 - 38 cm	82-0712-1	0190446664543
T2	39 - 42 cm	82-0712-2	0190446664550
T3	43 - 46 cm	82-0712-3	0190446664567
T4	47 - 49 cm	82-0712-4	0190446664574
T5	50 - 53 cm	82-0712-5	0190446664581
T6	54 - 57 cm	82-0712-6	0190446664598
T7	58 - 61 cm	82-0712-7	0190446664604

Prescrire : DonJoy StabiLax®



GENOU
ÂTTELLES ROTULIERNES
CONTENTION ELASTIQUE



Découvrez la vidéo de mise en place d'une DonJoy StabiLax®

DONJOY[®] ARTILAX[™] GENOU



INDICATIONS :

- Contention légère pour traitement de l'œdème.
- Rappel proprioceptif en phase de réathlétisation et/ou de reprise d'activité.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage anatomique avec une plus grande élasticité au niveau du creux poplité.
- Contention à visée proprioceptive.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bitatéral.
- Disponible en 5 tailles (de T1 à T5).

TAILLE	CIRC. GENOU	CODE ARTICLE	CODE GTIN
T1	30 - 34 cm	82-0036-1	0190446274469
T2	34 - 38 cm	82-0036-2	0190446274476
T3	38 - 42 cm	82-0036-3	0190446274483
T4	42 - 47 cm	82-0036-4	0190446274490
T5	47 - 53 cm	82-0036-5	0190446274506

Prescrire : **Artilax[®] Genou DonJoy[®]**

AIRCAS^T[®]

BANDEAU INFRA-PATELLAIRE



INDICATIONS :

- Tendinopathie rotulienne, maladie d'Osgood-Schlatter.
- Permet de réduire les sollicitations exercées au niveau de la tubérosité tibiale et du tendon rotulien.
- Limite les vibrations exercées sur le tendon.

CARACTÉRISTIQUES :

- Bandeau avec cellule pneumatique pour compression localisée sur le tendon rotulien.
- Facilité de mise en place.
- Modèle bitatéral.
- Taille unique.

TAILLE	CIRC. SOUS GENOU	CODE ARTICLE	CODE ACL
TAILLE UNIQUE	25 - 43 cm	08A-B	3401079003331

Prescrire : **Bandeau Infra-Patellaire Aircast[®]**


GENOU

ATTELLES LIGAMENTAIRES
CONTENTION ÉLASTIQUE



LE GENOU

Attelles Ligamentaires




Le genou est l'articulation intermédiaire du membre inférieur et joue un rôle déterminant dans toutes les activités locomotrices (marche, course...) et la plupart des activités sportives.

Cette articulation est composée de 3 compartiments : fémoro-patellaire, fémoro-tibial interne et fémoro-tibial externe.

La stabilité du genou est soutenue par :

- Des structures élastiques (ligaments) et fibrocartilagineuses (ménisques) de façon passive.
- Des muscles de la cuisse, notamment le quadriceps de façon active.



● 1^{ère} intention○ 2^{ème} intention
**DONJOY
GENULAX[™]**
Page 87

**PLAYXPERT
WRAP**
Page 88

**PLAYXPERT
SLEEVE**
Page 88

**PLAYMAKER[®]
WRAP II**
Page 89

**SUPPORT
EVEREST II**
Page 89

ATTELLES LIGAMENTAIRES TEXTILES

Immobilisation					●
Entorse du Ligament Croisé Antérieur (LCA)					○
Entorse des Ligaments Latéraux (LLE/LLI)	○	●	●	●	○
Reprise d'activité / prévention de la récurrence	●	○	○	○	○
Lésions méniscales avec atteinte ligamentaire				○	


SE 4 POINT
Page 90

ACL EVERYDAY
Page 91

ARMOR
Page 92

DEFIANCE[®] III
Page 93

ATTELLES LIGAMENTAIRES RIGIDES

Entorse du Ligament Croisé Antérieur (LCA)	●	●	●	●
Entorse du Ligament Croisé Postérieur (LCP)	○		○	○
Entorse des Ligaments Latéraux (LLE/LLI)	○	○	○	○
Reprise d'activité / prévention de la récurrence	○	○	○	○
Lésions méniscales avec atteinte ligamentaire	○	○	○	○

SYSTÈME BREVETÉ 4 POINTS D'APPUI

Le système breveté 4 points d'appui est conçu pour prévenir les translations antérieures excessives. Les 4 points d'appui constituent un dispositif capable de générer des forces s'opposant au mouvement de tiroir antérieur du tibia.

Un système tout intégré

Le centre des charnières polycentriques est postérieur à la ligne médiane du genou et est situé légèrement au dessus de l'interligne articulaire. Cela permet aux points #1 et #3 de comprimer la masse musculaire de la cuisse, par 2 forces de directions opposées dont la résultante entraîne le fémur vers l'avant. Les points #2 et #4 génèrent 2 forces de direction opposées dont la résultante entraîne le tibia vers l'arrière. L'ensemble des forces appliquées sur le segment fémoral et jambier permet d'éviter tout tiroir antérieur du tibia.



#1 Le premier point de force est l'embrasse de cuisse. Elle agit comme un point de fixation pour ajuster le fémur antérieurement.

#2 Le deuxième point de force est l'embrasse de mollet. Elle agit comme un point de fixation pour ajuster le tibia postérieurement.

#3 Le troisième point de force est la sangle postérieure de cuisse. Elle place l'attelle postérieurement au genou.


#4 Le quatrième point de force génère une force d'opposition cruciale. Les trois premiers points positionnent l'attelle correctement sur la jambe. En serrant et fixant la sangle antérieure du tibia, le quatrième point de force entraîne l'attelle dans sa position appropriée en transférant le tibia postérieurement.

Le système 4 points d'appui est indiqué pour les lésions du LCA. Pour la version LCP, les points de force sont inversés.



DONJOY GENULAX

DONJOY® DONJOY GENULAX™



Stabilisateur rotulien en mousse SBR

INDICATIONS :

- Entorse légère des ligaments latéraux genou (LLI/LLE).
- Instabilité chronique légère à modérée du genou (LLI/LLE).
- Proprioception et prévention lors d'activités sportives.
- Soutien et compression après une lésion aiguë ou chronique du genou.
- Contention pour pathologies méniscales légères.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage anatomique 3D souple de haute qualité.
- Compression graduelle avec zones de décompression.
- Élasticité multidirectionnelle.
- Maillage textile élastique.
- Les sangles de cuisse (5 cm) et de mollet (3,8 cm) amovibles et ajustables procurent une compression et un maintien supplémentaires.
- Stabilisateur rotulien en mousse SBR permettant de maintenir la rotule en position correcte.
- Bande de silicone anti-glissement.
- Baleines plastiques rigides chargées en fibre de verre avec articulations polycentriques rivetées, de hauteur 27,5 cm (T1 et T2) ou 32 cm (T3 à T7) assurant un bras de levier conséquent.
- Contexture ultra douce et tissu respirant.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 7 tailles (de T1 à T7).



Tricotage anatomique 3D



Compression graduelle avec zone de décompression



Zone de confort avec maillage relâché



Stabilisateur rotulien



Maillage textile respirant, élastique et doux



Baleines plastiques rigides avec articulations polycentriques



Bande de silicone anti-glissement

Bande de silicone anti-glissement.



Zone de décompression : confort

Baleines plastiques rigides

Élasticité multidirectionnelle



Contexture ultradouce « seconde peau »

Stabilisateur rotulien

Tricotage anatomique 3D

Sangles de renfort amovibles et ajustables

TAILLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
T1	35 - 38 cm	82-0713-1	0190446664611
T2	39 - 42 cm	82-0713-2	0190446664628
T3	43 - 46 cm	82-0713-3	0190446664635
T4	47 - 49 cm	82-0713-4	0190446664642
T5	50 - 53 cm	82-0713-5	0190446664659
T6	54 - 57 cm	82-0713-6	0190446664666
T7	58 - 61 cm	82-0713-7	0190446664673

Prescrire : DonJoy GenuLax®



DONJOY[®]

PLAYXPERT WRAP MODÈLE OUVERT

PLAYXPERT SLEEVE MODÈLE TUBULAIRE



Modèle ouvert



Modèle tubulaire

INDICATIONS :

- Instabilité chronique légère à modérée des ligaments latéraux du genou LLI/LLE.
- Entorse légère isolée (LLI/LLE) en phase aiguë.
- Reprise/prévention.

CARACTÉRISTIQUES :

- Design enveloppant pour faciliter l'application.
- Baleines articulées polycentriques en aluminium et amovibles pour un support bilatéral accru.
- Version wrap : s'ouvre entièrement.
- Version tubulaire, application par enfilement.
- Tissu ajouré compressif et respirant.
- Panneau poplité en Lycra[®] doux, pour un excellent confort.
- Baleines conformables.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).



TAILLE	MODÈLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
XS	WRAP (OUVERT)	33 - 39 cm	82-0023-1	0190446276104
S	WRAP (OUVERT)	39 - 47 cm	82-0023-2	0190446276111
M	WRAP (OUVERT)	47 - 53 cm	82-0023-3	0190446276128
L	WRAP (OUVERT)	53 - 60 cm	82-0023-4	0190446276135
XL	WRAP (OUVERT)	60 - 67 cm	82-0023-5	0190446276142
XXL	WRAP (OUVERT)	67 - 75 cm	82-0023-6	0190446276159
XXXL	WRAP (OUVERT)	75 - 81 cm	82-0023-7	0190446276166
XS	SLEEVE (TUBULAIRE)	33 - 39 cm	82-0022-1	0190446276036
S	SLEEVE (TUBULAIRE)	39 - 47 cm	82-0022-2	0190446276043
M	SLEEVE (TUBULAIRE)	47 - 53 cm	82-0022-3	0190446276050
L	SLEEVE (TUBULAIRE)	53 - 60 cm	82-0022-4	0190446276067
XL	SLEEVE (TUBULAIRE)	60 - 67 cm	82-0022-5	0190446276074
XXL	SLEEVE (TUBULAIRE)	67 - 75 cm	82-0022-6	0190446276081
XXXL	SLEEVE (TUBULAIRE)	75 - 81 cm	82-0022-7	0190446276098

Prescrire : **PlayXpert Wrap DonJoy[®] - PlayXpert Sleeve DonJoy[®]**




Découvrez la vidéo de mise en place d'une PlayXpert Wrap DonJoy[®]



Découvrez la vidéo de mise en place d'une PlayXpert Sleeve DonJoy[®]

DONJOY® PLAYMAKER® WRAP II



INDICATIONS :

- Entorse de gravité légère à modérée des ligaments latéraux (LLI ou LLE).
- Idéale pour les activités du quotidien ou les sports de loisirs.
- Lésions méniscales avec atteinte ligamentaire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Efficacité de l'articulation polycentrique.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (préréglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°.
- Possibilité de blocage à 0° (extension complète), sur demande.
- La partie postérieure de l'attelle est composée de Hi10™ fibre de nylon et de spandex haute résistance pour un confort et un ajustement optimum.
- L'utilisation de matériaux novateurs (fibre ajourée hautement respirante) permet de maintenir une sensation de fraîcheur quel que soit le niveau d'activité.
- Livré avec un kit plots de flexion/extension.
- Les attaches permettent un ajustement facile et rapide des sangles.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE ACL
XS	11-3497-1	3401041254020
S	11-3497-2	3401041254198
M	11-3497-3	3401041254259
L	11-3497-4	3401041254310
XL	11-3497-5	3401041254488
XXL	11-3497-6	3401041254549
XXXL	11-3497-7	3401041254600

ACCESSOIRES	PRISE DE MESURE	CODE ARTICLE	CODE ACL/GTIN
PLOTS DE BLOCAGE EN EXTENSION	TAILLE UNIQUE	11-0398-9-00000	3401040699808
KIT PLOTS DE FLEXION/EXTENSION (INCLUS)	TAILLE UNIQUE	25-0422-0-00000	0888912021487

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau sur le rabat : x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL

Prescrire : **Playmaker® Wrap II DonJoy®**

GENOU
LIGAMENTAIRES

DONJOY® SUPPORT EVEREST II



INDICATIONS :

- Immobilisation post-opératoire et réadaptation fonctionnelle.
- Entorse de gravité modérée à grave des ligaments latéraux (LLI ou LLE) et du ligament croisé antérieur (LCA).
- Protection de la cicatrisation ligamentaire après entorse légère.
- Réathlétisation et reprise d'activité (sauf sports extrêmes).

CARACTÉRISTIQUES :

- Solution 2-en-1 : immobilisation et prévention / reprise d'activité.
- Plots de blocages simples à positionner (sans outil).
- Limitation de l'amplitude de mouvement en flexion/extension ou de blocage à 0°, 10°, 20°, 30°, 60°, 90° et Full range (amplitude complète).
- Tissu novateur ajouré compressif et hautement respirant.
- Panneau poplité en Lycra® doux, pour un excellent confort.
- Nouvelles boucles de serrage pour un ajustement facilité.
- Système anti-glisse : évite l'effet garrot tout en maintenant l'attelle en place.
- 4 sangles indépendantes, pour régler le niveau de maintien.
- Hauteur de l'attelle : XS/S/M : 39,5cm - L/XL/XXL : 44,5 cm.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de Pédiatrique-XS à XXL).

TAILLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE-XS	33 - 37 cm	82-0046-1	0190446723875
S	38 - 43 cm	82-0046-2	0190446723882
M	44 - 49 cm	82-0046-3	0190446723899
L	50 - 55 cm	82-0046-4	0190446723905
XL	56 - 60 cm	82-0046-5	0190446723912
XXL	60 - 64 cm	82-0046-6	0190446723929

Prescrire : **Support Everest II DonJoy®**



Découvrez les vidéos de mise en place de nos produits

DONJOY® SE 4 POINT



INDICATIONS :

- Stabilisation antéropostérieure et rotatoire du genou en cas d'entorse du LCA et/ou du LCP.
- Polyvalente : traitement fonctionnel post-traumatique, utilisation en pré ou post-opératoire après chirurgie ligamentaire, période de rééducation et réathlétisation, pratique sportive.
- Stabilisation latérale du genou après entorse du LLI ou du LLE, LCA et LCP.
- Réglage de l'amplitude articulaire dans la plage déterminée du protocole de soins.

CARACTÉRISTIQUES :

- Revêtement en Kraton™ : Possibilité d'utiliser l'attelle dans l'eau, y compris dans l'eau de mer. Rincer et sécher l'attelle après chaque utilisation.
- Système breveté 4 points d'appui.
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° et 90°.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° et 40° (préréglée à 10°).
- Légère (650 g) et peu encombrante (41 cm).
- Possibilité de blocage à 0°, sur demande (extension complète).
- Livré avec un kit plots de flexion/extension.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en version LCA, LCP et IC (Instabilités Combinées).
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
LIGAMENTS CROISÉS ANTÉRIEURS		
LCA - DROITE - XS	11-0980-1-06160	3401043113813
LCA - DROITE - S	11-0980-2-06160	3401043113981
LCA - DROITE - M	11-0980-3-06160	3401043114063
LCA - DROITE - L	11-0980-4-06160	3401043114124
LCA - DROITE - XL	11-0980-5-06160	3401043114292
LCA - DROITE - XXL	11-0980-6-06160	3401043114353
LCA - DROITE - XXXL	11-0980-7-06160	3401043114414
LCA - GAUCHE - XS	11-0981-1-06160	3401043114582
LCA - GAUCHE - S	11-0981-2-06160	3401043114643
LCA - GAUCHE - M	11-0981-3-06160	3401043114704
LCA - GAUCHE - L	11-0981-4-06160	3401043114872
LCA - GAUCHE - XL	11-0981-5-06160	3401043114933
LCA - GAUCHE - XXL	11-0981-6-06160	3401043115015
LCA - GAUCHE - XXXL	11-0981-7-06160	3401043115183
LIGAMENTS CROISÉS POSTÉRIEURS		
LCP - DROITE - XS	11-0982-1-06160	3401043115244
LCP - DROITE - S	11-0982-2-06160	3401043115305
LCP - DROITE - M	11-0982-3-06160	3401043115473
LCP - DROITE - L	11-0982-4-06160	3401043115534
LCP - DROITE - XL	11-0982-5-06160	3401043115763
LCP - DROITE - XXL	11-0982-6-06160	3401043115824
LCP - DROITE - XXXL	11-0982-7-06160	3401043115992
LCP - GAUCHE - XS	11-0983-1-06160	3401043116074
LCP - GAUCHE - S	11-0983-2-06160	3401043116135
LCP - GAUCHE - M	11-0983-3-06160	3401043116364
LCP - GAUCHE - L	11-0983-4-06160	3401043116425
LCP - GAUCHE - XL	11-0983-5-06160	3401043116593
LCP - GAUCHE - XXL	11-0983-6-06160	3401043116654
LCP - GAUCHE - XXXL	11-0983-7-06160	3401043116715
INSTABILITÉS COMBINÉES		
IC - DROITE - XS	11-0984-1-06160	3401043116883
IC - DROITE - S	11-0984-2-06160	3401043116944
IC - DROITE - M	11-0984-3-06160	3401043117026
IC - DROITE - L	11-0984-4-06160	3401043117194
IC - DROITE - XL	11-0984-5-06160	3401043117255
IC - DROITE - XXL	11-0984-6-06160	3401043117316
IC - DROITE - XXXL	11-0984-7-06160	3401043117484
IC - GAUCHE - XS	11-0985-1-06160	3401043117545
IC - GAUCHE - S	11-0985-2-06160	3401043117606
IC - GAUCHE - M	11-0985-3-06160	3401043117774
IC - GAUCHE - L	11-0985-4-06160	3401043117835
IC - GAUCHE - XL	11-0985-5-06160	3401043118085
IC - GAUCHE - XXL	11-0985-6-06160	3401043118146
IC - GAUCHE - XXXL	11-0985-7-06160	3401043118207



**4 POINTS
D'APPUI**



▶ Découvrez la vidéo de mise en place d'une attelle rigide avec système 4 points d'appui



▶ Découvrez les vidéos de réglage des plots de flexion/extension pour une SE 4 Point



▶ Découvrez les vidéos de mise en place des accessoires anti-pincement et anti-choc attelles ligamentaires

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 94)	CODE ARTICLE	CODE ACL
PROTECTION ANTI-CHOCS	11-1006-X-06000	-
HABILLAGE SPORT (48 cm)	11-0016-X-06000	-
HABILLAGE DE PROTECTION LYCRA® NOIR	11-0075-X-00000	-
HABILLAGE DE PROTECTION NEOPRENE NOIR	11-0122-X	-
ANTI-PINCEMENT MOLLET	11-1095-9-06000	-
PLOTS DE BLOCAGE EN EXTENSION	11-0398-9-00000	3401040699808
KIT-PLOTS DE FLEXION/EXTENSION (INCLUS)	25-0422-0-00000	0888912021487

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau sur le rabat : x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL

Prescrire : SE 4 Point DonJoy®

DONJOY[®]

ACL EVERYDAY



INDICATIONS :

- Entorse de gravité modérée à grave des ligaments latéraux (LLI ou LLE) et du ligament croisé antérieur (LCA).
- Parfaitement adaptée pour la convalescence et la reprise d'activités / usage quotidien.

CARACTÉRISTIQUES :

- Système breveté 4 points d'appui.
- Design ergonomique des embrasses de cuisse et de mollet, adaptables à la morphologie du patient.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (pré réglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°.
- Pas de possibilité de blocage à 0° (extension complète).
- Confort accru, grâce aux sangles antidérapantes, doublées en « Sili-Grip » hypoallergénique.
- Livré avec un kit plots de flexion/extension.
- Ne convient pas aux personnes très corpulentes.
- Légère (440 g), réalisée en aluminium de qualité aéronautique.
- Taille réduite (34,5 cm).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL	
DROITE - XS	11-1601-1	3401046213770	
DROITE - S	11-1601-2	3401046213831	
DROITE - M	11-1601-3	3401046214081	
DROITE - L	11-1601-4	3401046214142	
DROITE - XL	11-1601-5	3401046214203	
DROITE - XXL	11-1601-6	3401046214371	
DROITE - XXXL	11-1601-7	3401046214432	
GAUCHE - XS	11-1600-1	3401046214661	
GAUCHE - S	11-1600-2	3401046214722	
GAUCHE - M	11-1600-3	3401046214890	
GAUCHE - L	11-1600-4	3401046214951	
GAUCHE - XL	11-1600-5	3401046215033	
GAUCHE - XXL	11-1600-6	3401046215262	
GAUCHE - XXXL	11-1600-7	3401046215323	
ACCESSOIRES (VOIR PAGE 94)	PRISE DE MESURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
HABILLAGE SPORT (48 cm)	-	11-0016-X-06000	-
HABILLAGE SPORT COURT (41 cm) CONSEILLÉ	-	11-0103-X-06000	-
HABILLAGE DE PROTECTION LYCRA [®] NOIR	-	11-0075-X-00000	-
HABILLAGE DE PROTECTION NÉOPRÈNE NOIR	-	11-0122-X	-
KIT PLOTS DE FLEXION/EXTENSION (INCLUS)	TAILLE UNIQUE	25-0422-0-00000	0888912021487

Prescrire : **ACL Everyday DonJoy[®]**

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau sur le rabat : x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL



**4 POINTS
D'APPUI**



Découvrez les vidéos de réglage des plots de flexion/extension



DONJOY[®] ARMOR



**4 POINTS
D'APPUI**



▶ Découvrez la vidéo de mise en place d'une attelle rigide avec système 4 points d'appui



▶ Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension



▶ Découvrez les vidéos de mise en place des accessoires anti-pincement et anti-choc attelles ligamentaires



Protection anti-chocs



Protection anti-pincement mollet



Usage Motocross et autres sports extrêmes

INDICATIONS :

- Entorse modérée à grave des ligaments croisés (LCA et/ou LCP) ou latéraux du genou (LLI ou LLE).
- Reprise d'activités y compris pour les sports extrêmes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Système breveté 4 points d'appui.
- Coussin condylien interne anti-migration.
- Embrasse de mollet courte pour l'utilisation de bottes.
- Disponible en version LCA, LCP, IC (Instabilités Combinées).
- Structure adaptable à la morphologie du patient.
- Réalisée en aluminium de qualité aéronautique.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (préréglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°.
- Possibilité de blocage à 0°, sur demande (extension complète).
- Attaches de sangles tournantes (pivotantes).
- Grande protection du tibia et du genou.
- Légère (615 g) et courte.
- Livré avec un kit plots de flexion/extension.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

LONGUEUR	37,5 cm
CUISSE	21,5 cm
MOLLET	16 cm

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE ACL	
LIGAMENTS CROISÉS ANTÉRIEURS			
ACTION COURTE LCA DROITE	11-1004-X-26000	-	
ACTION COURTE LCA GAUCHE	11-1005-X-26000	-	
ACTION COURTE LCA DROITE FOURCEPOINT™	11-1440-X	-	
ACTION COURTE LCA GAUCHE FOURCEPOINT™	11-1441-X	-	
LIGAMENTS CROISÉS POSTÉRIEURS			
ACTION COURTE LCP DROITE	11-1025-X-26000	-	
ACTION COURTE LCP GAUCHE	11-1026-X-26000	-	
INSTABILITÉS COMBINÉES			
ACTION COURTE IC DROITE	11-1029-X-26000	-	
ACTION COURTE IC GAUCHE	11-1030-X-26000	-	
ACCESSOIRES (VOIR PAGE 94)			
PROTECTION ANTI-CHOC	TAILLE UNIQUE	11-1006-X-06000	-
HABILLAGE SPORT (48 cm)	TAILLE UNIQUE	11-0016-X-06000	-
HABILLAGE SPORT COURT (41 cm) CONSEILLÉ	TAILLE UNIQUE	11-0103-X-06000	-
HABILLAGE DE PROTECTION LYCRA® NOIR	TAILLE UNIQUE	11-0075-X-00000	-
HABILLAGE DE PROTECTION NÉOPRÈNE NOIR	TAILLE UNIQUE	11-0122-X	-
ANTI-PINCEMENT MOLLET	TAILLE UNIQUE	11-1095-9-06000	-
PLOTS DE BLOCAGE EN EXTENSION	TAILLE UNIQUE	11-0398-9-00000	3401040699808
KIT PLOTS DE FLEXION/EXTENSION (INCLUS)	TAILLE UNIQUE	25-0422-0-00000	0888912021487
ATTACHEMENT ROTULIEN TRU-PULL® XS/S	-	11-1525-2	3401040229906
ATTACHEMENT ROTULIEN TRU-PULL® M/L/XL	-	11-1525-3	3401040230155
ATTACHEMENT ROTULIEN TRU-PULL® XXL/XXXL	-	11-1525-4	3401040230384

Prescrire : **Armor DonJoy[®]**

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau du rabat : x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL

DONJOY® DEFIANCE® III (INCURVÉE)



INDICATIONS :

- Instabilités modérées à graves du LCA, LCP, LLI, LLE.
- Entorse modérée à grave des ligaments croisés (LCA et/ou LCP) ou latéraux du genou (LLI ou LLE).
- Reprise d'activités y compris pour les sports extrêmes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Possède une armature ultra-légère (matériau composite exclusif) qui permet de dégager la partie interne de la cuisse pour plus de confort dans la pratique de certains sports tels que moto-cross, snowboard, ski de bosses...
- Version LCA/LCP avec système breveté 4 points d'appui.
- Coussins condyliens anti-migration.
- Poids : 650 g environ (selon modèles).
- Version IC avec sangle de cuisse antérieure et postérieure.
- Version mollet court pour la pratique du ski et du moto-cross.
- Large choix de coloris.
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° et 90° (sauf articulations « Drop Lock »).
- Limitation d'amplitude de l'extension à 10°, 20°, 30° et 40° (préréglée à 10°).
- Possibilité de blocage à 0°, sur demande.
- Prise de mesure : appareil de mesure CCMi Mark III DonJoy®, ou un fichier AOP.
- Articulations proposées : Standard, Fourcepoint™, « Drop Lock ».
- Disponible en 3 longueurs (standard, courte, cuisse standard/ mollet court).
- Livré avec un kit plots de flexion/extension et un kit de coussinet condylien.
- Modèle sur mesure.

	HAUTEUR DE L'ATTELLE
STANDARD	40,6 cm
EMBRASSE DE CUISSE	21,6 cm
EMBRASSE DE MOLLET	19 cm
COURTE	35,5 cm*
EMBRASSE DE CUISSE	19 cm
EMBRASSE DE MOLLET	16,5 cm
CUISSE STANDARD / MOLLET COURT	38,1 cm
EMBRASSE DE CUISSE	21,6 cm
EMBRASSE DE MOLLET	16,5 cm

* Non disponible pour Defiance III

POUR QUE LA FABRICATION SOIT RÉALISABLE, LES MESURES DOIVENT ÊTRE COMPRISES ENTRE LES VALEURS CI-DESSOUS :

	CIRC.CUISSE	CIRC.MOLLET
MINIMUM	31,8 cm	26 cm
MAXIMUM	97,3 cm	66,5 cm
DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE GTIN
DEFIANCE® III	SUR MESURE	-
APPAREIL DE MESURE CCMi MARK III	11-0183	0888912161022
ACCESSOIRES (VOIR PAGE 94)	CODE ARTICLE	CODE ACL
PROTECTION ANTI-CHOCS	11-1006-X-06000	-
HABILLAGE SPORT (48 cm)	11-0016-X-06000	-
HABILLAGE SPORT COURT (41 cm)	11-0103-X-06000	-
HABILLAGE DE PROTECTION LYCRA® NOIR	11-0075-X-00000	-
HABILLAGE DE PROTECTION NÉOPRÈNE NOIR	11-0122-X	-
PROTECTION POUR MOLLET	11-1367-9-06000	-
KIT AIR CONDYLE	25-1923-0-06000	-
KIT CONDYLE GEL	11-1107-0-00000	-
COUSSIN DE SANGLE SILI-GRIP	11-1415	-
ATTACHEMENT ROTULIEN TRU-PULL® XS/S	11-1525-2	3401040229906
ATTACHEMENT ROTULIEN TRU-PULL® M/L/XL	11-1525-3	3401040230155
ATTACHEMENT ROTULIEN TRU-PULL® XXL/XXXL	11-1525-4	3401040230384
KIT DE COUSSIN POUR ATROPHIE	11-0059-9-00000	-
PLOTS DE BLOCAGE EN EXTENSION	11-0398-9-00000	3401040699808
KIT-PLOTS DE FLEXION/EXTENSION (INCLUS)	25-0422-0-00000	0888912021487
REVÊTEMENT SANGLES EN SUÉDINE	NOUS CONSULTER	-
REVÊTEMENT SANGLES EN PEAU DE CHAMOIS	NOUS CONSULTER	-
EMBRASSES RENFORCÉES CARBONE	NOUS CONSULTER	-
COUVERTURE SANGLES MÉTAL	NOUS CONSULTER	-
RENFORT INTERNE DE L'ARTICULATION	NOUS CONSULTER	-

Prescrire : Defiance® III DonJoy®





















































Découvrez la vidéo de mise en place d'une attelle rigide avec système 4 points d'appui

Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension

Découvrez la vidéo sur la prise de mesure avec le CCMi Mark III

Découvrez la vidéo de mise en place de la Sangles anti-migration

ACCESSOIRES ATTELLES LIGAMENTAIRES DE GENOU

		PLAYMAKER [®] WRAP II	SE 4 POINT	ACL EVERYDAY	ARMOR	DEFIANCE [®] III
PROTECTION ANTI-CHOCS 11-1006-X-06000						
HABILLAGE SPORT (48 cm) 11-0016-X-06000						
HABILLAGE SPORT COURT (41 cm) 11-0103-X-06000						
HABILLAGE DE PROTECTION LYCRA[®] NOIR 11-0075-X-00000 - S/XL						
HABILLAGE DE PROTECTION NÉOPRÈNE NOIR 11-0122-X - XS/XXL						
PROTECTION POUR MOLLET 11-1367-9-06000						
ANTI-PINCEMENT MOLLET 11-1095-9-06000						
KIT AIR CONDYLE 25-1923-0-06000						
KIT CONDYLE GEL 11-1107-0-00000						
COUSSIN DE SANGLE SILI-GRIP 11-1415						
ATTACHEMENT ROTULIEN TRU-PULL[®] 11-1525-2 - XS/S 11-1525-3 - M/L/XL 11-1525-4 - XXL/XXXL						
KIT DE COUSSIN POUR ATROPHIE 11-0059-9-00000						
PLOTS DE BLOCAGE EN EXTENSION 11-0398-9-00000						
KIT PLOTS DE FLEXION/EXTENSION (INCLUS) 25-0422-0-00000						

GENOU


ATTELLES POST-OPÉRATOIRES



GENOU - ATTELLES
POST-OPÉRATOIRES

LE GENOU

Attelles Post-Opératoires



Une immobilisation du genou de plus ou moins longue durée est parfois nécessaire après un geste chirurgical réalisé sur le genou ou à proximité de cette articulation. Cette immobilisation poursuit plusieurs buts :

- le soulagement de la douleur, la réduction de l'inflammation post-opératoire,
- la protection des structures cicatricielles ou fragilisées par l'intervention et/ou la prévention du dérobement du genou lors de la reprise de la marche.

Grande facilité de mise en place, confort et précision de l'immobilisation sont les qualités reconnues de la gamme DonJoy®.

Ces dispositifs conviennent également très bien pour les prises en charge par un service d'urgences ou toutes immobilisations d'attente.

ARBRE DÉCISIONNEL ATTELLES DE GENOU POST-OPÉRATOIRES



● 1^{ère} intention

○ 2^{ème} intention



PERFORM'ICE GENOU
Page 98



SUPPORT EVEREST ICE II
Page 98



X-ACT ROM LITE GENOU
Page 100

ATTELLES DE GENOU POST-OPÉRATOIRES ARTICULÉES

Immobilisation d'urgence		○	
Immobilisation stricte du genou en extension		○	○
Limitation de l'amplitude selon protocole post-opératoire		●	●
Ligamentoplastie du LCA et/ou du LCP	○	○	○
Prothèse Totale du Genou (PTG)	●	○	
Cryothérapie compressive	○	○	



IMMO GENOU 3 V
Page 100



IMMO AT4 3V
Page 99



IMMO AT4
Page 99

ATTELLES DE GENOU POST-OPÉRATOIRES

Immobilisation d'urgence	○	●	○
Immobilisation stricte du genou en extension	○	○	●
Immobilisation pré ou post-opératoire	●	○	○

GENOU-ATTELLES
POST-OPÉRATOIRES



DONJOY® PERFORM' ICE GENOU



INDICATIONS :

- Intervention chirurgicale type prothèse totale ou partielle de genou et ligamentoplastie.
- Usage post-traumatique, pré ou post-opératoire, idéale pour des indications ne nécessitant pas d'immobilisation.
- Traitement par cryothérapie et compression (Protocole GREC ou RICE).

CARACTÉRISTIQUES :


- Cryothérapie & Compression : 2 packs de froid amovibles sont fournis pour une application externe localisée de cryothérapie en continu, ainsi qu'une housse gonflable avec pompe manuelle pour ajouter un effet compressif.
- Le Gel de la compresse de froid reste modelable pour s'adapter au membre affecté.
- Articulations polycentriques en aluminium, conformables aux besoins du patient.
- Les baleines latérales amovibles permettent un maintien supplémentaire et peuvent être retirées en phase de rééducation pour accompagner le mouvement naturel de l'articulation lors de l'ambulation.
- 2 sangles indépendantes permettent de régler le niveau de compression et de maintien.
- Les sangles de maintien peuvent être rallongées par des bandes adhésives supplémentaires (taille XL).
- Mise en place facile grâce à la structure enveloppante.
- Hauteur de l'attelle : 33 cm.
- Livré avec un Jersey de protection.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 2 tailles (Standard et XL), adaptable à toutes les morphologies.

TAILLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
STANDARD	33 - 60 cm	82-0015	0190446274520
XL	61 - 81 cm	82-0020	0190446266013

Prescrire : Perform' Ice Genou DonJoy®

DONJOY® SUPPORT EVEREST ICE II

NOUVEAU



INDICATIONS :

- Usage post-opératoire du genou nécessitant une immobilisation et glaçage : arthroscopie, ligamentoplastie, recentrage rotulien, ostéosynthèse, ostéotomie.
- Entorses modérées à graves des ligaments latéraux (LLI, LLE) et/ou du pivot central (LCA, LCP), lésions méniscales, chirurgie du genou, réhabilitation et reprise d'activité.
- Distension du LCA/LCP, entorses stade 2 et 3 des LLI/LLE.

CARACTÉRISTIQUES :

- Solution 3-en-1 : immobilisation, cryothérapie & compression, prévention et reprise d'activité.
- Plots de blocages simples à positionner (sans outil).
- Limitation de l'amplitude de mouvement en flexion/extension ou de blocage à 0°, 10°, 20° 30°, 60°, 90° et Full range (amplitude complète).
- Tissu novateur ajouré compressif et hautement respirant.
- Panneau poplité en Lycra® doux, pour un excellent confort.
- Nouvelles boucles de serrage pour un ajustement facilité.
- Système anti-glisse : évite l'effet garrot tout en maintenant l'attelle en place.
- 4 sangles indépendantes, pour régler le niveau de compression et de maintien.
- Manchon de genou amovible et peu volumineux contenant :
 - Un pack de froid pour une application externe localisée de cryothérapie. L'attelle est livrée avec 2 packs de froid afin de garder un pack d'avance au congélateur pour un traitement continu.
 - Une housse gonflable avec pompe manuelle permet d'ajouter un effet compressif au traitement par le froid.
- Hauteur de l'attelle : XS/S/M : 39,5 cm - L/XL/XXL : 44,5 cm.
- Livré avec un Jersey de protection.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de Pédiatrique-XS à XXL).

TAILLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE-XS	33 - 37 cm	82-0045-1	0190446723806
S	38 - 43 cm	82-0045-2	0190446723813
M	44 - 49 cm	82-0045-3	0190446723820
L	50 - 55 cm	82-0045-4	0190446723837
XL	56 - 60 cm	82-0045-5	0190446723844
XXL	60 - 64 cm	82-0045-6	0190446723851

Prescrire : Support Everest Ice II DonJoy®



▶ Découvrez les vidéos de mise en place de nos produits

DONJOY® IMMO AT4 / IMMO AT4 3V



Version monobloc



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Immo AT4 DonJoy®



Version 3 volets



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Immo AT4 3V DonJoy®

INDICATIONS :

- Immobilisation totale du genou en pré ou post-opératoire : lésions ligamentaires, rotuliennes, méniscales, chirurgie du genou (arthroscopie, ménisectomie...).
- Immobilisation d'urgence ou d'attente sur diagnostic retardé.

CARACTÉRISTIQUES :

- Attelle de genou non articulée, textile extérieur respirant et agréable au toucher pour un confort optimal (version monobloc) et en maille grattée perforée (matière ultra-respirante, perméable et aérée pour la version 3 volets) et système anti-glisse.
- Ajustement aisé grâce au système de sangles auto-agrippantes.
- Bandes de serrage réglables.
- Fermeture pratique par clips avec boucles extra plates, peu encombrantes et esthétiques, permettant une seule mise en place initiale et un accès facilité pour effectuer les soins.
- Baleines en aluminium bilatérales, malléables et amovibles, pour s'ajuster aux besoins du patient (limitation varus/valgus).
- Baleine postérieure pour une immobilisation stricte.
- Disponible avec baleines latérales 0° de flexion ou 20° de flexion (sur demande sauf hauteur 30 cm).
- NB - Sans précision de la part du prescripteur, l'attelle sera livrée avec des baleines 0° de flexion.
- Modèle bilatéral.

Version monobloc : mise en place simple et rapide.

- Structure légère (≤ 550 g) avec textile ajouré.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique à XL) et 4 hauteurs : 30 cm pour le modèle pédiatrique, 40, 50 et 60 cm.

Version 3 volets : s'adapte aisément aux morphologies atypiques.

- Structure légère (≤ 600 g).
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique à XL) et 5 hauteurs : 30 cm pour le modèle pédiatrique, 40, 50, 60 et 65 cm.

VERSION MONOBLOC

TAILLE	LISÉRÉ BAS DE L'ATTELLE	HAUTEUR ATTELLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE	JAUNE	30 cm	30 - 36 cm	82-430-01	0190446260776
S	ROSE	40 cm	37 - 45 cm	82-440-01	0190446260783
M	BORDEAUX	40 cm	46 - 51 cm	82-440-02	0190446260790
L	VERT	40 cm	52 - 57 cm	82-440-03	0190446260806
XL	BLANC	40 cm	58 - 63 cm	82-440-04	0190446260813
S	ROSE	50 cm	37 - 45 cm	82-450-01	0190446260868
M	BORDEAUX	50 cm	46 - 51 cm	82-450-02	0190446260875
L	VERT	50 cm	52 - 57 cm	82-450-03	0190446260882
XL	BLANC	50 cm	58 - 63 cm	82-450-04	0190446260899
S	ROSE	60 cm	37 - 45 cm	82-460-01	0190446260943
M	BORDEAUX	60 cm	46 - 51 cm	82-460-02	0190446260950
L	VERT	60 cm	52 - 57 cm	82-460-03	0190446260967
XL	BLANC	60 cm	58 - 63 cm	82-460-04	0190446260974
ACCESSOIRES		HAUTEUR ATTELLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN	
BALEINES LATÉRALES 20° DE FLEXION		40 cm	82-201	0190446272755	
BALEINES LATÉRALES 20° DE FLEXION		50 cm	82-202	0190446272762	
BALEINES LATÉRALES 20° DE FLEXION		60 cm	82-203	0190446272779	

Prescrire : Immo AT4 DonJoy®

VERSION 3 VOILETS

TAILLE	LISÉRÉ BAS DE L'ATTELLE	HAUTEUR ATTELLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE	JAUNE	30 cm	82-43-30	0190446261025
S	ROSE	40 cm	82-43-01	0190446261032
M	BORDEAUX	50 cm	82-43-02	0190446261049
L	VERT	60 cm	82-43-03	0190446261056
XL	BLANC	65 cm	82-43-04	0190446261063
ACCESSOIRES		HAUTEUR ATTELLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
BALEINES LATÉRALES 20° DE FLEXION		40 cm	82-201	0190446272755
BALEINES LATÉRALES 20° DE FLEXION		50 cm	82-202	0190446272762
BALEINES LATÉRALES 20° DE FLEXION		60 cm	82-203	0190446272779
BALEINES LATÉRALES 20° DE FLEXION		65 cm	82-204	0190446272786

Prescrire : Immo AT4 3V DonJoy®

DONJOY[®] IMMO GENOU 3V



INDICATIONS :

- Toutes pathologies ou traumatismes requérant une immobilisation en extension (ou proche de l'extension).
- Immobilisation post-opératoire après chirurgie ligamentaire.
- Immobilisation après toute chirurgie du genou (prévention du flexum).

CARACTÉRISTIQUES :

- Constitué de 3 volets textiles permettant l'adaptation à la morphologie du patient.
- Attelle de genou non articulée.
- Circonférence de la cuisse ajustable grâce aux 3 volets.
- Disponible avec baleines latérales 0° de flexion.
- Fermeture rapide, pratique et classique par bande auto-agrippante.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (de S à XL).

TAILLE	PASTILLE	HAUTEUR ATTELLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
S	JAUNE	40 cm	82-96105	3401041367713
M	BLEU	50 cm	82-96106	3401041367881
L	VERT	60 cm	82-96107	3401041367942
XL	GRIS	65 cm	82-96108	3401041368024

Prescrire : *Immo Genou 3V DonJoy[®]*

DONJOY[®] X-ACT ROM LITE



INDICATIONS :

- Protection de la reconstruction chirurgicale et/ou des structures fragilisées par l'acte opératoire en autorisant la mobilité articulaire dans une plage d'amplitude déterminée.
- Chirurgie ligamentaire (LCA et LCP).
- Réparation méniscale.
- Désinsertion haute des ischios jambiers.

CARACTÉRISTIQUES :

- Articulations en aluminium, légères, durables et au design épuré qui offrent une protection haute précision.
- Limitation de l'amplitude de mouvement par incréments de 10° (extension de 90° à -10°, flexion de -10° à 120°, blocage rapide en flexion à 0°, 15° et 30°).
- Possibilité de blocage total de -10° à 100°, par incréments de 10° en 10°.
- Réglage télescopique de 46 cm à 65 cm pour s'adapter à la plupart des patients.
- Système simple de sangles ajustables, découpables pour s'adapter parfaitement au patient.
- Les manchons coulissants sont individuellement repositionnables afin d'éviter de placer les sangles sur des sites sensibles (pansements chirurgicaux, par exemple).
- Les coussinets en mousse auto-adhésive : points de contact auto-adhérents et anti-glisse.
- Livré avec un kit de verrouillage.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Taille Universelle adaptable à la morphologie du patient.

TAILLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
UNIVERSELLE	< 75 cm	11-2161-9	0888912171090
ACCESSOIRE INCLUS		CODE ARTICLE	CODE ACL
KIT DE VERROUILLAGE		TAILLE UNIQUE	25-6755
			3401053650315

Prescrire : *X-Act Rom Lite DonJoy[®]*

AIRCAST

chattanooga

DONJOY

Dr.Comfort



GENOU


ATTELLES DE GONARTHROSE



GENOU
GONARTHROSE

LE GENOU

Attelles de décharge / Gonarthrose



L'arthrose du genou est l'érosion dégénérative des cartilages articulaires.

Cette usure cartilagineuse peut concerner les 3 compartiments de l'articulation : fémoro-patellaire, fémoro tibial interne et externe ou ne toucher qu'un seul ou deux d'entre eux.

Outre la surcharge pondérale, des prédispositions génétiques, des antécédents traumatiques qui sont reconnus comme des facteurs favorisant la gonarthrose, une déviation, même modérée, de l'axe d'un membre inférieur augmentent considérablement le risque d'usure du cartilage.

En effet, le genu varum accroît les pressions sur le compartiment interne du genou alors qu'un genu valgum augmente les contraintes sur le compartiment externe. Le compartiment du genou ainsi exposé à des forces de pressions excessives génère des douleurs et présente un risque élevé d'arthrose.

Les orthèses de décharge viseront au réalignement articulaire et à la décompression des compartiments concernés.

ARBRE DÉCISIONNEL ATTELLES DE GONARTHROSE



● 1^{ère} intention

○ 2^{ème} intention



OA REACTION
Page 104



CLIMA-FLEX™ OA
Page 105



OA FULLFORCE
Page 106

ATTELLES DE GONARTHOSE

Lésion méniscale - Mise en décharge du ménisque lésé

Gonarthrose unicompartimentale légère

Gonarthrose unicompartimentale modérée

Gonarthrose fémoro-patellaire



OA NANO™
Page 107



OA DEFIANCE
Page 108

ATTELLES DE GONARTHOSE

Gonarthrose unicompartimentale légère

Gonarthrose unicompartimentale modérée

Gonarthrose unicompartimentale sévère



OA DEFIANCE® DONJOY®



OA REACTION DONJOY®



SÉVÈRE

GONARTHOSE

Nos solutions pour
chaque degré
de gravité

LÉGÈRE

OA NANO™ DONJOY®



CLIMA-FLEX™ OA DONJOY®




MODÉRÉE

OA FULLFORCE DONJOY®



GENOU
GONARTHOSE

DONJOY® OA REACTION



PROTECTION CONDYLE

Silicone doux assurant la protection et le confort au niveau des condyles.



Côté opposé au compartiment arthrosique

INDICATIONS :

- Gonarthrose fémoro-patellaire légère.
- Gonarthrose unicompartmentale fémoro-tibiale légère.

CARACTÉRISTIQUES :

- Les composants extensibles s'allongent avec les mouvements de l'articulation, absorbent les chocs et diffusent les impacts au-delà de la zone douloureuse.
- Les membranes extensibles apportent un contact proprioceptif sur toute l'amplitude de mouvement.
- Le design et les membranes entrecroisées assurent une stabilisation dynamique et complète de la rotule.
- La structure ouverte épouse parfaitement la forme de la rotule.
- Idéale pour un port avant, durant et après une activité.
- Attelle ajourée et discrète pour un soutien en continu.
- Mise en décharge des compartiments médiaux ou latéraux avec protection des condyles.
- Les articulations flexibles procurent un soutien additionnel pour le genou en position neutre.
- Facilité d'enfillement, finesse.
- Livré avec un habillage de rechange.
- Poids : 290 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).


TAILLE	COMPARTIMENT ATTEINT	CODE ARTICLE	CODE GTIN
VERSION DROITE MÉDIAL / GAUCHE LATÉRAL			
DROITE - XS	INTERNE - MÉDIAL	82-7426-1	0888912151115
GAUCHE - XS	EXTERNE - LATÉRAL		
DROITE - S	INTERNE - MÉDIAL	82-7426-2	0888912151122
GAUCHE - S	EXTERNE - LATÉRAL		
DROITE - M	INTERNE - MÉDIAL	82-7426-3	0888912151139
GAUCHE - M	EXTERNE - LATÉRAL		
DROITE - L	INTERNE - MÉDIAL	82-7426-4	0888912151146
GAUCHE - L	EXTERNE - LATÉRAL		
DROITE - XL	INTERNE - MÉDIAL	82-7426-5	0888912151153
GAUCHE - XL	EXTERNE - LATÉRAL		
DROITE - XXL	INTERNE - MÉDIAL	82-7426-6	0888912151160
GAUCHE - XXL	EXTERNE - LATÉRAL		
DROITE - XXXL	INTERNE - MÉDIAL	82-7426-7	0888912151177
GAUCHE - XXXL	EXTERNE - LATÉRAL		
VERSION GAUCHE MÉDIAL / DROITE LATÉRAL			
DROITE - XS	EXTERNE - LATÉRAL	82-7427-1	0888912151184
GAUCHE - XS	INTERNE - MÉDIAL		
DROITE - S	EXTERNE - LATÉRAL	82-7427-2	0888912151191
GAUCHE - S	INTERNE - MÉDIAL		
DROITE - M	EXTERNE - LATÉRAL	82-7427-3	0888912151207
GAUCHE - M	INTERNE - MÉDIAL		
DROITE - L	EXTERNE - LATÉRAL	82-7427-4	0888912151214
GAUCHE - L	INTERNE - MÉDIAL		
DROITE - XL	EXTERNE - LATÉRAL	82-7427-5	0888912151221
GAUCHE - XL	INTERNE - MÉDIAL		
DROITE - XXL	EXTERNE - LATÉRAL	82-7427-6	0888912151238
GAUCHE - XXL	INTERNE - MÉDIAL		
DROITE - XXXL	EXTERNE - LATÉRAL	82-7427-7	0888912151245
GAUCHE - XXXL	INTERNE - MÉDIAL		

Prescrire : OA Reaction DonJoy® + le compartiment atteint

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau sur le rabat : x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL

TRAMES EXTENSIBLES

Absorbent les chocs et diffusent les impacts au-delà de la zone douloureuse.



ABSORPTION DES CHOCS

Offre une compression au niveau des tendons du quadriceps et de la rotule pour atténuer la douleur

STABILISATION PATELLAIRE

Stabilisation dynamique et complète de la rotule grâce au design en « croisillons »

DONJOY® CLIMA-FLEX™ OA



INDICATIONS :

- Gonarthrose unicompartmentale légère.
- Lésion méniscale - mise en décharge du ménisque lésé.
- Idéale pour des activités légères telles que la marche, le golf ou la randonnée.

CARACTÉRISTIQUES :

- Le niveau de compression est facilement réglable par le patient en fonction de ses besoins et du confort ressenti.
- Le tissu C-6 Technology DonJoy® - respirant, antimicrobien et doux au toucher, évacue l'humidité et permet le contrôle de la température.
- Ajustement possible : chaque cran est égal à 1/4 de degré (4 crans : 1°). Il y a 12 crans au total (soit 3°).
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10° et 20°.
- Limitation d'amplitude de la flexion à 75° et 90°.
- Il n'est pas recommandé de dépasser un écart de plus de 2 chiffres sur le réglage de la poussée.
- Livrée avec une correction à 3°.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).



Nouveau système intégré, avec double molette de réglage, pour ajuster rapidement et simplement la décharge du compartiment affecté.



Les passe-droits E-Z Grip et la structure enveloppante permettent une mise en place simple, intuitive et rapide de l'attelle. Le niveau de compression est facilement ajustable selon les besoins et le confort du patient.

TAILLE	COMPARTIMENT ATTEINT	CODE ARTICLE	CODE GTIN
VERSION DROITE MÉDIAL / GAUCHE LATÉRAL			
DROITE - XS	INTERNE - MÉDIAL		
GAUCHE - XS	EXTERNE - LATÉRAL	11-8810-1	0190446145691
DROITE - S	INTERNE - MÉDIAL		
GAUCHE - S	EXTERNE - LATÉRAL	11-8810-2	0190446145707
DROITE - M	INTERNE - MÉDIAL		
GAUCHE - M	EXTERNE - LATÉRAL	11-8810-3	0190446145714
DROITE - L	INTERNE - MÉDIAL		
GAUCHE - L	EXTERNE - LATÉRAL	11-8810-4	0190446145721
DROITE - XL	INTERNE - MÉDIAL		
GAUCHE - XL	EXTERNE - LATÉRAL	11-8810-5	0190446145738
DROITE - XXL	INTERNE - MÉDIAL		
GAUCHE - XXL	EXTERNE - LATÉRAL	11-8810-6	0190446145745
DROITE - XXXL	INTERNE - MÉDIAL		
GAUCHE - XXXL	EXTERNE - LATÉRAL	11-8810-7	0190446145752
VERSION GAUCHE MÉDIAL / DROITE LATÉRAL			
DROITE - XS	EXTERNE - LATÉRAL		
GAUCHE - XS	INTERNE - MÉDIAL	11-8811-1	0190446145769
DROITE - S	EXTERNE - LATÉRAL		
GAUCHE - S	INTERNE - MÉDIAL	11-8811-2	0190446145776
DROITE - M	EXTERNE - LATÉRAL		
GAUCHE - M	INTERNE - MÉDIAL	11-8811-3	0190446145783
DROITE - L	EXTERNE - LATÉRAL		
GAUCHE - L	INTERNE - MÉDIAL	11-8811-4	0190446145790
DROITE - XL	EXTERNE - LATÉRAL		
GAUCHE - XL	INTERNE - MÉDIAL	11-8811-5	0190446145806
DROITE - XXL	EXTERNE - LATÉRAL		
GAUCHE - XXL	INTERNE - MÉDIAL	11-8811-6	0190446145813
DROITE - XXXL	EXTERNE - LATÉRAL		
GAUCHE - XXXL	INTERNE - MÉDIAL	11-8811-7	0190446145820

Prescrire : **Clima-Flex® OA DonJoy® + le compartiment atteint**

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau sur le rabat : x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL



Découvrez la vidéo de mise en place de la Clima-Flex® OA DonJoy®



Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension

DONJOY® OA FULLFORCE




INDICATIONS :

- Arthrose unicompartmentale légère à modérée.
- Instabilité ligamentaire avec atteinte méniscale.
- Idéale pour les patients qui souhaitent maintenir un mode de vie actif.

CARACTÉRISTIQUES :

- Le design « 3 Points de décharge » de l'armature permet de redistribuer la pression hors du compartiment affecté vers le compartiment sain.
- L'articulation réglable (située du côté opposé au compartiment affecté) permet d'ajuster le degré de décharge.
- Ajustement de la correction varus/valgus en 2 actions :
 - 4 degrés de correction intégrés dans l'armature de l'attelle.
 - 3 degrés de correction supplémentaires que le patient peut ajuster lui-même selon ses besoins.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40°.
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°.
- Les effets combinés de l'armature et de l'articulation réglable permettent de soulager la douleur.
- L'armature en aluminium est légère et malléable afin d'épouser au mieux la morphologie du patient au niveau des embrasses de cuisse et de mollet.
- L'OA FullForce intègre le système « 4 Points d'appui » cliniquement prouvé* de DonJoy®.
- Coussin condylien avec « micro-sphères » pour un confort accru.
- Facilité de mise en place et design profilé grâce aux boucles pivotantes intégrées dans l'armature.
- Hauteur de l'attelle : 35 cm.
- Livré avec un sachet de plot de flexion et extension (25-2332-0-00000) et sangle anti-migration.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

*1. Fleming BC, Renstrom PA, Beynonn BD, Rengstrom PA, Peura GD. The influence of functional knee bracing on the anterior cruciate ligament strain biomechanics in weight bearing and non-weight bearing knees. Am J Sports Med. 2000;28:815-824.



Réglage charge / décharge



3 points de décharge

TAILLE	COMPARTIMENT ATTEINT	CODE ARTICLE	CODE GTIN
DROITE - XS	INTERNE - MÉDIAL	11-1578-1	0888912017831
DROITE - S	INTERNE - MÉDIAL	11-1578-2	0888912017848
DROITE - M	INTERNE - MÉDIAL	11-1578-3	0888912007085
DROITE - L	INTERNE - MÉDIAL	11-1578-4	0888912007092
DROITE - XL	INTERNE - MÉDIAL	11-1578-5	0888912007108
DROITE - XXL	INTERNE - MÉDIAL	11-1578-6	0888912007115
DROITE - XXXL	INTERNE - MÉDIAL	11-1578-7	0888912159098
<hr/>			
DROITE - XS	EXTERNE - LATÉRAL	11-1580-1	0888912159241
DROITE - S	EXTERNE - LATÉRAL	11-1580-2	0888912017879
DROITE - M	EXTERNE - LATÉRAL	11-1580-3	0888912007153
DROITE - L	EXTERNE - LATÉRAL	11-1580-4	0888912017886
DROITE - XL	EXTERNE - LATÉRAL	11-1580-5	0888912017893
DROITE - XXL	EXTERNE - LATÉRAL	11-1580-6	0888912152013
DROITE - XXXL	EXTERNE - LATÉRAL	11-1580-7	0888912159234
<hr/>			
GAUCHE - XS	INTERNE - MÉDIAL	11-1579-1	0888912152020
GAUCHE - S	INTERNE - MÉDIAL	11-1579-2	0888912017855
GAUCHE - M	INTERNE - MÉDIAL	11-1579-3	0888912007122
GAUCHE - L	INTERNE - MÉDIAL	11-1579-4	0888912007139
GAUCHE - XL	INTERNE - MÉDIAL	11-1579-5	0888912007146
GAUCHE - XXL	INTERNE - MÉDIAL	11-1579-6	0888912017862
GAUCHE - XXXL	INTERNE - MÉDIAL	11-1579-7	0888912159258
<hr/>			
GAUCHE - XS	EXTERNE - LATÉRAL	11-1581-1	0888912156738
GAUCHE - S	EXTERNE - LATÉRAL	11-1581-2	0888912017909
GAUCHE - M	EXTERNE - LATÉRAL	11-1581-3	0888912007160
GAUCHE - L	EXTERNE - LATÉRAL	11-1581-4	0888912017916
GAUCHE - XL	EXTERNE - LATÉRAL	11-1581-5	0888912017923
GAUCHE - XXL	EXTERNE - LATÉRAL	11-1581-6	0888912017930
GAUCHE - XXXL	EXTERNE - LATÉRAL	11-1581-7	0888912156417

Prescrire : OA FullForce DonJoy® + le compartiment atteint

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau sur le rabat : x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL




 Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension


 Découvrez la vidéo de mise en place d'une attelle OA FullForce DonJoy®

DONJOY® OA NANO™



INDICATIONS :

Diminution des contraintes articulaires sur le compartiment arthrosique :

- Arthrose unicompartmentale modérée ou sévère.
- Idéale pour les patients qui souhaitent maintenir un mode de vie actif.


CARACTÉRISTIQUES :

- Le design exclusif « 3 points de décharge » de DonJoy® augmente la stabilité de l'attelle quelle que soit l'activité pratiquée et apporte une protection supplémentaire pour les ligaments. Ce système permet de redistribuer la pression hors du compartiment affecté vers le compartiment sain.
- L'OA Nano™ intègre le système « 4 points d'appui » de DonJoy®, cliniquement prouvé*.
- Ajustement de la correction possible jusqu'à 7°.
- La flexibilité de l'armature en magnésium permet un ajustement anatomique optimal des embrasses de cuisse et de mollet.
- De plus, les propriétés exceptionnelles du magnésium font de l'OA Nano™ une attelle poids plume (402 g).
- L'utilisation du Nano MAG™, matériau innovant et ultra léger utilisé pour la première fois en milieu médical, permet d'ajuster la charge/décharge du compartiment affecté de manière efficace.
- Déconseillée pour les sports extrêmes et les personnes corpulentes.
- Hauteur de l'attelle : 38 cm.
- Livrée en position neutre.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

*Matthew Nadaud, Richard Komistek et AL., 2006 (J Bone Joint Surg AM, 87:114-119, 2005).

SYSTÈME « 3 POINTS DE DÉCHARGE »

Permet de redistribuer la pression hors du compartiment atteint vers le compartiment sain.



Découvrez la vidéo de mise en place de l'OA Nano® DonJoy®

TAILLE	COMPARTIMENT ATTEINT	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - XS	INTERNE - MÉDIAL	11-1214-1	3401053650605
DROITE - S	INTERNE - MÉDIAL	11-1214-2	3401053650773
DROITE - M	INTERNE - MÉDIAL	11-1214-3	3401053650834
DROITE - L	INTERNE - MÉDIAL	11-1214-4	3401053651084
DROITE - XL	INTERNE - MÉDIAL	11-1214-5	3401053651145
DROITE - XXL	INTERNE - MÉDIAL	11-1214-6	3401053651206
DROITE - XXXL	INTERNE - MÉDIAL	11-1214-7	3401053651374
<hr/>			
GAUCHE - XS	INTERNE - MÉDIAL	11-1215-1	3401053651435
GAUCHE - S	INTERNE - MÉDIAL	11-1215-2	3401053651664
GAUCHE - M	INTERNE - MÉDIAL	11-1215-3	3401053651725
GAUCHE - L	INTERNE - MÉDIAL	11-1215-4	3401053651893
GAUCHE - XL	INTERNE - MÉDIAL	11-1215-5	3401053651954
GAUCHE - XXL	INTERNE - MÉDIAL	11-1215-6	3401053652036
GAUCHE - XXXL	INTERNE - MÉDIAL	11-1215-7	3401053652265
<hr/>			
DROITE - XS	EXTERNE - LATÉRAL	11-1216-1	3401053652326
DROITE - S	EXTERNE - LATÉRAL	11-1216-2	3401053652494
DROITE - M	EXTERNE - LATÉRAL	11-1216-3	3401053652555
DROITE - L	EXTERNE - LATÉRAL	11-1216-4	3401053652616
DROITE - XL	EXTERNE - LATÉRAL	11-1216-5	3401053652784
DROITE - XXL	EXTERNE - LATÉRAL	11-1216-6	3401053652845
DROITE - XXXL	EXTERNE - LATÉRAL	11-1216-7	3401053652906
<hr/>			
GAUCHE - XS	EXTERNE - LATÉRAL	11-1217-1	3401053653095
GAUCHE - S	EXTERNE - LATÉRAL	11-1217-2	3401053653156
GAUCHE - M	EXTERNE - LATÉRAL	11-1217-3	3401053653217
GAUCHE - L	EXTERNE - LATÉRAL	11-1217-4	3401053653385
GAUCHE - XL	EXTERNE - LATÉRAL	11-1217-5	3401053653446
GAUCHE - XXL	EXTERNE - LATÉRAL	11-1217-6	3401053653507
GAUCHE - XXXL	EXTERNE - LATÉRAL	11-1217-7	3401053653675

Prescrire : OA Nano® DonJoy® + le compartiment atteint

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau sur le rabat : x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL

DONJOY[®] OA DEFIANCE[®]




INDICATIONS :

Diminution des contraintes articulaires sur le compartiment arthrosique avec ou sans instabilité ligamentaire associée :


- Arthrose unicompartimentale légère à sévère.
- Pour les patients actifs soucieux de prévenir l'aggravation de leur pathologie arthrosique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Idéal lors de l'activité physique.
- Ajustement de 1° à 7° (3° moyen) que le patient peut doser lui-même selon ses besoins (modèle réglable).
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° et 40° (préréglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° et 90°.
- Configuration des sangles disponible en LCA, LCP ou IC.
- Prise de mesure aisée avec l'appareil de mesure CCMi Mark III DonJoy[®] ou un fichier AOP.
- Système breveté 4 points d'appui pour contrôler les instabilités ligamentaires.
- Système « 3 points de décharge » : permet de redistribuer la pression hors du compartiment atteint vers le compartiment sain.
- Coussin condylien en gel en option pour un parfait confort et une meilleure observance.
- Large choix de coloris.
- Attelle légère (650 g environ), peu encombrante, fabriquée en matériau composite, adaptée au varus/valgus de chaque patient.
- Livré avec un kit plots de flexion/extension et un kit de coussinet condylien.
- Fabrication sur mesure.



Réglage charge / décharge



3 points de décharge

	HAUTEUR DE L'ATTELLE
STANDARD	40,6 cm
EMBRASSE DE CUISSE	21,6 cm
EMBRASSE DE MOLLET	19 cm
COURTE	35,5 cm*
EMBRASSE DE CUISSE	19 cm
EMBRASSE DE MOLLET	16,5 cm
CUISSE STANDARD / MOLLET COURT	38,1 cm
EMBRASSE DE CUISSE	21,6 cm
EMBRASSE DE MOLLET	16,5 cm

* Non disponible pour Defiance III

POUR QUE LA FABRICATION SOIT RÉALISABLE, LES MESURES DOIVENT ÊTRE COMPRIS ENTRE LES VALEURS CI-DESSOUS :

	CIRC.CUISSE	CIRC.MOLLET
MINIMUM	31,8 cm	26 cm
MAXIMUM	97,3 cm	66,5 cm

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE GTIN
OA DEFIANCE [®] POUSSÉE FIXE	SUR-MESURE	-
OA DEFIANCE [®] POUSSÉE RÉGLABLE (AJUSTABLE)	SUR-MESURE	-
APPAREIL DE MESURE CCMi MARK III	11-0183	0888912161022

ACCESSOIRES	CODE ARTICLE	CODE ACL/GTIN
PROTECTION ANTI-CHOCS	11-1006-X-06000	-
HABILLAGE SPORT (48 cm)	11-0016-X-06000	-
HABILLAGE SPORT COURT (41 cm)	11-0103-X-06000	-
HABILLAGE DE PROTECTION LYCRA [®] NOIR	11-0075-X-00000	-
HABILLAGE DE PROTECTION NÉOPRÈNE NOIR	11-0122-X	-
PROTECTION POUR MOLLET	11-1367-9-06000	-
KIT AIR CONDYLE	25-1923-0-06000	-
KIT CONDYLE GEL	11-1107-0-00000	-
COUSSIN DE SANGLE SILI-GRIP	11-1415	-
ATTACHEMENT ROTULIEN TRU-PULL [®] XS/S	11-1525-2	3401040229906
ATTACHEMENT ROTULIEN TRU-PULL [®] M/L/XL	11-1525-3	3401040230155
ATTACHEMENT ROTULIEN TRU-PULL [®] XXL/XXXL	11-1525-4	3401040230384
KIT DE COUSSIN POUR ATROPHIE	11-0059-9-00000	-
PLOTS DE BLOCAGE EN EXTENSION	11-0398-9-00000	3401040699808
KIT-PLOTS DE FLEXION/EXTENSION (INCLUS)	25-0422-0-00000	0888912021487
REVÊTEMENT SANGLES EN SUÉDINE	NOUS CONSULTER	-
REVÊTEMENT SANGLES EN PEAU DE CHAMOIS	NOUS CONSULTER	-
EMBRASSES RENFORCÉES CARBONE	NOUS CONSULTER	-
COUVERTURE SANGLES MÉTAL	NOUS CONSULTER	-
RENFORT INTERNE DE L'ARTICULATION	NOUS CONSULTER	-

Prescrire : OA Defiance[®] DonJoy[®] + le compartiment atteint

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau du rabat : x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL



Découvrez la vidéo sur la prise de mesure avec le CCMi Mark III



Découvrez la vidéo de mise en place d'une attelle rigide avec système 4 points d'appui



Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension


POIGNET | MAIN | DOIGTS

ATTELLES DE POIGNET-MAIN
ATTELLE DE POIGNET ÉLASTIQUE
ATTELLES DE POIGNET-POUCE
ATTELLES DE DOIGTS
ATTELLES DE POUCE



POIGNET-MAIN-DOIGTS

Attelles Poignet-Main-Doigts




La main est un formidable outil de préhension qui nous permet de saisir et de manipuler des objets de toutes formes. Le pouce, qui a la faculté de s'opposer aux quatre autres doigts, joue un rôle déterminant pour former une pince capable de réaliser des prises de force (frapper avec un marteau) ou de finesse (saisir une aiguille).

La main est aussi l'organe privilégié du toucher qui nous permet d'être en relation avec notre environnement mais aussi de communiquer avec les autres.

Les blessures et pathologies de la main et du poignet sont d'autant plus invalidantes qu'elles concernent la main dominante.

Les attelles de Poignet, Main et Pouce ont pour objectif de conserver une fonction aussi bonne que possible tout en protégeant les structures endommagées et/ou douloureuses.

ARBRE DÉCISIONNEL ATTELLES DE POIGNET



● 1^{ère} intention ○ 2^{ème} intention



DONJOY COMFORTFORM™
Page 112



DONJOY DUOFORM™
Page 113



DONJOY RESPIFORM™
Page 112



DONJOY CARPAFORM™
Page 114



DONJOY MANULAX™
Page 113

NOUVEAU

ATELLES DE POIGNET-MAIN

Entorse et traumatisme du poignet	○	●	●		○
Immobilisation pré ou post-opératoire	●	○	○		
Arthrose du poignet		○	○		●
Syndrome du canal carpien				●	
Tendinopathie et ténosynovite				○	○
Prévention et reprise d'activités					○



DONJOY COMFORTFORM™+
Page 114



DONJOY DUOFORM™+
Page 115



DONJOY RESPIFORM™+
Page 115

ATELLES DE POIGNET-POUCE

Entorse et traumatisme du poignet et du pouce	○	●	●
Immobilisation pré ou post-opératoire	●	○	○
Tendinopathie et ténosynovite (type De Quervain)		○	○
Rhizarthrose			○



DONJOY ERGOFORM™
Page 116



DONJOY RHIZOFORM™
Page 116

ATELLES DE POUCE

Entorse et luxation du pouce	●
Rhizarthrose	○



DONJOY DIGIFORM™
Page 117



DONJOY DIGIFORM™+
Page 117



DONJOY POLYFORM™
Page 118

NOUVEAU

ATELLES DE POIGNET-MAIN-DOIGTS

Entorse et luxation de doigts	●	●	
Fracture de phalanges	○	○	
Epicondylite		○	
Immobilisation pré ou post-opératoire	○	○	○
Polyarthrite rhumatoïde			●

DONJOY® DONJOY COMFORTFORM™



INDICATIONS :

- Immobilisation pré ou post-opératoire.
- Entorse et traumatisme du poignet.


CARACTÉRISTIQUES :

- Conçue en Lycra® (matériau léger, résistant) pour le confort du patient et la respiration de la peau.
- Attelle en forme de gant avec brides de fermeture ajustables d'une seule main.
- L'éclisse palmaire en aluminium permet de s'adapter à l'anatomie du patient.
- Facilité de mise en place à une seule main.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - XS	11,5 - 14 cm	81-97882	3401079292070
DROITE - S	14 - 16,5 cm	81-97883	3401079292131
DROITE - M	16,5 - 19 cm	81-97885	3401079292360
DROITE - L	19 - 21,6 cm	81-97887	3401079292421
DROITE - XL	21,6 - 24 cm	81-97888	3401079292599
GAUCHE - XS	11,5 - 14 cm	81-97892	3401079292650
GAUCHE - S	14 - 16,5 cm	81-97893	3401079292711
GAUCHE - M	16,5 - 19 cm	81-97895	3401079292889
GAUCHE - L	19 - 21,6 cm	81-97897	3401079292940
GAUCHE - XL	21,6 - 24 cm	81-97898	3401079293022

Prescrire : DonJoy ComfortForm®

DONJOY® DONJOY RESPIFORM™



INDICATIONS :

- Entorse et traumatisme du poignet.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.
- Arthrose du poignet.

CARACTÉRISTIQUES :

- Design anatomique ajusté.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et boucles au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur chaque sangle.
- Éclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour contrôler la flexion.
- 2 éclisses dorsales :
 - 1 semi-rigide côté pouce en aluminium.
 - 1 type spirale côté styloïde en acier ressort.
- Tissu Ozone™* pour un meilleur confort et une bonne respirabilité.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Tissu de recouvrement soudé.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 104 g.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).



*Tissu Ozone™ : confort et respirabilité
Fabricant : Antonio Morón de Blas, S.L.

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
DROITE - PÉDIATRIQUE-XS	11 - 14 cm	82-96160	0190446297987
DROITE - S	14 - 16 cm	82-96162	0190446295563
DROITE - M	16 - 19 cm	82-96163	0190446297994
DROITE - L	19 - 21 cm	82-96164	0190446298007
DROITE - XL	21 - 24 cm	82-96165	0190446298014
GAUCHE - PÉDIATRIQUE-XS	11 - 14 cm	82-96150	0190446297949
GAUCHE - S	14 - 16 cm	82-96152	0190446295525
GAUCHE - M	16 - 19 cm	82-96153	0190446297956
GAUCHE - L	19 - 21 cm	82-96154	0190446297963
GAUCHE - XL	21 - 24 cm	82-96155	0190446297970

Prescrire : DonJoy RespiForm®



DONJOY® DONJOY DUOFORM™



INDICATIONS :

- Entorse et traumatisme du poignet.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.
- Arthrose du poignet.

CARACTÉRISTIQUES :

- Large amplitude d'ouverture (pansement).
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et boucles au poignet, assurant une immobilisation optimale.
- Éclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour contrôler la flexion.
- Éclisse dorsale en aluminium repositionnable pour un meilleur confort et contrôle de l'amplitude de mouvement.
- Tissu principal 3D pour un meilleur confort.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Tissu de recouvrement soudé.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 104 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE-XS	11 - 14 cm	82-96130	0190446291558
S	14 - 16 cm	82-96132	0190446291565
M	16 - 19 cm	82-96133	0190446291572
L	19 - 21 cm	82-96134	0190446291589
XL	21 - 24 cm	82-96135	0190446291596

Prescrire : DonJoy DuoForm™



DONJOY® DONJOY MANULAX™



INDICATIONS :

- Tendinopathie et ténosynovite du poignet.
- Arthrose légère du poignet.
- Entorse légère du poignet.
- Proprioception et prévention des blessures lors d'activités sportives.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage anatomique 3D souple de haute qualité.
- Compression graduelle avec zones de décompression.
- Élasticité multidirectionnelle.
- Maillage textile élastique.
- Baleine palmaire en aluminium amovible pouvant être enlevée après la phase aiguë.
- Sangle élastique de renfort amovible et intuitive avec velours d'accroche permettant de renforcer le maintien, la stabilisation et le confort tout en protégeant la partie tricotée.
- Insert en mousse SBR qui permet de réduire la pression sur les reliefs anatomiques et la styloïde.
- Contexture ultra douce et tissu respirant.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 6 tailles (T1 à T6).



Tricotage anatomique 3D
Compression graduelle avec zone de décompression
Maillage textile respirant, élastique et doux
Insert styloïdien
Baleine palmaire amovible et conformable
Zone de confort avec maillage relâché
Sangle élastique de renfort amovible et ajustable

TAILLE	CIRC. POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
T1 DROITE	13 - 14,5 cm	82-0718-1	0190446664949
T2 DROITE	14,5 - 16 cm	82-0718-2	0190446664956
T3 DROITE	16 - 17,5 cm	82-0718-3	0190446664963
T4 DROITE	17,5 - 19 cm	82-0718-4	0190446664970
T5 DROITE	19 - 20,5 cm	82-0718-5	0190446664987
T6 DROITE	20,5 - 22 cm	82-0718-6	0190446704720
T1 GAUCHE	13 - 14,5 cm	82-0719-1	0190446665038
T2 GAUCHE	14,5 - 16 cm	82-0719-2	0190446665021
T3 GAUCHE	16 - 17,5 cm	82-0719-3	0190446665014
T4 GAUCHE	17,5 - 19 cm	82-0719-4	0190446665007
T5 GAUCHE	19 - 20,5 cm	82-0719-5	0190446664994
T6 GAUCHE	20,5 - 22 cm	82-0719-6	0190446704836

Prescrire : DonJoy ManuLax™



DONJOY[®] DONJOY CARPAFORM[™]



INDICATIONS :

- Syndrôme du canal carpien.
- Ténosynovite, tendinopathie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure « exosquelette ».
- Évidement de décompression au niveau du canal carpien permettant un soulagement.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur chaque sangle.
- Position neutre (port nocturne).
- Attelle totalement conformable.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 92 g.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 3 tailles (de S à L).

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
DROITE - S	13 - 16,5 cm	82-96232	0190446296010
DROITE - M	16,5 - 19,5 cm	82-96233	0190446296027
DROITE - L	19,5 - 25 cm	82-96234	0190446296034
GAUCHE - S	13 - 16,5 cm	82-96222	0190446295983
GAUCHE - M	16,5 - 19,5 cm	82-96223	0190446295990
GAUCHE - L	19,5 - 25 cm	82-96224	0190446296003

Prescrire : DonJoy CarpaForm[™]



Découvrez la vidéo
de mise en place de
la DonJoy CarpaForm[™]

DONJOY[®] DONJOY COMFORTFORM[™]+



INDICATIONS :

- Immobilisation pré ou post-opératoire.
- Entorse et traumatisme du poignet et du pouce.

CARACTÉRISTIQUES :

- Cette orthèse résistante et légère est fabriquée en Lycra[®] (matériau confortable et respirant).
- Attelle en forme de gant avec brides de fermeture ajustables d'une seule main.
- Les éclisses en aluminium permettent de s'adapter à l'anatomie du patient.
- Facilité de mise en place à une seule main.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - XS	11,5 - 14 cm	81-87302	3401079293190
DROITE - S	14 - 16,5 cm	81-87303	3401079293251
DROITE - M	16,5 - 19 cm	81-87305	3401079293312
DROITE - L	19 - 21,6 cm	81-87307	3401079293480
DROITE - XL	21,6 - 24 cm	81-87308	3401079293541
GAUCHE - XS	11,5 - 14 cm	81-87312	3401079293602
GAUCHE - S	14 - 16,5 cm	81-87313	3401079293770
GAUCHE - M	16,5 - 19 cm	81-87315	3401079293831
GAUCHE - L	19 - 21,6 cm	81-87317	3401079294081
GAUCHE - XL	21,6 - 24 cm	81-87318	3401079294142

Prescrire : DonJoy ComfortForm[™]+

DONJOY® DONJOY RESPIFORM™+



INDICATIONS :

- Entorse et traumatisme du pouce et du poignet.
- Tendinopathie et ténosynovite (De Quervain...).
- Rhizarthrose.
- Immobilisation pré et post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Design anatomique ajusté.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et boucles au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur chaque sangle.
- Système de serrage du pouce assurant un maintien optimal de la colonne du pouce.
- Éclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour contrôler la flexion.
- 2 éclisses dorsales en acier ressort de type spirale.
- Éclisse de pouce en aluminium conforme et au design anatomique.
- Tissu Ozone™* pour un meilleur confort et une bonne respirabilité.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Tissu de recouvrement soudé.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 116 g.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).




*Tissu Ozone™ : confort et respirabilité
Fabricant : Antonio Morón de Blas, S.L.

 Découvrez la vidéo de mise en place de la DonJoy RespiForm™+

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
DROITE - PÉDIATRIQUE-XS	11 - 14 cm	82-96180	0190446298175
DROITE - S	14 - 16 cm	82-96182	0190446298182
DROITE - M	16 - 19 cm	82-96183	0190446298199
DROITE - L	19 - 21 cm	82-96184	0190446298205
DROITE - XL	21 - 24 cm	82-96185	0190446298212
GAUCHE - PÉDIATRIQUE-XS	11 - 14 cm	82-96170	0190446298120
GAUCHE - S	14 - 16 cm	82-96172	0190446298137
GAUCHE - M	16 - 19 cm	82-96173	0190446298144
GAUCHE - L	19 - 21 cm	82-96174	0190446298151
GAUCHE - XL	21 - 24 cm	82-96175	0190446298168

Prescrire : DonJoy RespiForm™+

DONJOY® DONJOY DUOFORM™+



INDICATIONS :

- Entorse et traumatisme du poignet et du pouce.
- Tendinopathie.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Large amplitude d'ouverture (pansement).
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et boucles au poignet, assurant une immobilisation optimale.
- Système de serrage du pouce assurant un maintien optimal de la colonne du pouce.
- Éclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour contrôler la flexion.
- Éclisse dorsale en aluminium repositionnable pour un meilleur confort et contrôler l'amplitude de mouvement.
- L'éclisse de pouce en aluminium est semi-rigide, amovible, conforme et repositionnable pour permettre la bilatéralité de l'attelle.
- Crochets soudés sur toutes les sangles.
- Tissu principal 3D pour un meilleur confort.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 130 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE-XS	11 - 14 cm	82-96140	0190446291602
S	14 - 16 cm	82-96142	0190446291619
M	16 - 19 cm	82-96143	0190446291626
L	19 - 21 cm	82-96144	0190446291633
XL	21 - 24 cm	82-96145	0190446291640

Prescrire : DonJoy DuoForm™+

 Découvrez la vidéo de mise en place de la DonJoy DuoForm™+

DONJOY[®]

DONJOY ERGOFORM[™]



INDICATIONS :

- Entorse et luxation du pouce.
- Rhizarthrose.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse de pouce en aluminium semi-rigide et conformable.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur la sangle du poignet.
- Sangle de serrage au niveau du pouce, assurant un maintien optimal de la colonne du pouce.
- Tissu Ozone[™]* pour un meilleur confort et une bonne respirabilité.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 48 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (T0, T1 et T2).



*Tissu Ozone[™] : confort et respirabilité
Fabricant : Antonio Morón de Blas, S.L.

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
T0	12 - 16 cm	82-96190	0190446332008
T1	14 - 18 cm	82-96191	0190446298229
T2	18 - 22 cm	82-96192	0190446298236

Prescrire : DonJoy ErgoForm[™]



▶ Découvrez la vidéo
de mise en place de
la DonJoy ErgoForm[™]

DONJOY[®]

DONJOY RHIZOFORM[™]



INDICATIONS :

- Rhizarthrose.

CARACTÉRISTIQUES :


- Structure « exosquelette » anatomique pour un maintien accru et une meilleure adaptabilité.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur la sangle du poignet.
- Attelle conformable et aérée.
- Port diurne et nocturne.
- Poignet libre de mouvement.
- Doublure interne On-Steam[®], matière antibactérienne, hypoallergénique, anti-odeur et thermorégulateur.
- Ultra légère (poids : 23 g).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 2 tailles (S/M et L/XL).

TAILLE	CIRC. POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
DROITE - S/M	13,5 - 16,5 cm	82-96292	0190446301714
DROITE - L/XL	16,5 - 20 cm	82-96293	0190446301721
GAUCHE - S/M	13,5 - 16,5 cm	82-96242	0190446301738
GAUCHE - L/XL	16,5 - 20 cm	82-96243	0190446301707

Prescrire : DonJoy RhizoForm[™]

*Fabricant : Antonio Morón de Blas, S.L.

DONJOY® DONJOY DIGIFORM™



INDICATIONS :

- Entorse et luxation de doigts (1 à 2 doigts).
- Fracture non déplacée de doigts (1 à 2 doigts) au niveau P2/P3.
- Immobilisation pré ou post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Design profilé et épuré totalement ajustable.
- Permet un positionnement en syndactilie.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Boucle au poignet permettant un réglage personnalisé.
- Sangles des doigts et palmaire amovibles et repositionnables.
- Système de fermeture réglable au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur la sangle du poignet.
- Coiffe anti-choc au niveau de la dernière phalange.
- Éclisse en aluminium conforme pour s'adapter au besoin du patient.
- Doublure en velours.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 75 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (de Pédiatrique/XS à L/XL).




Découvrez la vidéo de mise en place de la DonJoy DigiForm

TAILLE	LONG. DE LA MAIN	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE-XS	11 - 15 cm	82-96200	0190446295730
S/M	15 - 19 cm	82-96202	0190446295754
L/XL	19 - 23 cm	82-96203	0190446295761

Prescrire : DonJoy DigiForm™

DONJOY® DONJOY DIGIFORM™ +



INDICATIONS :

- Entorse et luxation de doigts (3 ou 4 doigts hors pouce).
- Fracture de doigts au niveau P2/P3.
- Épicondylite (en position intrinsèque).
- Immobilisation pré ou post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse de doigts ajustable pour une immobilisation sélective de 3 ou 4 doigts et conforme pour s'adapter au besoin du patient.
- Éclisse dorsale en aluminium repositionnable pour un meilleur confort et contrôle de l'amplitude de mouvement.
- Livré avec 2 chaussettes de protection de l'éclisse de doigts permettant une hygiène optimale.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 4 sangles de serrage et boucles au poignet, assurant une immobilisation optimale.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 139 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).



Découvrez la vidéo de mise en place de la DonJoy DigiForm™ +

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE-XS	11 - 14 cm	82-96210	0190446295778
S	14 - 16 cm	82-96212	0190446295808
M	16 - 19 cm	82-96213	0190446295815
L	19 - 21 cm	82-96214	0190446295822
XL	21 - 24 cm	82-96215	0190446295839

Prescrire : DonJoy DigiForm™ +

DONJOY[®]

DONJOY POLYFORM

NOUVEAU



INDICATIONS :

- Polyarthrite rhumatoïde :
 - Soulagement des douleurs liées aux déviations rhumatismales.
 - Amélioration de la préhension, de la force et de la fonction.
- Immobilisation du poignet/pouce /doigts.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gouttière de pouce résistante, conformable et bilatérale (élastomère / métal).
- Système de fermeture réglable avec 5 sangles de serrage et boucles au poignet, assurant une immobilisation idéale.
- 2 straps amovibles : l'un garantit une bonne mise en place de la gouttière de pouce dès la 1^{ère} utilisation et l'autre le maintien des doigts.
- Éclisse dorsale en aluminium renforcé conformable pour un meilleur confort et pour un contrôle de l'amplitude de mouvement.
- Éclisse palmaire en aluminium renforcé conformable pour un ajustement optimal.
- Éclisse de doigts ajustable pour l'angle de flexion à la ligne digito-palmaire.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 180 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (XS à XL).

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
XS	11 - 14 cm	82-96300	0190446364887
S	14 - 16 cm	82-96302	0190446364894
M	16 - 19 cm	82-96303	0190446364900
L	19 - 21 cm	82-96304	0190446364917
XL	21 - 24 cm	82-96305	0190446364924

Prescrire : **DonJoy PolyForm**



Bouton Strap-Stop



Gouttière de pouce



Découvrez la vidéo
de mise en place de
la **DonJoy PolyForm**

DONJOY® ATTELLE GRENOUILLE



INDICATIONS :

- Assure l'immobilisation des articulations interphalangiennes proximales et distales.
- Entorse, luxation ou fracture des dernières articulations du doigt.
- Traumatisme et plaies distales des doigts.

CARACTÉRISTIQUES :

- Attelles en aluminium facilement conformables pour un ajustement adéquat.
- Doublure capitonnée pour plus de confort.
- Livrée à l'unité.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).

TAILLE	DOIGT	DIMENSION ATTELLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
S	AURICULAIRE	5,7 x 7 cm	71963	3401079016928
M	ANNULAIRE, MAJEUR, INDEX	6,35 x 7,3 cm	71965	3401079017000
L	POUCE	7,6 x 8,9 cm	71967	3401079017178

Prescrire : *Attelle Grenouille DonJoy®*

DONJOY® ATTELLE BASEBALL



INDICATIONS :

- Assure l'immobilisation des articulations interphalangiennes proximale et distale.
- Entorse, luxation ou fracture des dernières articulations du doigt.
- Traumatisme et plaies distales des doigts.

CARACTÉRISTIQUES :

- Attelle en aluminium conforme capitonnée facilement ajustable pour le confort du patient.
- Livrée à l'unité.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).

DÉSIGNATION	LONG. ATTELLE À PLAT	CODE ARTICLE	CODE ACL
S	10,1 cm	72093	3401045938537
M	11,4 cm	72095	3401045938766
L	12,7 cm	72097	3401045938827

Prescrire : *Attelle Baseball DonJoy®*

DONJOY[®]

ATTELLE ALUMINIUM MOUSSE


INDICATIONS :

- Maintien des phalanges proximales à distales.
- Maintien métacarpo-phalangien.

CARACTÉRISTIQUES :

- Attelle aluminium mousse découpable et conformable.
- Livrée à l'unité.
- Disponible en 7 tailles (de 1,25 x 23 cm à 5 x 46 cm).

TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
5 x 46 cm	72010	3401079114204
2,5 x 46 cm	72020	3401079114143
1,25 x 23 cm	72030	3401079113771
1,25 x 46 cm	72163	3401079113832
2 x 46 cm	72165	3401079114082
2 x 23 cm	72166	3401045613915
2,5 x 23 cm	72168	3401596430535

Prescrire : **Attelle Aluminium Mousse DonJoy[®]**

DONJOY[®]

ATTELLE STACK


INDICATIONS :

- Lésions de l'articulation distale (3^{ème} phalange - P3).

CARACTÉRISTIQUES :

- Kit Attelle Stack : assortiment de 30 par boîte.
- Composition d'un kit Attelle Stack de 30 :
 - 3 x T1
 - 3 x T2
 - 3 x T3
 - 5 x T4
 - 4 x T5
 - 4 x T5,5
 - 4 x T6
 - 4 x T7
- Coloris : transparent. Pour le Kit : chair et transparent.
- Livrée à l'unité.
- En option : sangle de maintien (sachet de 25).
- Disponible en 8 tailles.

TAILLE	CIRC. PHALANGE*	CODE ARTICLE	CODE ACL
T1 - TRANSPARENT	4,5 cm	72251	3401079016058
T2 - TRANSPARENT	4,8 cm	72252	3401079016119
T3 - TRANSPARENT	5,1 cm	72253	3401079016287
T4 - TRANSPARENT	5,7 cm	72254	3401079016348
T5 - TRANSPARENT	6 cm	72255	3401079016409
T5,5 - TRANSPARENT	6,9 cm	72256	3401079016577
T6 - TRANSPARENT	7,2 cm	72257	3401079016638
T7 - TRANSPARENT	8,1 cm	72258	3401079016867
DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE ACL	
KIT ATTELLE DE DOIGT STACK - BOITE DE 30 - TRANSPARENT	79-72260	3401076950638	
KIT ATTELLE DE DOIGT STACK - BOITE DE 30 - CHAIR	79-72250	3401045616466	
SANGLES ATTELLE DE DOIGT STACK - SACHET DE 25	79-72240	3401045616237	

Prescrire : **Attelle Stack DonJoy[®]**

*Mesurer la circonférence 1^{ère} phalange sous l'ongle

GAMME THERMOFORMABLE



ATTELLES DE POUCE | POIGNET-POUCE

ATTELLES DE POIGNET-MAIN


ATTELLES DE DOIGTS

ATTELLES DE POIGNET-DOIGTS



MAIN

Attelles Thermoformables



Forte de son expertise dans la conception de dispositifs médicaux innovants, plusieurs brevets ont été déposés aux USA par DJO Global® concernant les matériaux utilisés pour la gamme Exos®, l'assemblage de ces derniers ainsi que ses applications.

DJO Global® a aussi, comme pour ses autres produits, une démarche constante d'amélioration de la qualité de ses dispositifs médicaux.



EXOS® POIGNET-POUCE COURT

● 1^{ère} intention○ 2^{ème} intention

EXOS[®] POUCE II
Page 126



EXOS[®] RHIZA
Page 127



EXOS[®] POIGNET-POUCE COURT
Page 127

ATTELLES DE POUCE ET POIGNET-POUCE

Pouce du skieur	●	○	
Entorse, luxation	○	○	○
Hyper-extension de l'articulation	○	○	
Fracture du scaphoïde			●
Rhizarthrose		●	
Ténosynovite de De Quervain			○



EXOS[®] POIGNET-MAIN
Page 128



EXOS[®] POIGNET-MAIN LONG
Page 129

ATTELLES DE POIGNET-MAIN

Fracture stable du poignet	○	○
Lésion du carpe ou des ligaments	●	
Entorse grave du poignet	○	●
Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire		○
Fracture stable de l'extrémité distale du radius et/ou ulna		○



EXOS[®] DOIGT EXTERNE
Page 130



EXOS[®] DOIGT INTERNE
Page 130

ATTELLES DE DOIGTS

Fracture phalangienne des 2 ^{ème} /3 ^{ème} doigts	●	
Fracture phalangienne des 4 ^{ème} /5 ^{ème} doigts		●



EXOS[®] BOXER EXTERNE
Page 131



EXOS[®] BOXER INTERNE
Page 131



EXOS[®] 4 DOIGTS
Page 132

ATTELLES DE POIGNET-DOIGTS

Fracture 2 ^{ème} /3 ^{ème} métacarpien	●		
Fracture 4 ^{ème} /5 ^{ème} métacarpien		●	
Immobilisation des 4 doigts longs			●
Luxation carpo-métacarpienne			○
Épicondylite			○

UNE RÉELLE ALTERNATIVE À L'ATTELLE DE SÉRIE ET AUX PLÂTRES ET RÉSINES CLASSIQUES !

Grâce à sa technologie exclusive, Exos® est la seule marque à vous proposer une gamme d'orthèses thermoformables préformées, amovibles, ajustables, remodelables, étanches et radiotransparentes.

Une solution innovante pour le traitement de fractures et autres lésions traumatiques du poignet et de la main.



REMODELABLES



RÉSISTANTES
À L'EAU



RADIOTRANSARENTES



LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE

AMOVIBLE

Thermoformées selon la morphologie de votre patient, les orthèses Exos® peuvent se retirer facilement pour :

- Procéder à l'examen clinique de la zone lésée, de la plaie ou de la cicatrice.
- Évaluer l'atrophie musculaire.
- Entamer la rééducation de façon précoce.
- Nettoyer la peau et l'orthèse.



Un four Exos® est obligatoire pour thermoformer les attelles de la gamme.



Ouvrez l'orthèse et positionnez-la sur le membre du patient.



Modelez l'orthèse avec précaution et ajustez-la de manière confortable pour le patient.



Les straps permettent la fermeture et l'immobilisation au niveau des doigts.

EXOS[™] POUCE II

- INDICATIONS :
 - Pouce du skieur, entorse, dislocation
 - Hyper-extension de l'articulation du pouce
- TAILLES : XXS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
3 MINUTES

**EXOS[™] RHIZA**

- INDICATIONS :
 - Rhizarthrose
 - Entorse de la colonne du pouce
 - Fracture simple de la colonne du pouce
- TAILLES : XS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
3 MINUTES

**EXOS[™] POIGNET-POUCE COURT**

- INDICATIONS :
 - Ténosynovite de De Quervain
 - Fractures de la base du 1^{er} métacarpien
 - Entorse, luxation
- TAILLES : XXS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
5 MINUTES

**EXOS[™] POIGNET-MAIN**

- INDICATIONS :
 - Lésion du carpe ou des ligaments
 - Fracture stable du poignet (radius, styloïdes, carpe)
- TAILLES : XXS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
3 MINUTES

**EXOS[™] POIGNET-MAIN LONG**

- INDICATIONS :
 - Fracture stable de l'extrémité distale du radius et/ou cubitus
 - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
 - Entorse grave du poignet
- TAILLES : XXS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
5 MINUTES

**EXOS[™] DOIGT EXTERNE**

- INDICATIONS :
 - Fracture phalangienne des 2^{ème} et 3^{ème} doigts et des métacarpiens correspondants.
- TAILLES : XS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
3 MINUTES

**EXOS[™] DOIGT INTERNE**

- INDICATIONS :
 - Fracture phalangienne des 4^{ème} et 5^{ème} doigts et des métacarpiens correspondants.
- TAILLES : XS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
3 MINUTES

**EXOS[™] BOXER EXTERNE**

- INDICATIONS :
 - Fracture du 2^{ème} et/ou 3^{ème} métacarpien
- TAILLES : XS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
5 MINUTES

**EXOS[™] BOXER INTERNE**

- INDICATIONS :
 - Fracture du 4^{ème} et/ou 5^{ème} métacarpien
- TAILLES : XS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
5 MINUTES

**EXOS[™] 4 DOIGTS**

- INDICATIONS :
 - Immobilisation des 4 doigts longs
 - Luxation carpo-métacarpienne
 - Épicondylite
- TAILLES : XS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
5 MINUTES



*A titre indicatif

exos FOUR



Anneau d'extension de four Exos®

- Lisez tous les avertissements, mesures de sécurité et autres instructions avant d'utiliser l'appareil dans le manuel correspondant.
- Ce four a été conçu pour chauffer uniquement des produits Exos®.
- Ne chauffez aucun produit Exos® au-delà du temps recommandé.
- Dimensions : 39,1 cm x 36,8 cm x 38,1 cm.
- Poids : 4,1 kg.
- Cycle de fonctionnement : continu.
- Plage de températures du four : température ambiante à 99 °C +/- 20%.
- Le four Exos® est 100% conforme à la directive RoHS.
- Un anneau extenseur est disponible en option pour permettre le chauffage des grands modèles Exos® sans risque de toucher les éléments chauffants.
- Garantie 1 an.

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE ACL
FOUR EXOS®	800-OVEN-EURO	3401521495684
ACCESSOIRES GAMME EXOS®	CODE ARTICLE	CODE ACL/GTIN
ANNEAU EXTENSEUR DE FOUR EXOS®	800-XR	3401060118174
RUBAN DE FINITION BORDURES NOIR (PAQUET DE 10 EX - 2 x 30,5 cm)	800-02-1111	3401521495974
ANNEAU DE VERROUILLAGE BOA® (SAUF EXOS® RHIZA)	800-LR6	0190446262015
MÈTRE RUBAN EXOS®	800-SIZINGTAPE	3401521496285
MANCHON DE PROTECTION EXOS® - XS/S	896-40-1111	3401563302766
MANCHON DE PROTECTION EXOS® - M	896-50-1111	3401563302827
MANCHON DE PROTECTION EXOS® - L/XL	896-60-1111	3401563303077
STRAP 10,2 cm - SACHET DE 10 EX	800-40-STRAP	0888912409100
STRAP 12,7 cm - SACHET DE 10 EX	800-50-STRAP	0888912409124

Prescrire : Exos® Four

exos EXOS® POUCE II



INDICATIONS :

- Pouce du skieur.
- Entorse, dislocation.
- Hyper-extension de l'articulation du pouce.

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de chauffe : 3 minutes.
- Ouverture du pouce plus large adaptée à un plus grand nombre de morphologies.
- Revêtement Lycra®.
- Traitement anti-microbien.
- Bordure de finition autour du pouce pour un confort additionnel.
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Livré avec un strap amovible pour une meilleure immobilisation du pouce.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 6 tailles (de XXS à XL).



REMODELABLES



RÉSISTANTES À L'EAU



RADIOTRANSARENTES



LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE



TAILLE	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL/GTIN
DROITE - XXS - NOIR	16,5 - 18,5 cm	212-22-1111	0190446327103
DROITE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	212-32-1111	3401029568897
DROITE - S - NOIR	20 - 23 cm	212-42-1111	3401029568958
DROITE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	212-52-1111	3401029569030
DROITE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	212-62-1111	3401029569269
DROITE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	212-72-1111	3401029569498
GAUCHE - XXS - NOIR	16,5 - 18,5 cm	212-21-1111	0190446327097
GAUCHE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	212-31-1111	3401029568149
GAUCHE - S - NOIR	20 - 23 cm	212-41-1111	3401029568200
GAUCHE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	212-51-1111	3401029568378
GAUCHE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	212-61-1111	3401029568439
GAUCHE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	212-71-1111	3401029568668

Prescrire : Exos® Pouce II

EXOS® RHIZA




INDICATIONS :

- Rhizarthrose.
- Pouce du skieur.
- Entorse, luxation de la colonne du pouce.
- Hyper-extension de l'articulation.

CARACTÉRISTIQUES :


- Temps de chauffe : 3 minutes.
- Revêtement Lycra®.
- Traitement anti-microbien.
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Livré avec un strap amovible pour une meilleure immobilisation du pouce.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).



TAILLE	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	213-32-1111	3401563532316
DROITE - S - NOIR	20 - 23 cm	213-42-1111	3401563532545
DROITE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	213-52-1111	3401563532606
DROITE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	213-62-1111	3401029502952
DROITE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	213-72-1111	3401029503034
GAUCHE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	213-31-1111	3401029527627
GAUCHE - S - NOIR	20 - 23 cm	213-41-1111	3401029527795
GAUCHE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	213-51-1111	3401029527917
GAUCHE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	213-61-1111	3401029528167
GAUCHE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	213-71-1111	3401029528228

Prescrire : Exos® Rhiza

EXOS® POIGNET-POUCE COURT




INDICATIONS :

- Fracture du scaphoïde.
- Fracture de la base du 1^{er} métacarpien.
- Entorse, luxation.
- Ténosynovite de De Quervain.

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de chauffe : 5 minutes.
- Revêtement Lycra®.
- Traitement anti-microbien.
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Anneau de verrouillage disponible sur demande (livré avec taille XXS).
- Livré avec un strap amovible pour une meilleure immobilisation du pouce.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 6 tailles (de XXS à XL).





TAILLE	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL/GTIN
DROITE - XXS - NOIR	16,5 - 18,5 cm	232-22-1111	0190446327387
DROITE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	232-32-1111	3401029566886
DROITE - S - NOIR	20 - 23 cm	232-42-1111	3401029566947
DROITE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	232-52-1111	3401029567029
DROITE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	232-62-1111	3401029567197
DROITE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	232-72-1111	3401029567258
GAUCHE - XXS - NOIR	16,5 - 18,5 cm	232-21-1111	0190446327370
GAUCHE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	232-31-1111	3401029567548
GAUCHE - S - NOIR	20 - 23 cm	232-41-1111	3401029567487
GAUCHE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	232-51-1111	3401029567609
GAUCHE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	232-61-1111	3401029567777
GAUCHE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	232-71-1111	3401029567838

Prescrire : Exos® Poignet-Pouce Court



EXOS® POIGNET-MAIN



INDICATIONS :

- Lésion du carpe ou des ligaments.
- Entorse grave du poignet.
- Fracture stable du poignet (radius, styloïdes, carpe).

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de chauffe : 3 minutes.
- Revêtement Lycra®.
- Traitement anti-microbien.
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Anneau de verrouillage disponible sur demande (livré avec taille XXS).
- Modèle pédiatrique coloris Spider disponible en 3 tailles (de XXS à S).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 6 tailles (de XXS à XL).



REMODELABLES

RÉSISTANTES
À L'EAU

RADIOTRANSARENTES



LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE



TAILLE	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - XXS - NOIR	16,5 - 18,5 cm	221-22-1111	3401041424935
DROITE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	221-32-1111	3401041425017
DROITE - S - NOIR	20 - 23 cm	221-42-1111	3401041425185
DROITE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	221-52-1111	3401041425246
DROITE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	221-62-1111	3401041425307
DROIT - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	221-72-1111	3401041425475
GAUCHE - XXS - NOIR	16,5 - 18,5 cm	221-21-1111	3401041423693
GAUCHE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	221-31-1111	3401041423983
GAUCHE - S - NOIR	20 - 23 cm	221-41-1111	3401041424126
GAUCHE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	221-51-1111	3401041424355
GAUCHE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	221-61-1111	3401041424645
GAUCHE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	221-71-1111	3401041424706
DROITE - XXS - SPIDER	16,5 - 18,5 cm	221-22-2293	3401020235774
DROITE - XS - SPIDER	18,5 - 20 cm	221-32-2293	3401020235835
DROITE - S - SPIDER	20 - 23 cm	221-42-2293	3401020236207
GAUCHE - XXS - SPIDER	16,5 - 18,5 cm	221-21-2293	3401020235606
GAUCHE - XS - SPIDER	18,5 - 20 cm	221-31-2293	3401020236085
GAUCHE - S - SPIDER	20 - 23 cm	221-41-2293	3401020236146

Prescrire : Exos® Poignet-Main



Découvrez la vidéo
de mise en place de
l'attelle Exos® Poignet-Main



EXOS® POIGNET-MAIN LONG



INDICATIONS :

- Entorse grave du poignet.
- Fracture stable de l'extrémité distale du radius et/ou cubitus.
- Fracture stable du poignet.
- Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de chauffe : 5 minutes.
- Revêtement Lycra®.
- Traitement anti-microbien.
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Anneau de verrouillage disponible sur demande (livré avec taille XXS).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 6 tailles (de XXS à XL).



REMODELABLES



RÉSISTANTES À L'EAU



RADIOTRANSPARENTES



LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE



TAILLE	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL/GTIN
DROITE - XXS - NOIR	16,5 - 18,5 cm	311-22-1111	3401021480661
DROITE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	312-32-1111	0888912022750
DROITE - S - NOIR	20 - 23 cm	312-42-1111	0888912022774
DROITE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	312-52-1111	0888912022804
DROITE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	312-62-1111	0888912022835
DROITE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	312-72-1111	0888912022859
GAUCHE - XXS - NOIR	16,5 - 18,5 cm	311-21-1111	3401021478880
GAUCHE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	312-31-1111	0888912022743
GAUCHE - S - NOIR	20 - 23 cm	312-41-1111	0888912022767
GAUCHE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	312-51-1111	0888912022781
GAUCHE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	312-61-1111	0888912022828
GAUCHE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	312-71-1111	0888912022842

Prescrire : **Exos® Poignet-Main Long**



GAMME THERMOFORMABLE EXOS



EXOS® DOIGT EXTERNE



INDICATIONS :

- Fracture phalangienne des 2^{ème} et 3^{ème} doigts et des métacarpiens correspondants.

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de chauffe : 3 minutes.
- Autorise une mobilité complète du poignet.
- Revêtement velours.
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Système de fermeture par 4 sangles auto-agrippantes et amovibles.
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).



REMODELABLES



RÉSISTANTES À L'EAU



RADIOTRSPARENTES



LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE



TAILLE	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	126-32-1111	3401060109400
DROITE - S - NOIR	20 - 23 cm	126-42-1111	3401060109431
DROITE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	126-52-1111	3401060109479
DROITE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	126-62-1111	3401060109486
DROITE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	126-72-1111	3401060109493
GAUCHE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	126-31-1111	3401060106706
GAUCHE - S - NOIR	20 - 23 cm	126-41-1111	3401060106713
GAUCHE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	126-51-1111	3401060106737
GAUCHE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	126-61-1111	3401060106744
GAUCHE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	126-71-1111	3401060109394

Prescrire : Exos® Doigt Externe



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Exos® Doigt Externe



EXOS® DOIGT INTERNE



INDICATIONS :

- Fracture phalangienne des 4^{ème} et 5^{ème} doigts et des métacarpiens correspondants.

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de chauffe : 3 minutes.
- Autorise une mobilité complète du poignet.
- Revêtement velours.
- Traitement anti-microbien.
- Système de fermeture par 4 sangles auto-agrippantes et amovibles.
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).



REMODELABLES



RÉSISTANTES À L'EAU



RADIOTRSPARENTES



LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE



TAILLE	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	125-32-1111	3401060106645
DROITE - S - NOIR	20 - 23 cm	125-42-1111	3401060106652
DROITE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	125-52-1111	3401060106676
DROITE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	125-62-1111	3401060106683
DROITE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	125-72-1111	3401060106690
GAUCHE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	125-31-1111	3401060106591
GAUCHE - S - NOIR	20 - 23 cm	125-41-1111	3401060106607
GAUCHE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	125-51-1111	3401060106614
GAUCHE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	125-61-1111	3401060106621
GAUCHE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	125-71-1111	3401060106638

Prescrire : Exos® Doigt Interne



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Exos® Doigt Interne



EXOS® BOXER EXTERNE



INDICATIONS :

- Fractures du 2^{ème} et/ou 3^{ème} métacarpien.

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de chauffe : 5 minutes.
- Revêtement velours.
- Traitement anti-microbien.
- Anneau de verrouillage disponible sur demande.
- 2 sangles de doigts amovibles.
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).



REMODELABLES



RÉSISTANTES À L'EAU



RADIOTRANSARENTES



LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE



TAILLE	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	326-32-1111	3401021482092
DROITE - S - NOIR	20 - 23 cm	326-42-1111	3401021481903
DROITE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	326-52-1111	3401021481842
DROITE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	326-62-1111	3401021481781
DROITE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	326-72-1111	3401021481613
GAUCHE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	326-31-1111	3401021480890
GAUCHE - S - NOIR	20 - 23 cm	326-41-1111	3401021481033
GAUCHE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	326-51-1111	3401021481323
GAUCHE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	326-61-1111	3401021481491
GAUCHE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	326-71-1111	3401021481552

Prescrire : Exos® Boxer Externe



EXOS® BOXER INTERNE



INDICATIONS :

- Fractures du 4^{ème} et/ou 5^{ème} métacarpien.

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de chauffe : 5 minutes.
- Revêtement velours.
- Traitement anti-microbien.
- Anneau de verrouillage disponible sur demande.
- 2 sangles de doigts amovibles.
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).



REMODELABLES



RÉSISTANTES À L'EAU



RADIOTRANSARENTES




LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE



TAILLE	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	325-32-1111	3401021484454
DROITE - S - NOIR	20 - 23 cm	325-42-1111	3401021484225
DROITE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	325-52-1111	3401021484164
DROITE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	325-62-1111	3401021483914
DROITE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	325-72-1111	3401021483853
GAUCHE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	325-31-1111	3401021482962
GAUCHE - S - NOIR	20 - 23 cm	325-41-1111	3401021483044
GAUCHE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	325-51-1111	3401021483273
GAUCHE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	325-61-1111	3401021483334
GAUCHE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	325-71-1111	3401021483624

Prescrire : Exos® Boxer Interne



EXOS® 4 DOIGTS

NOUVEAU

SIZE



INDICATIONS :

- Immobilisation des fractures phalangiennes des 2^{ème}, 3^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} doigts et des métacarpiens correspondants.
- Luxation carpo-métacarpienne.
- Main de l'hémiplégique flasque (selon clinique).
- Traitement de l'épicondylite par immobilisation des fléchisseurs/extenseurs du poignet et des doigts (en position intrinsèque).

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de chauffe : 5 minutes.
- Revêtement velours.
- Traitement anti-microbien.
- Anneau de verrouillage disponible sur demande.
- Un four Exos® est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Matière perforée pour une aération et un confort patient.
- 2 sangles cousues permettent la fermeture et l'immobilisation au niveau des doigts (sauf le pouce).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).



REMODELABLES



RÉSISTANTES À L'EAU



RADIOTRANSARENTES



LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE



TAILLE	CIRC. MAIN	CODE ARTICLE	CODE GTIN
DROITE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	328-32-1111	0190446649021
DROITE - S - NOIR	20 - 23 cm	328-42-1111	0190446649038
DROITE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	328-52-1111	0190446649045
DROITE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	328-62-1111	0190446649052
DROITE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	328-72-1111	0190446649069
GAUCHE - XS - NOIR	18,5 - 20 cm	328-31-1111	0190446649076
GAUCHE - S - NOIR	20 - 23 cm	328-41-1111	0190446649083
GAUCHE - M - NOIR	23 - 25,5 cm	328-51-1111	0190446649090
GAUCHE - L - NOIR	25,5 - 28 cm	328-61-1111	0190446649106
GAUCHE - XL - NOIR	28 - 30,5 cm	328-71-1111	0190446649113




Découvrez la vidéo de mise en place de l'Exos® 4 Doigts

Prescrire : Exos® 4 Doigts



Système de fermeture BOA®




Matière perforée et respirante

2 sangles cousues pour l'immobilisation des doigts

Traitement anti-microbien

Système de fermeture dynamique BOA®



Temps de chauffe : 5 minutes

Matière perforée pour le confort patient

Revêtement velours


Modèle latéralisé

ÉPAULE | COUDE

ÉCHARPES D'ÉPAULE
COUSSINS D'ABDUCTION
SANGLE ACROMIO-CLAVICULAIRE
ATTELLES DE COUDE ET ÉLASTIQUES












ÉPAULE - COUDE



L'épaule est une articulation extrêmement mobile capable de réaliser des mouvements de grande envergure malgré la stabilité médiocre des structures qui la composent. Ce sont en effet de nombreux petits muscles et leurs tendons qui assurent l'essentiel de la stabilité de l'articulation et qui sont soumis à des frictions répétées pouvant être source d'inflammation et de ruptures.

RETROUVEZ LA LISTE DE NOS PRODUITS EN POSITION NEUTRE, ROTATION EXTERNE OU INTERNE :

ABDUCTION	ROTATION NEUTRE 	ROTATION INTERNE 	ROTATION EXTERNE 
ABDUCTION 0° (COUDE AU CORPS) 		GILET GCI® - IMMO® IMMOSCAP® II - ÉCHARPE DE CONTENTION RANGER - ÉCHARPE « BEAR »	ULTRASLING® IV ER
ABDUCTION 10° 	ULTRASLING®	ULTRASLING®	
ABDUCTION 15° 	ULTRASLING® IV		
ABDUCTION 30° 	PSA 2		
ABDUCTION 45° 	ULTRASLING® IV AB		
ABDUCTION 60° 	ULTRASLING® IV AB		

● 1^{ère} intention

○ 2^{ème} intention



GILET GCI™
Page 136



IMMO™
Page 136



IMMOSCAP™ II
Page 138



**ÉCHARPE DE
CONTENTION**
Page 137



ÉCHARPE « BEAR »
Page 137

ÉCHARPES D'ÉPAULE ET DE BRAS

Traumatisme de l'épaule ou du coude	●	○	○	○	●
Luxation antéro-interne de l'épaule		●	○		
Luxation acromio-claviculaire			●		
Fracture de la clavicule	○	○	○		○
Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus			○		
Tendinopathie de la coiffe des rotateurs	○			●	
Épaule de l'hémiplégique				○	



ULTRASLING®
Page 139



PSA 2
Page 138



ULTRASLING® IV
Page 139



ULTRASLING® IV AB
Page 140



ULTRASLING® IV ER
Page 140

COUSSINS D'ABDUCTION

Rupture de la coiffe des rotateurs (supra-épineux)		●		●	
Rupture de la coiffe des rotateurs (rotateurs externes)					○
Rupture de la coiffe des rotateurs (sous scapulaire)				○	
Intervention de Bankart ou de Latarjet			○		●
Luxation antéro-interne de l'épaule	○		●		○
Post-opératoire de l'épaule (selon protocole)	●	○	○	○	○



CROMAX
Page 141

SANGLE ACROMIO-CLAVICULAIRE

Fracture de la clavicule			●		
--------------------------	--	--	---	--	--



RANGER
Page 141



**BANDAGE PNEUMATIQUE
DE COUDE**
Page 142




DONJOY CONDILAX™
Page 142

ATTELLES DE COUDE

Lésion du coude et de l'avant-bras	○				
Fracture du coude	○				
Post-opératoire du coude	●				
Épicondylite			●		○
Épitrochléite			○		○
Reprise d'activités					●

ÉPAULE - COUDE

DONJOY® GILET GCI™




INDICATIONS :

- Traumatisme de l'épaule ou du coude.
- Fracture de la clavicule.
- Tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
- Immobilisation coude au corps de type Mayo Clinic.
- Immobilisation du membre supérieur (post-traumatique, post-opératoire).
- Dispositif adapté pour la prise en charge par un service d'urgences.
- Immobilisation d'attente avant imagerie, examens complémentaires et/ou avis chirurgical.

CARACTÉRISTIQUES :

- Concept polyvalent permettant une utilisation en écharpe / contre-écharpe, avec ceinture de stabilisation amovible.
- Composé de 2 sangles indépendantes en mousse.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 2 tailles (Pédiatrique et Standard).



▶ Découvrez la vidéo de mise en place du gilet GCI® DonJoy®

TAILLE	TOUR DE POITRINE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE (2-9 ANS)	≤ 75 cm	GCI-P	3401078921605
STANDARD	75 - 135 cm	GCI	3401072643633

Prescrire : Gilet GCI® DonJoy®

DONJOY® IMMO™




INDICATIONS :

- Luxation antéro-interne de l'épaule.
- Traumatisme de l'épaule ou du coude.
- Fracture de la clavicule.
- Immobilisation coude au corps de type Mayo Clinic.
- Immobilisation du membre supérieur (post-traumatique, post-opératoire).
- Dispositif adapté pour la prise en charge par un service d'urgences.
- Immobilisation d'attente avant imagerie, examens complémentaires et/ou avis chirurgical.

CARACTÉRISTIQUES :

- Écharpe de bras avec sangles intégrées et ceinture de stabilisation amovible.
- Sangles en mousse doublées de tissu éponge.
- Le positionnement des sangles permet d'éviter toute pression cervicale.
- Code couleur par taille (biais).
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de Pédiatrique à XL).



▶ Découvrez la vidéo de mise en place du gilet Immo® DonJoy®

TAILLE	LISÉRÉ PAR TAILLE	LONG. AV.BRAS-PAUME	TOUR POITRINE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE	BLANC/BLEU MARINE	<23 cm	≤ 12 mois	225-P	3401563082590
XS	BLANC/BLEU CIEL	23 - 25 cm	+ ou - 1 à 4 ans	225-01	3401076952700
S	MARRON	26 - 29 cm	75 - 85 cm	225-02	3401076965656
M	BLEU CIEL	30 - 32 cm	85 - 95 cm	225-03	3401076965595
L	BLEU MARINE	33 - 34 cm	95 - 105 cm	225-04	3401076965427
XL	MAUVE	35 - 37 cm	105 - 115 cm	225-05	3401077454999

Prescrire : Immo® DonJoy®

DONJOY® ÉCHARPE DE CONTENTION




INDICATIONS :

- Immobilisation à visée antalgique pour les tendinopathies de la coiffe des rotateurs et le syndrome douloureux régional complexe de type I.
- Immobilisation du membre supérieur sans immobilisation stricte de l'épaule.
- Prévention de la subluxation inférieure de la tête humérale chez le patient hémiplégique.
- Immobilisation d'attente avant diagnostic et prise en charge thérapeutique adaptée.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangle de tour de taille permettant une très bonne immobilisation avec un grand confort.
- Passe-pouce dans le manchon pour le confort et facilite la suspension du membre.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (de Pédiatrique à Adulte Fort).



TAILLE	LONG.MACHON	LONG. AV.BRAS-PAUME	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE (XS)	27 cm	21 - 30 cm	EC01	3401077655853
ENFANT/ADOLESCENT (S)	36 cm	31 - 40 cm	EC11	3401077036218
ADULTE NORMAL (M/L)	46 cm	41 - 50 cm	EC21	3401077036157
ADULTE FORT (XL)	52 cm	51 - 56 cm	EC31	3401077036096

Prescrire : **Écharpe de Contention DonJoy®**

DONJOY® ÉCHARPE « BEAR »




INDICATIONS :

- Immobilisation post-opératoire ou post-traumatique de l'épaule et de l'avant-bras.
- Fracture de la clavicule.
- Contention facile dans tous les cas nécessitant une mobilité réduite du membre supérieur (traumatismes de l'épaule ou du coude).

CARACTÉRISTIQUES :

- Manchon en textile à motifs colorés (mélange coton).
- Facilité de mise en place grâce au clip de fermeture.
- Peut-être utilisé en combinaison avec un plâtre.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 2 tailles (Pédiatrique-XS et Enfant-S).



TAILLE	DIMENSIONS MANCHON	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-XS	11,5 x 28 cm	79-99132	3401048404299
ENFANT-S	16,5 x 33 cm	79-99133	3401048404350

Prescrire : **Écharpe « Bear » DonJoy®**

DONJOY® IMMOSCAP™ II




INDICATIONS :

- Luxation acromio-claviculaire.
- Immobilisation coude au corps de type Dujarier.
- Luxation antéro-interne de l'épaule.
- Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus.
- Fracture de la clavicule.
- Post-opératoire.
- Neurologie : paralysies, hémiplegies.
- Rhumatologie : périarthrite scapulo-humérale.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gilet de contention et d'immobilisation de l'épaule et du membre supérieur dans son ensemble.
- Matière aérée et confortable grâce à des perforations dans la maille grattée.
- La structure de panneau unique enveloppe le membre affecté et facilite la mise en place : seul le support de coude est amovible.
- Sa forme anatomique permet le positionnement correct pour un rétablissement optimal tout en confort.
- La manchette d'épaule épouse parfaitement l'articulation et permet un maintien naturel en réduisant la pression sur les cervicales.
- Modèle bilatéral car réversible avec ses bandes auto-agrippantes ingénieuses.
- Disponible en 6 tailles (de XS à XXL).



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Immoscap® II DonJoy®

TAILLE	TOUR DE POITRINE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
XS	80-90 cm	82-0018-1	0190446261391
S	91 - 100 cm	82-0018-2	0190446261407
M	101 - 110 cm	82-0018-3	0190446261414
L	111 - 120 cm	82-0018-4	0190446261421
XL	121 - 130 cm	82-0018-5	0190446261438
XXL	130 - 148 cm	82-0018-6	0190446261445

Prescrire : **Immoscap™ II DonJoy®**

DONJOY® PSA 2




INDICATIONS :

- Immobilisation de l'épaule en rotation neutre et en abduction à 30°.
- Traitement fonctionnel de la rupture partielle du supra-épineux.
- Réparation chirurgicale de la rupture de la coiffe des rotateurs (supra-épineux).
- Acromioplastie.
- Immobilisation post-opératoire nécessitant la détente des abducteurs.

CARACTÉRISTIQUES :


- Coussin de forme anatomique pour un positionnement du bras précis et sécurisé.
- Sangles et fermetures conçues pour une manipulation facile.
- Sangle d'épaule avec coussinet permettant d'alléger la pression autour du cou et des cervicales.
- Textile respirant empêchant l'accumulation de chaleur, confortable pour la peau.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 2 versions (petit modèle et modèle standard).



TAILLE	LONG. AV. BRAS	CODE ARTICLE	CODE ACL
MODÈLE STANDARD GAUCHE	> 25 cm	OX0390-2L	3401053656409
MODÈLE STANDARD DROIT	> 25 cm	OX0390-2R	3401053656348
PETIT MODÈLE GAUCHE	< 25 cm	OX0391-2L	3401053656119
PETIT MODÈLE DROIT	< 25 cm	OX0391-2R	3401053656058

Prescrire : **PSA 2 DonJoy®**

DONJOY[®] ULTRASLING[®]



INDICATIONS :

- Immobilisation de l'épaule en rotation neutre ou interne et en abduction à 10°.
- Réparation de la coiffe des rotateurs.
- Déplacement de la capsule articulaire.
- Procédures post-opératoires de Bankart.
- Luxation ou subluxation de l'articulation gléno-humérale.
- Distension / Réparation des tissus mous.


CARACTÉRISTIQUES :

- Facilité de mise en place.
- Matériau respirant.
- Passe-pouce dans le manchon pour le confort et la facilité de suspension du membre.
- Livré avec coussin d'abduction 10°.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).

TAILLE	LONG. AV.BRAS-PAUME	CODE ARTICLE	CODE ACL
S	< 31,5 cm	11-0138-2-13130	3401071294645
M	De 31,5 à 39,5 cm	11-0138-3-13130	3401072221176
L	> 39,5 cm	11-0138-4-13130	3401071294706

Prescrire : **UltraSling[®] DonJoy[®]**

DONJOY[®] ULTRASLING[®] IV



INDICATIONS :

- Immobilisation de l'épaule en rotation neutre et en abduction à 15°.
- Luxation antéro-interne de l'épaule.
- Intervention de Bankart ou de Latarjet.
- Réparation chirurgicale du labrum et de la rupture de la coiffe des rotateurs (sous-scapulaire).

CARACTÉRISTIQUES :

- Système 3 points d'attache doté de sangles rembourrées ajustables permettant d'éliminer la pression portée sur le cou et améliorant le confort et le respect de l'observance par le patient.
- Permet de placer le bras dans plusieurs positions selon les exigences post-opératoires.
- Aide à prévenir les contractures post-opératoires en maintenant en position neutre.
- Favorise l'échange d'air auxiliaire pour réduire le risque d'infections secondaires.
- Le coussin profilé 15° fournit l'abduction nécessaire tout en soulageant la pression sur le nerf cubital.
- Panneau avant avec ouverture facile, favorisant les exercices de l'avant-bras.
- Tissu à mailles évacuant l'humidité pour plus de confort, en particulier pour l'utilisation à long terme.
- Livré avec sa balle d'exercice pour activer la circulation sanguine (une couleur par taille).
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (de S à XL).

TAILLE	LONG. AV.BRAS-PAUME	CODE ARTICLE	CODE ACL
S	23 - 28 cm	11-0445-2	3401029490044
M	28 - 33 cm	11-0445-3	3401029490105
L	33 - 38 cm	11-0445-4	3401029490273
XL	38 - 43 cm	11-0445-5	3401029490334

Prescrire : **UltraSling[®] IV DonJoy[®]**



Découvrez la vidéo
de mise en place de
l'UltraSling[®] IV DonJoy[®]

DONJOY[®] ULTRASLING[®] IV AB




INDICATIONS :

- Immobilisation de l'épaule en rotation neutre et en abduction à 45° ou 60°.
- Réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs (supra-épineux).
- Acromioplastie.
- Traitement fonctionnel de la rupture partielle du supra-épineux.

CARACTÉRISTIQUES :

- Système d'attache 3 points doté de sangles rembourrées ajustables permettant d'éliminer la pression portée sur le cou et améliorant le confort et le respect de l'observance par le patient.
- Permet de placer le bras dans plusieurs positions selon les exigences post-opératoires.
- Aide à prévenir les contractures post-opératoires en maintenant en position neutre.
- La sangle de dérotation s'accroche à l'UltraSling[®] IV AB et empêche la rotation interne par le maintien du bras du patient en position neutre.
- Favorise l'échange d'air auxiliaire pour réduire le risque d'infections secondaires.
- Coussin large et confortable qui donne une abduction supérieure si nécessaire (45° ou 60°).
- Panneau avant avec ouverture facile, favorisant les exercices avant-bras.
- Tissu à mailles évacuant l'humidité pour l'utilisation sur du long terme.
- Livré avec sa balle d'exercice permettant d'activer la circulation sanguine (une couleur par taille).
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (de S à XL).



TAILLE	LONG. AV. BRAS-PAUME	CODE ARTICLE	CODE ACL
S	23 - 28 cm	11-0439-2	3401029491454
M	28 - 33 cm	11-0439-3	3401029491515
L	33 - 38 cm	11-0439-4	3401029491683
XL	38 - 43 cm	11-0439-5	3401029491744

Prescrire : UltraSling[®] IV AB DonJoy[®]

DONJOY[®] ULTRASLING[®] IV ER




INDICATIONS :

- Immobilisation de l'épaule en rotation externe possible à 15° ou 30°.
- Réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs (infra-épineux et/ou petit rond).
- Traitement fonctionnel des ruptures tendineuses partielles de l'infra-épineux et/ou du petit rond.
- Luxation antéro-interne de l'épaule avec lésion de Bankart ou de Latarjet (protocole en rotation externe).

CARACTÉRISTIQUES :


- Système d'attache 3 points doté de sangles rembourrées ajustables permettant d'éliminer la pression portée sur le cou et améliorant le confort et le respect de l'observance par le patient.
- Le nouveau coussin profilé 15° fournit la rotation nécessaire tout en soulageant la pression sur le nerf cubital.
- La doublure interne respirante en maille douce permet d'améliorer la ventilation.
- Disponible en rotation externe de 15° et 30°.
- Livré avec sa balle d'exercice pour activer la circulation sanguine (une couleur par taille).
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (de S à XL).



TAILLE	LONG. AV. BRAS-PAUME	CODE ARTICLE	CODE ACL
15° - S	23 - 28 cm	11-1304-2	3401029490563
15° - M	28 - 33 cm	11-1304-3	3401029490624
15° - L	33 - 38 cm	11-1304-4	3401029490792
15° - XL	38 - 43 cm	11-1304-5	3401029490853
30° - S	23 - 28 cm	11-1305-2	3401029490914
30° - M	28 - 33 cm	11-1305-3	3401029491164
30° - L	33 - 38 cm	11-1305-4	3401029491225
30° - XL	38 - 43 cm	11-1305-5	3401029491393

Prescrire : UltraSling[®] IV ER DonJoy[®]

DONJOY® CROMAX



INDICATIONS :

- Traitement fonctionnel des fractures de la clavicule avec ou sans déplacement.
- Maintien confortable des épaules vers l'arrière.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangles acromio-claviculaires avec système d'attache dorsale par bandes auto-agrippantes.
- Ces sangles permettent un maintien réglable de la traction.
- Les épaulières molletonnées assurent un excellent confort.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique à Grand Adulte).



TAILLE	LONG. CARRURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE (S)	19 - 24 cm	H-CR120	3401078178337
PETIT ENFANT (S2)	25 - 30 cm	H-CR124	3401078178276
ENFANT (M)	31 - 40 cm	H-CR121	3401074987018
ADULTE (L)	41 - 49 cm	H-CR122	3401074987186
GRAND ADULTE (XL)	50 - 58 cm	H-CR123	3401078178566

Prescrire : **Cromax DonJoy®**

DONJOY® RANGER




INDICATIONS :

- Immobilisation du coude et du poignet en rotation interne, sans abduction.
- Fracture de la palette humérale, de l'olécrane et de la tête radiale.
- Chirurgie ligamentaire du coude.
- Fractures de l'avant-bras nécessitant une immobilisation du coude et du poignet.

CARACTÉRISTIQUES :

- Cette attelle de coude articulée autorise le contrôle de l'amplitude du coude ainsi que du mouvement de prono-supination du poignet.
- Amplitude réglable par incréments de 30°.
- Possibilité de blocage en extension totale ou dans une autre position (4 blocages possibles : 90°, 120°, 150° ou 180°).
- Coques semi-rigides pour une meilleure contention et une facilité de réglage.
- Charnières réglables protégées pour plus de sécurité.
- Les différents réglages du bras et de l'avant-bras permettent une parfaite adaptation à la morphologie du patient.
- Livré avec une sangle de maintien amovible permettant l'immobilisation du coude au corps.
- Légère (550 g).
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).

 Découvrez la vidéo de mise en place du Ranger DonJoy®




TAILLE	LONG. AV. BRAS-PAUME	CODE ARTICLE	CODE ACL
S	20 - 29 cm	79-94200	3401077499716
M	29 - 37 cm	79-94210	3401077499884
L	37 - 48 cm	79-94220	3401077499945

Prescrire : **Ranger DonJoy®**

AIRCAST®

BANDAGE PNEUMATIQUE DE COUDE



INDICATIONS :

- Toutes tendinopathies d'insertion au niveau du coude.
- Épicondylite (tennis elbow).
- Épitrôchléite (golf elbow).
- Prévention dans le cas d'activités physiques ou professionnelles.

CARACTÉRISTIQUES :

- Avec la cellule pneumatique amovible, la compression exercée est localisée sur le muscle extenseur, et non pas sur la circonférence du bras : davantage de maintien, constriction réduite.
- Modèle bilatéral.
- Taille unique.



TAILLE	COLORIS	CIRC. COUDE	CODE ARTICLE	CODE ACL
UNIQUE	NOIR	20 - 35,5 cm	81-05AB	3401078504051

Prescrire : **Bandage pneumatique de coude Aircast®**

DONJOY®

DONJOY CONDILAX™

NOUVEAU



Insert épicondyléen

INDICATIONS :

- Épicondylite et épitrôchléite (tennis, golf elbow).
- Proprioception et prévention des blessures lors d'activités sportives.
- Arthrose légère du coude.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage anatomique 3D souple de haute qualité.
- Compression graduelle avec zones de décompression.
- Élasticité multidirectionnelle.
- Maillage textile élastique.
- Renforts de protection épicondyléens (inserts mousse SBR).
- Bande strapping amovible 5 cm.
- Contexture ultra douce.
- Tissu respirant.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).



Tricotage anatomique 3D



Compression graduelle avec zone de décompression



Maillage textile respirant, élastique et doux



Zone de confort avec maillage relâché



Inserts épicondyléens



Sangle élastique de renfort amovible et ajustable

TAILLE	CIRC. COUDE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
T1	18 - 20 cm	82-0720-1	0190446665045
T2	21 - 24 cm	82-0720-2	0190446665052
T3	25 - 28 cm	82-0720-3	0190446665069
T4	29 - 31 cm	82-0720-4	0190446665076
T5	32 - 35 cm	82-0720-5	0190446665083
T6	36 - 39 cm	82-0720-6	0190446665090

Prescrire : **DonJoy CondiLax™**

DOULEUR & RÉÉDUCATION PÉRINÉALE



La TENS (Neurostimulation électrique transcutanée) renforce l'action des systèmes de contrôle inhibiteurs de la douleur.

MÉCANISME DE CONTRÔLE :

Contrôle d'origine supraspinale


La TENS en mode dit basse fréquence ou acupuncturel exerce une action sur les voies inhibitrices descendantes et favorise l'augmentation du taux d'endorphines et de ses précurseurs dans le LCR.

TENS endorphinique : basse fréquence, analgésie retardée, post effet prolongé.

- Contrôle segmentaire.

Par la théorie du Gate control, la TENS, en stimulant les fibres A alpha et A Beta, participe au blocage de la transmission des messages douloureux au niveau des interneurons inhibiteurs de la corne postérieure de la moelle.

- **TENS conventionnel : haute fréquence, analgésie rapide, post effet variable.**





Comment définir la douleur ?


"Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans ces termes."

D'après l'IASP (International association for Study for pain)


MIEUX COMPRENDRE LA DOULEUR



L'ACTION DE LA NEUROSTIMULATION SUR LA DOULEUR




AGRESSION – CONTRÔLE = DOULEUR



AGRESSION – CONTRÔLE = SOULAGEMENT

Retrouvez toutes les informations sur le produit et la méthode TENS, nos protocoles, vidéos, FAQ : www.CefarTENS.fr

■ **RETROUVEZ SUR NOTRE SITE INTERNET CEFAR TENS UN ACCÈS DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS AVEC :**



• **Les références bibliographiques TENS**

• **L'actualité scientifique et les congrès**

• **Informations de prise en charge/remboursement**

• **Le contact de nos délégués**

• **Demande d'envoi de documentation en ligne**

La Haute Autorité de Santé, par sa Commission d'Évaluation des Produits et Prestations s'est prononcée le 17 Février 2009 pour un service rendu suffisant des appareils de neurostimulation électrique transcutanée.

Cefar Tens, est doté de toutes les caractéristiques nécessaires pour répondre au cahier des charges du remboursement (Avis CEPP HAS 17/02/2009) :

- 2 canaux de stimulation.
- Courant constant asymétrique compensé 100%.
- Intensité ajustable jusqu'à 99,5 Ma.
- Durée de stimulation programmable.
- Disponibilité des programmes Tens Gate Control/Conventionnel, Burst/Endorphinique et Modulé.
- Possibilité d'alterner les courants sur un même programme.
- Observance du traitement.
- Programmation.



INDICATIONS :

Cefar® TENS est un stimulateur 2 canaux utilisé à la fois par les patients à domicile et les professionnels de santé afin de délivrer une stimulation électrique dans le cadre du soulagement de la douleur (TENS) et du travail musculaire (EMS/NMES).

TENS = Neurostimulation Electrique Transcutanée. Le TENS est une méthode efficace dans le soulagement de la douleur. Le TENS utilise les principes physiologiques du système nerveux pour soulager les douleurs aiguës comme chroniques.

CARACTÉRISTIQUES :

- Batterie Lithium Polymère rechargeable sur secteur : charge rapide et complète en moins de 90 min permettant une autonomie de plus de 10h de traitement selon le type de programme et l'intensité utilisée.
- 1+1 : Cefar® TENS est un stimulateur 2 canaux indépendants. Il est ainsi possible d'utiliser le même programme sur les 2 canaux ou de combiner 2 programmes différents.
- Observance : suivi des séances réalisées par vos patients à domicile, nombre d'heure d'utilisation depuis la dernière remise à 0 et heure totale d'utilisation du dispositif.
- Échelle de Douleur : enregistrement de l'évaluation de la douleur avant et après traitement sur une échelle numérique (1-10).
- Verrouillage programme : permet de d'assurer que le patient utilisera uniquement le programme préconisé.
- Clip ceinture pivotant 180° : permet de disposer les câbles vers le haut ou le bas selon la zone de stimulation concernée.
- 5 plages programmables : permet de créer jusqu'à 5 programmes personnalisés.
- Mode Acupuncture : sélection du mode électro acupuncture pour usage clinique uniquement.
- Garantie 3 ans.

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE GTIN
CEFAR® TENS	2053	0190446323501
ACCESSOIRES INCLUS	CODE ARTICLE	CODE ACL/GTIN
DURA-STICK® PLUS CARRÉ 50 X 50 - SACHET DE 4 ÉLECTRODES	42198V	3401097547008
CHARGEUR RAPIDE	2001	0190446323440
JEU DE 2 CÂBLES À FICHES BANANES	1990	0190446323433
POCHETTE DE TRANSPORT	2049	0190446322436
TOUR DE COU ET CLIP	2023	0190446323457
CLIP CEINTURE	2037	0190446323464
ACCESSOIRES EN OPTION	CODE ARTICLE	CODE GTIN
TENS BELT	82-0275-x	-

Prescrire : **Cefar® TENS Chattanooga®**



Le Cefar® TENS est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié BSI.
Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO France S.A.S.

Guide des programmes

Votre thérapeute saura vous aider à déterminer quel programme vous convient le mieux.

NUMÉRO DU PROGRAMME	PATHOLOGIE
P1 Tens conventionnel : Gate control HF* 80 Hz - 180 µs	Douleurs neuropathiques ou nociceptives aiguës ou chroniques
P2 Tens burst : 2 Hz - 180 µs	Douleurs musculaires, insuffisance de résultat avec P1 ou protocole combiné
P3 Tens Gate Control Modulé 80 Hz - 70 à 180 µs	Douleurs neuropathiques ou nociceptives , effet de massage et relaxation
P4 Tens Gate Control Sensitive 80 Hz - 60 µs	Pour les régions sensibles, pédiatrie
P5 Tens mixte 80 Hz / 2 Hz - 180 µs	Combinaison TENS Gate Control et Burst sur une même région anatomique Stimulation de Han
P6 Neuromodulation 10 Hz - 180 µs	Stimulation acupunctureale pour nausées médicamenteuses, chimiothérapie, douleurs périnéales, neuromodulation
P7 Flow Tens 80 Hz - 70 à 180 µs	Massage, relaxation pour douleurs musculaires type cervicalgies, lombalgie
P8 Tens endorphinique : 5 Hz - 180 µs	Douleurs musculaires chroniques
P9 Tens Gate control HF* 100 Hz - 250 µs	Douleurs neuropathiques ou nociceptives
P10 NMES Muscle Stim 50 Hz - 250 µs	Renforcement musculaire

*stimulation haute fréquence.

chattanooga
TENS BELT



Poche latérale

INDICATIONS :

- Lombalgie chronique

CARACTÉRISTIQUES :

- Ceinture profilée et légère, effet « seconde peau » type PoroStrap™ DonJoy®.
- Textile ajouré respirant pour un confort d'utilisation optimal.
- Port à même la peau lors de l'utilisation du TENS.
- La poche latérale permet un accès facile à l'appareil et un mode mains libres lors de son utilisation.
- Les câbles avec fiche banane passent dans la ceinture pour atteindre les électrodes placées au niveau des lombaires.
- Électrodes repositionnables et autocollantes double-face.
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire et corriger la lordose.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Sangles de rappel posturales pour ajuster le niveau de contention.
- Sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter la mise en place.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter l'ajustement.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Lavable à la main et séchage à l'air libre dû aux composants électroniques (câbles).
- Livrée avec connectique et électrodes (sans le Cefar® TENS).
- Modèle mixte.
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).

TAILLE	HAUT. CEINTURE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0275-1	0190446646051
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0275-2	0190446646068
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0275-3	0190446646075
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0275-4	0190446646082
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0275-5	0190446646099

ACCESSOIRE INCLUS	CODE ARTICLE	CODE GTIN
ÉLECTRODES DURA-STICK® PLUS STIMGEL CARRÉ DOUBLE FACE 5 x 5 cm (x4)	199598V	0190446645481

Prescrire : **TENS Belt Chattanooga®**
Électrodes Dura-Stick® Plus Stimgel



LE SAVIEZ-VOUS ?

La période de grossesse, l'accouchement et la période post-partum sont particulières pour la future maman qui verra son corps changer et dont l'accompagnement tant physique que psychologique est nécessaire.



750 000

Bébés voient le jour chaque année.



30 ANS

C'est l'âge moyen des futures mamans.



1,87

C'est le nombre d'enfants par femme.



59%

C'est la réduction de risque d'incontinence urinaire grâce à la rééducation périnéale.

Expert en solutions thérapeutiques et technologiques, DJO France a concentré son savoir-faire dans une gamme de dispositifs médicaux exclusifs pour les futures mamans.

Sources : Insee bulletin démographique 2019 publié le 14 janvier 2020. - Eurostat - Ameli.fr

Rééducation périnéale Post-Partum

Pour lutter contre l'incontinence urinaire, la rééducation du périnée s'avère très efficace. En effet, les muscles pelviens s'étirent durant toute la grossesse et après l'accouchement, ne retrouvant pas instantanément leur force. La rééducation post-partum permet de restaurer une bonne tonicité périnéo-sphinctérienne.

Différentes techniques existent, notamment l'électrostimulation avec sonde.

ÉLECTROSTIMULATION ET INCONTINENCE D'EFFORT

Objectifs

Forme la plus fréquemment rencontrée, sa rééducation consiste à :

- **Restaurer une bonne tonicité de la musculature périnéale** afin de retendre le hamac de DeLancey et par conséquent, d'offrir un meilleur positionnement cervico-urétral.
- **Renforcer le sphincter strié** pour lui permettre d'assurer une occlusion complète de l'urètre en toutes circonstances et notamment, en cas de brusque augmentation de la pression vésicale.

Paramètres

Ces deux objectifs visent des fibres musculaires lentes de type I (tonicité périnéale) et des fibres rapides de type IIb (puissance sphinctérienne), ce qui justifie le choix habituel d'une fréquence de 50 Hz avec une durée de repos double de celle de la contraction. Recommandations à la pratique ANAES 2000.

Les durées de contractions et repos évolueront selon la progression afin de générer une quantité de travail plus importante au fur et à mesure des séances.

Comme toujours dans le cadre d'une stimulation destinée à restaurer les qualités musculaires, il faudra rechercher à monter l'intensité au maximum tolérable par la patiente en restant toujours en-dessous du seuil de la douleur.

Programmes et fréquence des séances

Programme 1, 2 et 3 du Peristim Pro Chattanooga[®].
3 séances par semaine pendant 6 semaines minimum puis entretien.



Brochure
Peristim Pro
Chattanooga[®]



ÉLECTROSTIMULATION ET RÉÉDUCATION POST-PARTUM



chattanooga

Objectifs

L'électrostimulation dans le cadre du post-partum est préconisée après un délai de 6 à 8 semaines dans le but de restaurer une bonne tonicité périnéo-sphinctérienne et surtout, de permettre à la jeune maman de se réapproprier son périnée.

Paramètres et programmes

La stimulation utilise des paramètres semblables à ceux utilisés par l'incontinence d'effort : 50 Hz, durée de repos double de la durée de contraction.

Programme 1, 2 et 3 du Peristim Pro Chattanooga[®].

Le Peristim Pro permet également la prise en charge de l'incontinence mixte (P4, P5, P6), la Neuromodulation du Nerf Tibial Postérieur dans le cadre du traitement de l'instabilité vésicale (Programme 7) et le soulagement des douleurs périnéales (P8, P9).



PERISTIM PRO



Le Peristim Pro est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié BSI.
Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO France S.A.S.

INDICATIONS :

Rééducation périnéale dans le cadre d'incontinence d'effort, instabilité vésicale, incontinence mixte et neuromodulation du NTP (Nerf Tibial Postérieur).
Traitement à domicile.

CARACTÉRISTIQUES :

- 9 programmes pré-sélectionnés permettant de traiter l'incontinence de stress, l'incontinence mixte, l'incontinence d'impériosité, la douleur liée aux troubles urinaires (par ex. la cystite) et la stimulation des nerfs sacrés ou la stimulation du nerf tibial postérieur dans le traitement de l'instabilité vésicale.
- Guide du programme : des informations complètes concernant le programme à utiliser dans chaque cas particulier figurent dans le guide de l'utilisateur.
- Stimulation utilisant une sonde vaginale et/ou anale ou des électrodes de surface pour la neuromodulation.
- Programmable : permet d'ajouter 3 programmes personnalisés.
- Grand écran rétroéclairé.
- Autres avantages : fonction pause, verrouillage du programme, verrouillage par clé, conformité, auto-vérification.
- Garantie 2 ans.

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE ACL
PERISTIM PRO	111.231+	3401045507436
ACCESSOIRES INCLUS	CODE ARTICLE	CODE ACL
DURA-STICK® PLUS RONDE Ø 50 - SACHET DE 4 ÉLECTRODES	42197V	3401097384405
JEU DE 2 CÂBLES (ÉCOTAXE INCLUSE)	1240	7640109605350
KIT CHARGEUR 4 PILES RECHARGEABLES (ÉCOTAXE INCLUSE)	111.960	3401042205434
CLIP CEINTURE, TOUR DE COU, MOUSQUETON	1495	7640109605381

Prescrire : **Peristim Pro Chattanooga®**



SONDE VAGINALE SAINT-CLOUD® OVA



INDICATIONS :

- Rééducation périnéale.
- Prévention post-partum et rééducation des troubles de l'incontinence par électrothérapie et biofeedback.

CARACTÉRISTIQUES :

- Électrodes latérales : favorise un recrutement optimal et le confort de stimulation.
- Design anatomique.
- Légèreté et col rétréci permettant les exercices debout.
- Hygiène optimale.
- Branchement 0,2 cm femelle universelle et renforcée.
- Tige indicatrice de contraction : en cas de contraction correcte, la tige descend, si ce n'est pas le cas, elle monte. Elle permet de visualiser les contractions, de faciliter le retour patient et l'apprentissage, et aide à l'évaluation des progrès réalisés en rééducation.
- Matière en contact avec la patiente : ABS et Stainless Steel biocompatible.
- Câble blindé en cuivre avec gaine PVC.
- Dimensions sonde :
 - Longueur : 9,4 cm.
 - Largeur : 2 cm.

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE GTIN
SONDE VAGINALE SAINT-CLOUD® OVA	114.700+	0190446303787
ACCESSOIRES	CODE ARTICLE	CODE ACL
ADAPTATEUR DIN 3 BROCHES MÂLE POUR SONDE 2 FICHES BANANES FEMELLES	A14.920	-

Prescrire : **Sonde Vaginale Saint-Cloud® OVA Chattanooga®**

La sonde vaginale Saint-Cloud® OVA est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié Presafe.
Lire attentivement la notice. Fabricant : Everyway medical.



SONDE VAGINALE SAINT-CLOUD® CLASSIC



INDICATIONS :

- Rééducation périnéale.
- Prévention post-partum et rééducation des troubles de l'incontinence par électrothérapie et biofeedback.

CARACTÉRISTIQUES :

- Électrodes latérales : favorise un recrutement optimal et le confort de stimulation.
- Étranglement améliorant le maintien dans le vagin tout en évitant l'expulsion lors des contractions.
- Double électrodes bagues pour un recrutement circulaire sur tous les côtés de la paroi vaginale.
- Polissage des aspérités potentiellement inconfortables pour la patiente.
- Extrémité allongée de la sonde facilitant la prise en main et permettant une meilleure visualisation en stimulation comme en biofeedback.
- Connectique DIN 3 broches.
 - Longueur : 13 cm.
 - Diamètre : 2,5 cm.

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE ACL
SONDE VAGINALE SAINT-CLOUD® CLASSIC 2 BAGUES DIN 3 BROCHES MÂLE	114.502+	3401074459522
ACCESSOIRE	CODE ARTICLE	CODE ACL
ADAPTATEUR 2 FICHES BANANES POUR SONDE DIN 3 BROCHES MÂLE	A14.913	-

La sonde vaginale Saint-Cloud® Classic est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié BSI. Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO France S.A.S.

Prescrire : **Sonde Vaginale Saint-Cloud® Classic Chattanooga®**



SONDE VAGINALE SAINT-CLOUD® PLUS



INDICATIONS :

- Rééducation périnéale.
- Prévention post-partum et rééducation des troubles de l'incontinence par électrothérapie et biofeedback.

CARACTÉRISTIQUES :

- Courbure anatomique respectant la morphophysiologie vaginale pour améliorer le confort et la qualité du recrutement musculaire.
- Grandes électrodes à bandelettes ventro-latérales pour une meilleure surface de contact et une efficacité optimale.
- Colerette de maintien amovible pour retrouver la bonne profondeur de stimulation à chaque séance.
- Déconnexion des câbles favorisant une immersion complète dans un bain désinfectant (type Stéranios®).
- Connectique 2 fiches bananes 0,2 cm.
 - Longueur : 12,8 cm.
 - Diamètre : 2,4 cm.

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE GTIN
SONDE VAGINALE SAINT-CLOUD® PLUS 2 FICHES BANANES 0,2 cm	114.610+	3401075793687
ACCESSOIRES	CODE ARTICLE	CODE ACL
ADAPTATEUR DIN 3 BROCHES MÂLE POUR SONDE 2 FICHES BANANES FEMELLES	A14.920	-

La sonde vaginale Saint-Cloud® Plus est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié BSI. Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO France S.A.S.

Prescrire : **Sonde Vaginale Saint-Cloud® Plus Chattanooga®**



SONDE ANALE SAINT-CLOUD®



INDICATIONS :

- Rééducation ano-rectale par électrothérapie et biofeedback.

CARACTÉRISTIQUES :

- Double recrutement musculaire (pubo-rectal et sphincter strié anal) assuré par une bague située au niveau de l'angle anorectale (angle 110°).
- Languette de maintien amovible permettant le maintien à une main de la sonde par le patient et évitant ainsi l'expulsion en cours de séance.
- Connectique 2 fiches bananes 0,2 cm ou DIN 3 broches.
 - Longueur : 11 cm.
 - Diamètre : 1,3 cm.

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE ACL
SONDE ANALE SAINT-CLOUD® DIN 3 BROCHES	114.240+	3401079669704
SONDE ANALE SAINT-CLOUD® 2 FICHES BANANES 0,2 cm	114.242+	3401043101407

La sonde anale Saint-Cloud® est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié BSI. Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO France S.A.S.

Prescrire : **Sonde Anale Saint-Cloud® Chattanooga®**

DOULEUR - RÉÉDUCATION
PÉRINEALE - ÉLECTRODES

DURA-STICK[®] PLUS



AVANTAGE :

Qualité : Une longévité estimée à 40 séances et la technologie 1 000 brins favorisant une conduction optimale du courant.
La référence des électrodes sur le marché.

CARACTÉRISTIQUES :

Dessus : film textile non lavable.
Dessous : microtissage de fil métal.
Gel hypoallergénique Multistick[™].
Connexion universelle : électrodes à fil pour toutes les dimensions.

INFORMATIONS :

Les électrodes Dura-Stick[®] Plus sont dotées d'un onglet permettant un positionnement et un décollement facilité.

D'un rapport qualité/prix sans égal, les électrodes Dura-Stick[®] Plus fil répondent au cahier des charges HAS et peuvent faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance (sur prescription, soumise à conditions).

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE ACL
Ø 3,2 cm (SACHET DE 4)	42219V	3401097384344
Ø 5 cm (SACHET DE 4)	42197V	3401097384405
5 x 9 cm (SACHET DE 4)	42199V	3401097384573
5 x 5 cm (SACHET DE 4)	42198V	3401097547008

Prescrire : **Dura-Stick[®] Plus Chattanooga[®]**

DURA-STICK[®] PREMIUM



AVANTAGE :

Souplesse : Particulièrement adaptées aux plis cutanés, articulations et toutes les zones au relief prononcé.
Une longévité estimée à plus de 60 séances.

CARACTÉRISTIQUES :

Dessus : film isolant polyuréthane, gris lavable.
Dessous : microtissage de fil métal.
Gel hypoallergénique Blue Gel.
Connexion : électrodes à fil.

INFORMATIONS :

La gamme Dura-Stick[®] Blue Gel est idéale pour les patients à peau sensible présentant des irritations suite à l'utilisation d'électrodes traditionnelles.

Les électrodes Dura-Stick[®] Premium répondent au cahier des charges HAS et peuvent faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance (sur prescription, soumise à conditions).

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE ACL
BLUE GEL 5 x 5 cm (SACHET DE 4)	42211V	3401097384283
BLUE GEL 4 x 9 cm (SACHET DE 4)	42212V	3401097384115

Prescrire : **Dura-Stick[®] Premium Chattanooga[®]**

CRYOTHÉRAPIE BIEN-ÊTRE





DONJOY[®] ICEMAN[®] CLEAR^{3™}



INDICATIONS :


- Aide à la réduction de la douleur pré ou post-opératoire.
- Réduction du délai de cicatrisation et résorption des œdèmes et inflammations.
- Traitement prolongé par le froid pour répondre à de nombreuses indications et protocoles.

CARACTÉRISTIQUES :

- Conception ergonomique, pour une portabilité facile et un stockage réduit.
- Praticité et simplicité de mise en marche grâce à la température d'entrée prédéfinie, utilisation « Plug-n-Play » (Brancher et Utiliser).
- Couvercle verrouillable équipé d'un joint étanche.
- Bac d'eau transparent permettant une meilleure visibilité de remplissage.
- Tuyau intégré à la glacière.
- Compatible avec les manchons DonJoy[®] (en accessoires) spécialement conçus pour délivrer une thérapie par le froid ciblée au membre affecté.
- Le refroidisseur ultra silencieux maintient le bain de glace au froid pendant 7 à 9 heures.



Découvrez les vidéos
de mise en place de
nos produits



DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE GTIN
GLACIÈRE ICEMAN [®] CLEAR ^{3™}	11-1639	0888912218139
ACCESSOIRES	CODE ARTICLE	CODE GTIN
MANCHON UNIVERSEL	11-0679-9-00000	0888912003629
MANCHON GENOU	11-1268-9-00000	0888912005456
MANCHON ÉPAULE	11-1334-9-00000	0888912005654
MANCHON CHEVILLE	11-1522	0888912006675
MANCHON HANCHE DROIT	11-9111	0888912000383
MANCHON HANCHE GAUCHE	11-9112	0888912000390
MANCHON COU DE PIED	11-1521	0888912006668
CONNECTEUR Y POUR UTILISATION 2 MANCHONS	11-0674-9-02000	0888912003582

Prescrire : **IceMan Clear^{3™} DonJoy[®]**

DONJOY[®] BOMBES DE FROID



INDICATIONS :

- Thérapie par le froid dans le cadre de traumatologie sportive.

CARACTÉRISTIQUES :

- Apporte un froid local entraînant une diminution instantanée de la conduction nerveuse.
- Format pratique pouvant tenir dans un sac à main ou sac de sport.
- Disponible en 2 tailles (200 ml et 400 ml).

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE ACL
BOMBE DE FROID 200 ml	BMF200	3401072645705
BOMBE DE FROID 400 ml	BMF400	3401072645873

Prescrire : **Bombes de Froid DonJoy[®]**

DONJOY® PACK DE CHAUD/FROID RÉUTILISABLE



INDICATIONS :

Froid :

- Post-opératoire (notamment orthopédique), traumatismes. Le froid a un effet antalgique par ralentissement de conduction nerveuse. Il évite également la formation d'œdème et diminue l'importance de l'hématome.

Chaud :

- Calme la douleur (torticolis, lumbago).

CARACTÉRISTIQUES :

- **Pour le froid** : conservé dans une glacière ou un congélateur, il reste souple et remplace la vessie de glace.
- **Pour le chaud** : réchauffer dans de l'eau chaude (60°) de 5 à 10 minutes ou 30 secondes maximum au micro-ondes (puissance maximale 1200 W), puis appliquer sur la peau protégée par la housse de protection fournie ou un linge.
- Essuyer et appliquer sur la peau préalablement protégée par un linge.
- Livré avec sa housse de protection.
- Disponible en 2 formats : 21 x 14 cm et 29 x 27 cm.

DIMENSIONS	CODE ARTICLE	CODE ACL
21 x 14 cm	AXP1	3401072645934
29 x 27 cm	AXP3	3401078921315

Prescrire : **Pack de Chaud/Froid Réutilisable DonJoy®**

Fabricant : Danyang Rapid Aid

DONJOY® PACK DE FROID INSTANTANÉ



INDICATIONS :

- Usage instantané et unique : urgence de terrain, activités de loisirs.

CARACTÉRISTIQUES :

- Le froid a un effet antalgique par ralentissement de la conduction nerveuse.
- Il évite également la formation d'œdème et diminue l'importance de l'hématome.
- Associe froid et compression (Protocole GREC) pour le pack avec strap (AXP4).
- Dimension : 21 x 14 cm.
- À usage unique

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CODE ARTICLE	CODE ACL
FROID INSTANTANÉ	21 x 14 cm	AXP2	3401072646184
FROID INSTANTANÉ À STRAP	21 x 14 cm	AXP4	3401521370455

Prescrire : **Pack de Froid Instantané DonJoy®**



DONJOY[®] HOUSSES DE PROTECTION



INDICATIONS :

- Housse de protection pour plâtres, pansements ou plaies.
- Botte ou gant hydrofuge totalement imperméable à l'eau.
- Facilite la toilette (bain ou douche).

CARACTÉRISTIQUES :


- Réutilisable environ 50 fois.
- Non stérilisable.
- Lors de l'immersion totale, bien chasser l'air au préalable.
- N'adhère pas à l'épiderme.
- Lavable.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (HP1 à HP3) et en taille enfant pour les « HP1 » et « HP2 ».

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE GTIN
MEMBRES INFÉRIEURS		
TAILLE UNIQUE	HP2	3401073943961
TAILLE ENFANT	HP2E	3401079539212
MEMBRES SUPÉRIEURS		
TAILLE UNIQUE	HP1	3401073943732
TAILLE ENFANT	HP1E	3401079539151
COUDE - GENOU		
TAILLE UNIQUE	HP3	3401078346712

Prescrire : **Housse de Protection DonJoy[®]**

Fabricant : IPA

DONJOY[®] CANNE ANGLAISE



INDICATIONS :

- Destinée à l'aide à la marche en cas de blessures ou de besoin de stabilité.
- Usage à l'intérieur et à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tube inférieur équipé d'un bouchon anti-bruit.
- Poignée design très confortable.
- Fabrication française.
- Existe en 2 modèles : Adulte (noir) et Enfant (turquoise/violet).
- Poids de la canne : 480 g (Adulte) et 331 g (Enfant).
- Poids supporté par canne : 150 kg (Adulte) et 100 kg (Enfant).

Modèle Adulte :

- Hauteur poignée-sol : de 77 à 98 cm.
- Hauteur appui-bras : 22 cm.
- Largeur repose-bras : 11 cm.

Modèle Enfant :

- Hauteur poignée-sol : de 55 à 77 cm.
- Accoudoir réglable : 11 à 21 cm.
- Largeur repose-bras : 7 cm.

DÉSIGNATION	TAILLE PATIENT	CODE ARTICLE	CODE ACL
CANNE ANGLAISE ADULTE - 6 PAIRES	De 1,35 à 2 m	24-2000-U-36060	3401029528518
CANNE ANGLAISE ENFANT - LA PAIRE	< 1,30 m	11-2510-P-360710	3401081527320
ACCESSOIRES		CODE ARTICLE	CODE ACL
EMBOUT DE RECHANGE		25-920100	3401029528747
CLIP DE RÉGLAGE		25-921019	3401081527269

Prescrire : **Canne anglaise DonJoy[®]**

Fabricant : Hergeden

chattanooga[®]

CHATT TAPE

**INDICATIONS :**

- Activation de la circulation.
- Diminution de la congestion lymphatique.
- Entretien du fonctionnement articulaire par stimulation proprioceptive et support mécanique.
- Soulagement de la douleur.

CARACTÉRISTIQUES :

- Bande adhésive à haute qualité assurant une élasticité semblable à celle de la peau (130-140% d'auto-extensibilité).
- Composé d'un support en coton et d'une masse adhésive acrylique hypo-allergénique.
- Imperméable, peut être porté plusieurs jours consécutifs.
- Application utilisant les principes de la kinésiologie.
- Commercialisé sous forme de rouleau de 5 m x 5 cm (boîte de 12 rouleaux).
- Disponible en 4 couleurs (beige, bleu, noir ou rose).

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	CODE GTIN
BOITE DE 12 ROULEAUX BEIGE	5001	0888912350792
BOITE DE 12 ROULEAUX BLEU	5002	0888912350808
BOITE DE 12 ROULEAUX NOIR	5003	0888912350815
BOITE DE 12 ROULEAUX ROSE	5004	0888912350822

Prescrire : **Chatt Tape Chattanooga[®]**

Fabricant : Thysol.





DONJOY[®] BANDES STRAPPING



INDICATIONS :

- Traitement des entorses légères, contention dans le cadre de légère laxité chronique, protection et prévention de récurrence.

CARACTÉRISTIQUES :

- Bandes spandex extensibles en longueur et parfaitement rigides latéralement.
- Disponible en blanc et en noir.
- Réutilisable.
- Attache par système auto-agrippant.
- Contient du latex.
- Modèle bilatéral.
- Taille unique.

DÉSIGNATION	PRISE DE MESURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
CHEVILLE BLANC	TAILLE UNIQUE	S800	3401076950928
CHEVILLE NOIR	TAILLE UNIQUE	S800N	3401060477646
GENOU BLANC	TAILLE UNIQUE	S900	3401072644982
GENOU NOIR	TAILLE UNIQUE	S900N	3401060478476
POIGNET BLANC	TAILLE UNIQUE	S600	3401072644234
POIGNET NOIR	TAILLE UNIQUE	S600N	3401060772970

Prescrire : **Bandes Strapping Cheville DonJoy[®]**
Bandes Strapping Genou DonJoy[®]
Bandes Strapping Poignet DonJoy[®]

DONJOY[®] BANDES REZIN



INDICATIONS :

- Immobilisation des fractures, avant et après intervention chirurgicale, correction orthopédique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Résine rigide polymérisable qui, après séchage complet, résiste à l'eau.
- Radiotransparente.
- Coloris crème.
- Contient du latex.

TAILLE	DIMENSIONS	CODE ARTICLE	CODE ACL
SURFACE ≥ 1800 cm ² ET < 2700 cm ²	5 cm x 3,6 m	PC3702-W	3401043647622
SURFACE ≥ 2700 cm ² ET < 3600 cm ²	7,5 cm x 3,6 m	PC3703-W	3401043647790
SURFACE ≥ 3600 cm ² ET < 4500 cm ²	10 cm x 3,6 m	PC3704-W	3401043647851
SURFACE ≥ 4500 cm ² ET < 5400 cm ²	12,5 cm x 3,6 m	PC3705-W	3401040937603

Prescrire : **Bandes Rezin DonJoy[®]**

UN ACCOMPAGNEMENT MARKETING À LA CARTE !

Mettez en valeur votre Expertise en Orthopédie et formez vos équipes à la délivrance du bon produit.

Contactez votre Ambassadeur DJO pour adapter nos supports à vos besoins.

DJO COMM'


- Pilotez votre visibilité
- Optimisez votre agencement



MKGBS562
Panneau Vitrine
DonJoy GenuLax®

DJO ACADÉMIE

- Faites monter en compétences vos équipes
- Accédez à nos services conseils
- Assurez la délivrance du bon produit




Application DJO Select

WWW



MKGBS552 PLV Métal Ortho



<https://www.djoglobal.eu/fr>


DJO COMM'

OUTILS AIDE À LA DÉLIVRANCE

SUPPORTS DIGITAUX



PLV PERMANENTES



PLAN MERCHANDISING



PLV SAISONNIÈRES



COVERING STANDARD OU SUR-MESURE



SERVICE CLIENT



CONSEILS ONLINE



DJOGLOBAL.FR



DJOSELECT.FR




DJOGLOBAL.FR/BLOG



[DJO FRANCE](http://DJO.FRANCE)



[DJO FRANCE](http://DJO.FRANCE)



FORMATIONS OFFICINES



DJO COMM'

Contactez votre Ambassadeur DJO pour définir votre communication personnalisée* :

OUTILS AIDE À LA DÉLIVRANCE



MKGBS415
Les Incollables Poignet



MKGBS32 Disque
décisionnel Ceintures



LIV548 Poster EXOS®



MKGBS437
Poster décisionnel



LIV668 Poster anatomique

OUTILS PERMANENTS



LIV151
Mannequin
Livré avec Boxer®



MKGBS10 Totem
Orthopédie



MKGBS552
PLV Métal Ortho



MKGBS539
PLV Alcove. Livrée
avec pied ou genou



MKGBS88
Totem Exos®

OUTILS SAISONNIERS



MKGBS246 Panneau
vitrine Orthopédie



MKGB562 Panneau
vitrine GenuLax®



MKGB119
Panneau Montagne



MKGBS398
PLV Aircast® Classique® II

PLAN MERCHANDISING



COVERING STANDARD OU SUR-MESURE



MKGBS56 Vitrophanie
Orthopédie




* Selon stocks disponibles

DJO ACADÉMIE

Contactez votre Ambassadeur DJO pour définir un plan de formation personnalisé




DJOGLOBAL.FR



DJO FRANCE



DJOSELECT.FR



Index par produits

TRONC / RACHIS

Ceintures Lombaires

Abdostrap™ II	15
Actistrap™	10
Airstrap™	12
Ceinture Thoracique Deluxe	15
Conforstrap™	13
Duostrap™	13
Immostrap™	12
Lombostrap™	14
MyBabystrap™	NOUVEAUTÉ 14
Porostrap™	10
Powerstrap	NOUVEAUTÉ 11

Corsets d'immobilisation

Exos Form™ II	16
TLSO II	17

Bandage Herniaire

Ernistrap™	17
------------	----

Colliers cervicaux

Collier Anatomique C1	19
Collier Anatomique C2	20
Collier DonJoy C2+™	NOUVEAUTÉ 21
Collier C3	22
Collier California	22

CHEVILLE - PIED - GAMME CHUT

Attelles de cheville

A60™	28
Aircast® Classique II™	26
Aircast® Light™	27
AirSport™	28
FusioLight®	27
Gel	29

Chevillères élastiques

AchilloForce® Air	32
Artilax™ Cheville	32
DonJoy FortiLax™ Cheville	NOUVEAUTÉ 29
DonJoy MaloLax™	NOUVEAUTÉ 31
DonJoy StrapiLax™ Cheville	NOUVEAUTÉ 31

Bottes d'immobilisation

AirSelect™ Courte	37
AirSelect™ Elite	36
AirSelect™ Standard	36
Maxtrax® / Maxtrax® Courte	38
Maxtrax® Air / Maxtrax® Air Courte	39
Maxtrax® Rom / Maxtrax® Rom Courte	40
Minitrax™	40
Nextep™	37

Chaussures post-opératoires

Chaussure pour plâtre	47
PodaHeel™	47

Podalux™ II	47
PodaPro™	47

Releveurs de pied

Aircast® PodaLib®	50
Releveur de Pied	50

Gamme CHUT

CHUT Adonis	56
CHUT Arlequin Sand	56
CHUT Brice	55
CHUT Cotton	57
CHUT Franki	57
CHUT Gary	58
CHUT Lea	59
CHUT New Diane	54
CHUT Pat	60
CHUT Rejilla	54
CHUT Soa	60
CHUT Venus	55
CHUT Wallaby	58

Chaussures de confort

Katy	61
Performance	63
Refresh	61
Winner Plus	63

Semelles de Confort	64
Talonnets « Heel Cups »	64

Gamme Podologie

Aircast® ActyToe™	NOUVEAUTÉ 66
Aircast® ActyToe™ Night	NOUVEAUTÉ 67
Aircast® ActyToe™ Lift	NOUVEAUTÉ 67
Aircast® SofToes™	NOUVEAUTÉ 68

GENOU

Attelles rotuliennes et élastiques

Artilax™ Genou	82
Bandeau Infra-Patellaire Aircast®	82
DonJoy FortiLax™ Genou	NOUVEAUTÉ 78
Reaction	75
DonJoy RotuLax™	NOUVEAUTÉ 79
DonJoy StabiLax™	NOUVEAUTÉ 81
DonJoy StrapiLax™ Genou	NOUVEAUTÉ 80
Tru-Pull®	77
Tru-Pull® Lite	76

Attelles ligamentaires

ACL Everyday	91
Armor	92
Defiance® III	93
DonJoy GenuLax™	NOUVEAUTÉ 87
Playmaker® Wrap II	89
PlayXpert Sleeve (modèle tubulaire)	88
PlayXpert Wrap (modèle ouvert)	88

SE 4 Point	90
Support Everest II	NOUVEAUTÉ 89

Attelles de genou post-opératoires

Immo AT4	99
Immo AT4 3V	99
Immo Genou 3V	100
Perform' Ice Genou	98
Support Everest Ice II	NOUVEAUTÉ 98
X-Act Rom Lite	100

Attelles de gonarthrose

Clima-Flex [™] OA	105
OA Defiance [®]	108
OA FullForce	106
OA Nano [™]	107
OA Reaction	104

POIGNET - MAIN - DOIGTS

Attelles de poignet-main

DonJoy CarpaForm [™]	114
DonJoy ComfortForm [™]	112
DonJoy DuoForm [™]	113
DonJoy RespiForm [™]	112
DonJoy ManuLax [™]	NOUVEAUTÉ 113

Attelles de poignet-pouce

DonJoy ComfortForm [™] +	114
DonJoy DuoForm [™] +	115
DonJoy RespiForm [™] +	115

Attelles de pouce

DonJoy ErgoForm [™]	116
DonJoy RhizoForm [™]	116

Attelles de poignet-main-doigts

DonJoy DigiForm [™]	117
DonJoy DigiForm [™] +	117
DonJoy PolyForm	NOUVEAUTÉ 118

Attelles de doigts

Attelle Aluminium Mousse	120
Attelle Baseball	119
Attelle Grenouille	119
Attelle Stack	120

GAMME EXOS[®]

Attelles de pouce / poignet-pouce

Exos [®] Poignet-Pouce Court	127
Exos [®] Pouce II	126
Exos [®] Rhiza	127

Attelles de poignet-main

Exos [®] Poignet-Main	128
Exos [®] Poignet-Main Long	129

Attelles de doigts

Exos [®] Doigt Externe	130
Exos [®] Doigt Interne	130

Attelles de poignet-doigts

Exos [®] 4 Doigts	NOUVEAUTÉ 132
Exos [®] Boxer Externe	131
Exos [®] Boxer Interne	131

ÉPAULE / COUDE

Écharpe d'épaule

Écharpe « Bear »	137
Écharpe de Contention	137
Gilet GCI [™]	136
Immo [™]	136
Immoscap [™] II	138

Coussin d'abduction

PSA 2	138
Ultrasling [®]	139
Ultrasling [®] IV	139
Ultrasling [®] IV AB	140
Ultrasling [®] IV ER	140

Sangle acromio-claviculaire

Cromax	141
--------	-----

Attelles de coude

Bandage Pneumatique de Coude	142
DonJoy CondiLax [™]	NOUVEAUTÉ 142
Ranger	141

DOULEUR / RÉÉDUCATION PÉRINÉALE / ÉLECTRODES / SONDES RÉÉDUCATION

Cefar [®] TENS	146
Électrodes Dura-Stick [®] Plus	152
Électrodes Dura-Stick [®] Premium	152
Peristim Pro	150
Sonde anale Saint-Cloud [®]	151
Sonde vaginale Saint-Cloud [®] Classic	151
Sonde vaginale Saint-Cloud [®] OVA	150
Sonde vaginale Saint-Cloud [®] Plus	151
TENS Belt	147

CRYOTHÉRAPIE / BIEN-ÊTRE

Bandes Rezin	158
Bandes Strapping	158
Bombes de Froid	154
Cannes Anglaises	156
Chatt Tape	157
Housse de Protection	156
Iceman [®] Clear3 [™]	154
Pack de Chaud / Froid	155
Pack de Froid Instantané	155

Index par pathologie

A Acromioplastie

PSA 2	138
UltraSling [®] IV AB	140

Arthrose de la cheville

DonJoy FortiLax [™] Cheville	29
DonJoy StrapiLax [™] Cheville	31
DonJoy MaloLax [™]	31

Arthrose du coude

DonJoy CondiLax [™]	142
------------------------------	-----

Arthrose du pied

CHUT Venus	55
CHUT Adonis	56
CHUT Arlequin Sand	56
CHUT Gary	58
CHUT Soa	60
CHUT Pat	60
Refresh	61
Katy	61
Performance	63
Winner Plus	63

Arthrose du poignet

DonJoy RespiForm [™]	112
DonJoy DuoForm [™]	113
DonJoy ManuLax [™]	113

Arthrose fémoro-patellaire

Reaction	75
Tru-Pull [®] Lite	76
OA Reaction	104

Atteinte neurologique

Aircast [®] PodaLib [®]	50
Releveur de Pied	50

C Cervicarthrose

Collier Anatomique C1	19
Collier Anatomique C2	20
Collier DonJoy C2+ [™]	21

Chirurgie de la coiffe des rotateurs

PSA 2	138
Ultrasling [®]	139
Ultrasling [®] IV	139
UltraSling [®] IV AB	140
Ultrasling [®] IV ER	140

Chondromalacie

Reaction	75
----------	----

Chondropathie rotulienne

Reaction	75
Tru-Pull [®]	77

Congestion lymphatique

Chatt Tape	157
------------	-----

Contention

DonJoy FortiLax [™] Cheville	29
DonJoy StrapiLax [™] Cheville	31
DonJoy MaloLax [™]	31
ArtiLax [™] Cheville	32
DonJoy FortiLax [™] Genou	78
ArtiLax [™] Genou	82

Cors digitaux, pulpaire, dorsaux

Aircast [®] SofToes [™]	68
---	----

Cou-de-pied fort

CHUT Franki	57
CHUT Wallaby	58

Cryothérapie

Perform'Ice Genou	98
Support Everest Ice II	98

D Déficience abdominale

Duostrap [™]	13
Abdostrap [™] II	15

Désinsertion haute des ischios jambiers

X-Act Rom Lite	100
----------------	-----

Dislocation du pouce

Exos [®] Pouce II	126
----------------------------	-----

Douleur antérieure du genou

Reaction	75
DonJoy RotuLax [™]	79
Tru-Pull [®] Lite	76
Tru-Pull [®]	77

Dysplasie fémoro-patellaire

Tru-Pull [®] Lite	76
----------------------------	----

E Entorse cervicale

Collier Anatomique C2	20
Collier DonJoy C2+ [™]	21
Collier C3	22

Entorse de doigts

DonJoy DigiForm [™]	117
DonJoy DigiForm [™] +	117
Attelle Grenouille	119
Attelle Baseball	119
Attelle Aluminium mousse	120
Attelle Stack	120

Entorse de la cheville

Prévention de la récurrence

Airsport+	28
A60 [™]	28
Bandes Strapping	158

Entorse de la cheville Stade I

FusioLight [®]	27
Aircast [®] Light [™]	27
Gel	29
StrapiLax [™] Cheville	31

Entorse de la cheville Stade II

Aircast [®] Classique II [™]	26
--	----

Entorse de la cheville Stade III

Airselect [™] Elite	36
Airselect [™] Standard	36
Nextep [™] Longue et courte	37
Maxtrax [™] Longue	38
Maxtrax [™] Air Longue	39
Minitrax [™]	40

Entorse des LLI/LLE (Ligament Latéral

Interne/ Ligament Latéral Externe) genou

DonJoy GenuLax [™]	87
PlayXpert [®] Wrap	88
PlayXpert [®] Sleeve	88
Playmaker [®] Wrap II	89
Support Everest II	89
SE 4 Point	90
ACL Everyday	91
Armor	92
Defiance [®] III	93
Support Everest Ice II	84

Entorse du LCA (Ligament Croisé Antérieur)

Support Everest II	89
SE 4 Point	90
ACL Everyday	91
Armor	92
Defiance [®] III	93

Entorse du LCA et du LCP (Instabilité Combinée)

SE 4 Point	90
Armor	92
Defiance [®] III	93

Entorse du LCP (Ligament Croisé Postérieur)

SE 4 Point	90
Armor	92
Defiance [®] III	93

Entorse du médio-pied / Chopart / Lefranc

Airsport+	28
A60 [™]	28
Nextep [™] Longue et courte	37

Entorse du poignet

DonJoy ComfortForm [™]	112
DonJoy RespiForm [™]	112
DonJoy DuoForm [™]	113
DonJoy ManuLax [™]	113
Exos [®] Poignet-Main	128
Exos [®] Poignet-Main Long	129

Entorse du pouce

DonJoy ErgoForm [™]	116
DonJoy RhizoForm [™]	116
Exos [®] Pouce II	126
Exos [®] Rhiza	127

Entorse du poignet et du pouce

DonJoy ComfortForm [™] +	114
DonJoy RespiForm [™] +	115
DonJoy DuoForm [™] +	115
Exos [®] Poignet-Pouce Court	127

Épaule de l'hémiplégique

Écharpe de Contention	137
-----------------------	-----

Épicondylite (tennis elbow)

DonJoy DigiForm [™] +	117
Exos [®] 4 Doigts	132
Bandage Pneumatique de Coude	142
DonJoy CondiLax [™]	142

Épine calcanéenne

AchilloForce [®] Air	32
Refresh	61
Katy	61
Performance	63
Winner Plus	63
Talonnets « Heel Cups »	64

Épithrochléite (golf elbow)

DonJoy DigiForm [™] +	117
Exos [®] 4 Doigts	132
Bandage Pneumatique de Coude	142
DonJoy CondiLax [™]	142

Escarre

PodaHeel [™]	47
-----------------------	----

Éventration

Duostrap [™]	13
Abdostrap [™] II	15

F Fasciite plantaire

AchilloForce [®] Air	32
Refresh	61
Katy	61
Performance	63
Winner Plus	63
Talonnets « Heel Cups »	64

Fissure calcanéenne

PodaHeel [™]	47
-----------------------	----

Fracture calcanéenne

PodaHeel [™]	47
-----------------------	----

Fracture costale

Ceinture Thoracique Deluxe	15
----------------------------	----

Fracture de l'avant-bras

Ranger	141
--------	-----

Fracture de l'olécrane

Ranger	141
--------	-----

Fracture de la clavicule

Immoscap [™] II	138
Cromax	141

Fracture de la colonne du pouce

Exos [®] Rhiza	127
-------------------------	-----

Fracture de la palette humérale

Ranger	141
--------	-----

Fracture de la tête radiale

Ranger	141
--------	-----

Fracture de l'extrémité distale du radius et/ou cubitus

Exos [®] Poignet-Main Long	129
-------------------------------------	-----

Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus		H	Hallux valgus		Instabilité rotulienne	
Immoscap [™] II	138		Podalux [™] II	46	Reaction	75
Fracture de phalange			Podapro [™]	46	Tru-Pull [®] Lite	76
DonJoy DigiForm [™]	117		CHUT New Diane	54	Tru-Pull [®]	77
DonJoy DigiForm [™] +	117		CHUT Rejilla	54	DonJoy RotuLax [™]	79
Attelle Grenouille	119		CHUT Venus	55	DonJoy StrapiLax [™] Genou	80
Attelle Baseball	119		CHUT Cotton	57		
Attelle Aluminium mousse	120		CHUT Lea	59	Intervention de Bankart ou de Latarjet	
Attelle Stack	120		Aircast [®] ActyToe [™]	66	Ultrasling [®] IV	139
Exos [®] Doigt Externe	130		Aircast [®] ActyToe [™] Night	67	Ultrasling [®] IV ER	140
Exos [®] Doigt Interne	130		Aircast [®] ActyToe [™] Lift	67		
			Aircast [®] SofToes [™]	68	Insuffisance veineuse profonde	
Fracture des corps vertébraux			Hémiplégie		CHUT New Diane	54
Exos Form [™] II	16		Aircast [®] PodaLib [®]	50		
TLSO II	17		Releveur de Pied	50	L	Laparotomie
Fracture du carpe			Écharpe de Contention	137	Duostrap [™]	13
Exos [®] Poignet-Main	128		Immoscap [™] II	138	Abdostrap [™] II	15
Fracture du coude			Hémiplégie flasque			
Ranger	141		DonJoy PolyForm	118	Lésion du labrum	
Fracture du métatarse			Exos [®] 4 Doigts	132	Ultrasling [®] IV	139
Airselect [™] Courte	37		Hernie discale			
Nextep [™] Courte	37		Powerstrap	11	Lésion méniscale	
Maxtrax [®] Courte	38		Immostrap [™]	12	PlayMaker Wrap II	89
Maxtrax [®] Air Courte	39		Exos Form [™] II	16	Support Everest Ice II	98
Podapro [™]	46		Hernie inguinale unilatérale réductible		X-Act Rom Lite	100
Fracture du poignet			Ernistrap	17	OA FullForce	106
Exos [®] Rhiza	127		Hypercyphose			
Exos [®] Poignet-Pouce Court	127		TLSO II	17	Lésion neurologique	
Exos [®] Poignet-Main	128		Hyper-extension de l'articulation		Aircast [®] PodaLib [®]	50
Exos [®] Poignet-Main Long	129		Exos [®] Pouce II	126	Releveur de Pied	50
Fracture du tarse antérieur			Exos [®] Rhiza	127	DonJoy PolyForm	118
Airselect [™] Courte	37		Exos [®] Poignet-Pouce Court	127	Exos [®] 4 Doigts	132
Nextep [™] Courte	37		Hyper-laxité de la rotule		Ligamentoplastie du LCA et/ou LCP	
Fracture métacarpien			DonJoy RotuLax [™]	79	Perform [®] Ice Genou	98
Exos [®] Boxer Interne	131		Hyper-laxité du genou		Support Everest Ice II	98
Exos [®] Boxer Externe	131		DonJoy StabiLax [™]	81	X-Act Rom Lite	100
Exos [®] 4 Doigts	132		Hyper-lordose			
Fracture stable 1/3 inférieur de la jambe			MyBabystrap [™]	14	Lombalgie	
Airselect [™] Elite	36		Exos Form [™] II	16	Porostrap [™]	10
Airselect [™] Standard	36		I		Actistrap [™]	10
Nextep [™] Longue et courte	37		Immobilisation épaule/coude au corps type		Powerstrap	11
Maxtrax [®] Longue	38		Dujarier / Mayo Clinic		Immostrap [™]	12
Maxtrax [®] Air Longue	39		Gilet GCI [™]	136	Airstrap [™]	12
Maxtrax [®] Rom	40		Immo [™]	136	Duostrap [™]	13
Minitrax [™]	40		Immoscap [™] II	138	Lombostrap [™]	14
Fracture tassement rachis dorsal			Écharpe de Contention	137		
TLSO II	17		Écharpe « Bear »	137	Lombocruralgie	
Fracture tassement rachis lombaire			Immobilisation cervicale		Actistrap [™]	10
Exos Form [™] II	16		Collier C3	22	Powerstrap	11
TLSO II	17		Collier California	22	Immostrap [™]	12
Fracture uni ou bimalléolaire			Immobilisation du genou		Airstrap [™]	12
Airselect [™] Elite	36		Support Everest Ice II	98	Duostrap [™]	13
Airselect [™] Standard	36		Immo AT4	99	Lombostrap [™]	14
Nextep [™] Longue et Courte	37		Immo AT4 3V	99		
Maxtrax [®] Longue	38		Immo Genou 3V	100	Lumbago	
Maxtrax [®] Air Longue	39		X-Act Rom Lite	100	Porostrap [™]	10
Maxtrax [®] Rom	40		Incontinence		Actistrap [™]	10
Minitrax [™]	40		Peristim Pro	150	Powerstrap	11
G			Sonde vaginale Saint-Cloud [®] OVA	150	Immostrap [™]	12
Gonarthrose bicompartmentale			Sonde vaginale Saint-Cloud [®] Plus	151	Duostrap [™]	13
OA Reaction	104		Sonde vaginale Saint-Cloud [®] Classic	151	Lombostrap [™]	14
Gonarthrose unicompartmentale			Instabilité de la cheville			
OA Reaction	104		Airsport+	28	Luxation acromio-claviculaire	
Clima-Flex OA	105		A60 [™]	28	Immoscap [™] II	138
OA FullForce	106		DonJoy FortiLax [™] Cheville	29	Immo [™]	136
OA Nano [™]	107		DonJoy StrapiLax [™] Cheville	31	Immoscap [™] II	138
OA Defiance [®]	108		DonJoy MaloLax [™]	31	Ultrasling [®] IV	139
Grossesse et prévention post-partum			Instabilité du genou		Ultrasling [®] IV	139
MyBabystrap [™]	14		DonJoy StrapiLax [™] Genou	80	UltraSling [®] IV ER	140
Peristim Pro	150		DonJoy StabiLax [™]	81		
Sonde vaginale Saint-Cloud [®] OVA	150		DonJoy GenuLax [™]	87		
Sonde vaginale Saint-Cloud [®] Plus	151					
Sonde vaginale Saint-Cloud [®] Classic	151					

Luxation carpo-métacarpienne		CHUT Lea	59	Rupture du tendon d'Achille	
Exos [®] 4 Doigts	132	CHUT Soa	60	Maxtrax [®] Rom	40
Luxation de doigts		CHUT Pat	60	S Spondylodiscite	
DonJoy DigiForm [™]	117	Pied diabétique		Exos Form [™] II	16
DonJoy DigiForm [™] +	117	CHUT Adonis	56	Stomie intestinale	
Attelle Grenouille	119	CHUT Arlequin Sand	56	Duostrap [™]	13
Attelle Baseball	119	CHUT Wallaby	58	Abdostrap [™] II	15
Attelle Aluminium mousse	120	CHUT Soa	60	Syndrome de l'essuie-glace	
Attelle Stack	120	CHUT Pat	60	Tru-Pull [®] Lite	76
Luxation de la rotule		Refresh	61	Syndrome de Morton / Métatarsalgie	
Tru-Pull [®] Lite	76	Katy	61	Podalux [®] II	46
Tru-Pull [®]	77	Performance	63	Podapro [™]	46
Luxation de l'articulation gléno-humérale		Winner Plus	63	Refresh	61
UltraSling [®]	139	Pied étalé / plat		Katy	61
Luxation inférieure de la tête humérale chez le patient hémiplégique		Aircast [®] ActyToe [™] Lift	67	Performance	63
Écharpe de Contention	137	Aircast [®] SoftToes [™]	68	Winner Plus	63
Luxation du pouce		Plaie distale des doigts		Aircast [®] ActyToe [™] Lift	67
DonJoy ErgoForm [™]	116	Attelle Grenouille	119	Syndrome du canal carpien	
DonJoy RhizoForm [™]	116	Attelle Baseball	119	DonJoy CarpaForm [™]	114
Exos [®] Pouce II	126	Polyarthrite rhumatoïde		T Talalgie	
Exos [®] Rhiza	127	Refresh	61	AchilloForce [®] Air	32
Exos [®] Poignet-Pouce Court	127	Katy	61	Tendinopathie de la coiffe des rotateurs	
M Main de l'hémiplégique (flasque)		Performance	63	Gilet GCI [™]	136
Exos [®] 4 Doigts	132	Winner Plus	63	Écharpe de Contention	137
Maladie d'Osgood-Schlatter		DonJoy PolyForm	118	Tendinopathie du tendon d'Achille	
Reaction	75	Prévention et Post-partum		AchilloForce [®] Air	32
Tru-Pull [®] Lite	76	MyBabystrap [™]	14	Refresh	61
Bandeau Infra-patellaire	82	Abdostrap [™] II	15	Katy	61
Maux perforants plantaires		Peristim Pro	150	Performance	63
Podapro [™]	46	Sonde vaginale Saint-Cloud [®] OVA	150	Winner Plus	63
Métatarsalgie		Sonde vaginale Saint-Cloud [®] Plus	151	Talonnettes « Heel Cups »	64
Aircast [®] ActyToe [™] Lift	67	Sonde vaginale Saint-Cloud [®] Classic	151	Tendinopathie du coude	
N Néuralgie cervico-brachiale		Pouce du skieur		Bandage Pneumatique de Coude	142
Collier Anatomique C2	20	Exos [®] Pouce II	126	DonJoy CondiLax [™]	142
Collier C2+	21	Exos [®] Rhiza	127	Tendinopathie du poignet	
Collier C3	22	Proprioception		DonJoy DuoForm [™] +	115
O Obésité		DonJoy FortiLax [™] Cheville	29	DonJoy RespiForm [™] +	115
Duostrap [™]	13	DonJoy StrapiLax [™] Cheville	31	DonJoy CarpaForm [™]	114
Abdostrap [™] II	15	DonJoy MaloLax [™] Cheville	31	DonJoy ManuLax [™]	113
Orteils en griffe ou marteau		ArtiLax [™] Cheville	32	Tendinopathie rotulienne	
CHUT New Diane	54	DonJoy FortiLax [™] Genou	78	Reaction	75
CHUT Brice	55	DonJoy RotuLax [™]	79	Tru-Pull [®] Lite	76
CHUT Cotton	57	DonJoy StrapiLax [™] Genou	80	Tru-Pull [®]	77
CHUT Franki	57	DonJoy StabiLax [™]	81	Bandeau Infra-patellaire	82
Aircast [®] SoftToes [™]	68	ArtiLax [™] Genou	82	Téno-synovite du poignet (De Quervain)	
Ostéoporose		Chatt Tape	157	DonJoy DuoForm [™] +	115
TLSO II	17	Prothèse partielle du genou		DonJoy RespiForm [™] +	115
P Paralysie périphérique des releveurs de pied		Perform'Ice Genou	98	Exos [®] Poignet-Pouce Court	127
Aircast [®] PodaLib [®]	50	Prothèse totale du genou		TENS	
Releveur de Pied	50	Perform'Ice Genou	98	TENS Belt	147
Paraplégie haute		R Rééducation ano-rectale		Cefar [®] TENS	146
Duostrap [™]	13	Sonde anale Saint-Cloud [®]	151	Tétraplégie	
Pied bandé		Rééducation périnéale		Duostrap [™]	13
CHUT New Diane	54	Peristim Pro	150	Torticolis	
CHUT Rejilla	54	Sonde vaginale Saint-Cloud [®] OVA	150	Collier Anatomique C1	19
CHUT Franki	57	Sonde vaginale Saint-Cloud [®] Plus	151	Collier Anatomique C2	20
CHUT Wallaby	58	Sonde vaginale Saint-Cloud [®] Classic	151	Trouble de la statique	
CHUT Lea	59	Résorption de l'œdème		CHUT Gary	58
Pied œdémateux		Aircast [®] Classique II [™]	26	U Ulcère talonnier	
CHUT New Diane	54	Airselect [™] Elite	36	PodaHeel [™]	47
CHUT Rejilla	54	Rhizarthrose			
CHUT Brice	55	DonJoy RespiForm [™] +	115		
CHUT Cotton	57	DonJoy ErgoForm [™]	116		
CHUT Franki	57	DonJoy RhizoForm [™]	116		
CHUT Gary	58	Rupture de la coiffe des rotateurs			
Pied œdémateux (suite)		PSA 2	138		
CHUT Wallaby	58	UltraSling [®] IV	139		
		UltraSling [®] IV AB	140		
		UltraSling [®] IV ER	140		

AIRCAST®

 chattanooga®

DONJOY®

Dr.Comfort®





Fabricant :
DJO, LLC
1430 Decision Street
Vista
CA 92081-8553
USA

DJO France S.A.S
Centre Européen de Fret
3 rue de Bethar
64990 Mouguerre
www.DJGlobal.fr
www.DJOselect.fr
www.cefartens.fr



DJGLOBAL.FR



DJOSELECT.FR



DJGLOBAL.FR/BLOG



[DJO FRANCE](http://DJO.FRANCE)



[DJO FRANCE](http://DJO.FRANCE)



CEFARTENS.FR

*La Force du Mouvement.